

Instrucciones de uso



Nombre comercial: Raney Scalp Clip

Advertencia

1. Evite el procesamiento secundario de este dispositivo.
 Por ejemplo, evite los impactos o golpes en la superficie de este dispositivo. De lo contrario este dispositivo podría romperse.
2. Manipule con cuidado.
 No manipule el dispositivo de forma brusca de tal forma que se pueda deformar o rayar. Podría alterar significativamente la vida útil del dispositivo.
3. No use polvo abrasivo o lana de alambre.
 No frote la superficie con polvo abrasivo o lana de alambre durante la limpieza. Esto podría causar arañazos en la superficie de este dispositivo y dar lugar a la rotura.
4. No use sustancias detergentes de uso doméstico.
 Asegúrese de usar solamente detergente "médico". No use detergentes de uso doméstico.

Contraindicación / Prohibición

1. Se prohíbe aplicar un uso distinto al indicado.
 No use el dispositivo con una finalidad distinta al uso indicado. El uso del dispositivo fuera de su uso indicado podría ocasionar daños.
2. No lo use con sustancias químicas.
 Evite exponer este aparato a productos químicos como por ejemplo ácidos o bases con un pH mayor de pH 4 o pH9. De lo contrario este dispositivo podría deteriorarse y causar daños.
3. Evite el procesamiento secundario de este dispositivo.
 Por ejemplo, evite los impactos o golpes en la superficie de este dispositivo. De lo contrario este dispositivo podría romperse.
4. Usar con fórceps clips de raney para cuero cabelludo. No utilice los fórceps de otro fabricante.

Forma/Estructura



Código de producto	Descripción del producto
07-062-00	Raney Scalp-Clip, 50 pzs de plastic/bolsa (desechables)

Material: Resina de poliacetal

Uso pretendido/Potencia o Efecto

Este dispositivo debe utilizarse con el fin de detener la hemorragia del cuero cabelludo durante la operación.

Este dispositivo es de un solo uso.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar este producto, revíselo, límpielo y esterilícelo de acuerdo con estas instrucciones.

Instrucciones de uso: Usar exclusivamente con un par de fórceps de clip raney para el cuero cabelludo y aplique este dispositivo sobre una pieza de gasa al margen de la herida, para no aplicar directamente en el cuero cabelludo.

Precaución

1. Advertencia
 Este dispositivo debe ser esterilizado por los usuarios bajo las condiciones de esterilización estándar o condiciones de esterilización cuya validez haya sido aprobada por organizaciones médicas en cada país o región.
2. Notas importantes
 - No use el dispositivo para nada distinto que no sea el propósito pretendido. El uso del dispositivo fuera de su propósito pretendido podría ocasionar daños. No utilice este dispositivo para otro fin que no sea el de detener la hemorragia del cuero cabelludo.
 - Este dispositivo es de un solo uso.
3. Precauciones sobre el uso de otros instrumentos en combinación con este producto
 - Usar con fórceps clips de raney para cuero cabelludo. El uso de otros fórceps podría disminuir la fuerza de cierre y/o las características funcionales de este dispositivo.
4. Defecto /Evento adverso
 - La utilización de este dispositivo puede causar la necrosis del cuero cabelludo. Preste especial atención a la zona afectada para evitar la necrosis.

Almacenamiento y vida útil

No almacene el dispositivo en sitios donde la temperatura o la humedad se incremente o cambie drásticamente.

Mantenimiento/Inspección

1. Comprobación de operación/funcionamiento
 Asegúrese de que el dispositivo funciona correctamente antes de su uso.
2. Seque de inmediato después de lavar.
 Asegúrese de secar el dispositivo inmediatamente después de lavarlo. No deje el dispositivo mojado por periodos prolongados de tiempo.
3. Esterilización
 El dispositivo debe ser esterilizado por los usuarios, usando el método de autoclave o un proceso de esterilización validado regulado por organizaciones médicas en cada país o región. La esterilización ETO (óxido de etileno) y autoclave son aplicables y se recomienda la esterilización EtO.
 Condiciones de esterilización de calor húmedo son proporcionados por la norma ISO / TS 17665 a 2 y los CDC directriz de la siguiente manera;

ISO/TS 17665-2	
Temp.	Tiempo de exposición mínimo
121°C / 249.8°F	15 Min.
126°C / 258.8°F	10 Min.
134°C / 273.2°F	3 Min.

CDC (Consulte la Guía)	
Temp.	Tiempo de exposición mínimo
132°C / 270°F	3 Min.

No usar esterilización por plasma de gas peróxido de hidrógeno, ya que esto puede deteriorar las características del material.

Embalaje

50 piezas por paquete

Referencia

Directriz para la desinfección y esterilización en Instalaciones de Salud, 2008 (CDC)

Aspectos relacionados con el periodo de garantía

MIZUHO Corporation reparará las piezas defectuosas de este producto sin cargo alguno durante un año a partir de la fecha de envío/pago excepto por daños ocasionados por reparaciones de terceros, desastres naturales, uso incorrecto o negligencia. Todos los términos de la garantía y las condiciones están sujetos a las regulaciones de MIZUHO Corporation.

Nombre y dirección del fabricante

MIZUHO Corporation

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokio 113-0033, Japón

Contacto : Mizuho Medical Co., Ltd.

TEL: 81-3-3815-7101 FAX: 81-3-3818-1705