

Instrucciones de uso

Arco de Anestesia en L Con Fijador (Trade Name: Anesthesia Screen L Type with Clamp)

Contraindicaciones/Prohibiciones


Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma



Cód. núm.	Descripción del producto	A (mm)	B (mm)
08-062-00	Arco de Anestesia en L Con Fijador *1 (Anesthesia Screen L Type with Clamp)	650	16
08-062-00-R1	Arco de Anestesia en L Con Fijador (R1) *2 (Anesthesia Screen L Type with Clamp (R1))	650	16
08-062-00-R2	Arco de Anestesia en L Con Fijador (R2) *3 (Anesthesia Screen L Type with Clamp (R2))	650	16

Cód. núm.	Descripción del producto	Diá. del orificio de inserción (mm)
08-110-01	Fijador para Barra Redonda *4 (Clamp for Round Bar)	16
08-117-09	Fijador para Barra Redonda (R1) *5 (Clamp for Round Bar (R1))	16
08-117-11	Fijador para Barra Redonda (R2) *6 (Clamp for Round Bar (R2))	16

*1 se presenta con *4, *2 se presenta con *5, *3 se presenta con *6.

*4, *5, y*6: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso

Unidad principal: 1,1 kg

Fijador para carril: 0,9 kg

3. Material

① Fijador para carril: Acero inoxidable

② Tirador de fijación: Acero inoxidable

③ Marco de la pantalla: Acero inoxidable

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Es un arco de anestesia en forma de L. Este marco se coloca en una fijación ajustable en ángulo montada sobre uno de los carriles laterales de la mesa de operaciones.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso



① Fijador para carril ② Tirador de fijación

③ Marco de la pantalla

- Acople el Fijador para carril① al carril lateral de la mesa de operaciones.
- Inserte el Marco de la pantalla③ en el Fijador para carril① y apriete la Tirador de fijación② para asegurarla de forma temporal.
- Mueva el Marco de la pantalla③ a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
- Tras el ajuste, apriete la Tirador de fijación② para asegurar el Fijador para carril① y el Marco de la pantalla③.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

- No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- Vida útil de este producto: 7 años (Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands