

Instrucciones de uso

Tablero de Transferencia (Trade Name: Transfer Board)

Contraindicaciones/Prohibiciones

Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.


Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

Unidad: mm



Cód. núm.	Descripción del producto	Peso
08-070-57	Tablero de Transferencia II (Tipo de Fijación a Carril) (Transfer Board II (Rail Fixation Type))	3,0 kg

2. Peso máximo del paciente

135 kg

3. Material

- ① Cubierta: Poliuretano
- ② Bastidor: Acero inoxidable
- ③ Soporte de montaje: Acero inoxidable

Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones. Esta herramienta se utiliza para ayudar temporalmente a las piernas cuando se induce la anestesia.


Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso

1. Montaje

Enganche los soportes de montaje de este producto en los collares de carril en ambos lados de los carriles laterales de la mesa de operaciones.



2. Mesas de operaciones aptas

Consulte el folleto "ACCESORIOS DE LA MESA DE OPERACIONES" de Mizuho.

Advertencia/Precaución

1. Precauciones importantes

- 1-1. Asegúrese de verificar que este producto esté perfectamente sujeto a la mesa de operaciones.
- 1-2. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 1-3. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

- 1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
- 2. Vida útil de este producto: 7 años
(Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

- 1. Comprobar antes y después del uso
 Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
- 2. Limpieza y desinfección
 Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
- 3. En caso de mal funcionamiento
 Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands