

Istruzioni per l'uso

Nome commerciale: Supporto per addominali a quattro punti in fibra di carbonio radiotrasparente

Attenzione

1. Il prodotto deve essere utilizzato rispettando queste istruzioni e prestando particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti. In caso contrario si potrebbero causare gravi problemi o eventi avversi.
2. Quando il dispositivo viene utilizzato su un paziente dove c'è un sospetto di malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), assicurarsi di aderire alle restrizioni più recenti ed aggiornate disponibili in ogni paese e/o regione per il suo riutilizzo. [Prestare attenzione al rischio di infezione secondaria.]

Controindicazioni / Divieti

1. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto
Utilizzare strumenti esclusivamente per il loro scopo previsto. L'uso non corretto potrebbe causare la rottura di questo prodotto.
2. Proibizione d'uso di agenti chimici
Evitare l'esposizione di questo prodotto ad agenti chimici. In tal modo si potrebbe danneggiare questo prodotto dovuto a corrosione.
3. Proibizione di processo secondario di questo prodotto
Non applicare nessun processo secondario a questo prodotto. Ad esempio, non applicare urti o segni di vibrazioni alla superficie di questo prodotto. In tal modo si potrebbe rompere questo prodotto.
4. Maneggiare con cura
Maneggiare il prodotto con cura, poiché potrebbe deformarsi o danneggiarsi. Maneggiare in modo disattento strumenti e apparecchi può ridurre significativamente la vita utile.
5. Divieto di uso di polvere lucidante e pagliette d'acciaio
Per la pulizia del prodotto, non provare a lucidare le sue superfici con polvere lucidante abrasiva e pagliette d'acciaio. Ciò potrebbe provocare graffi sulle superfici del prodotto con conseguente ruggine o corrosione.
6. Proibizione di sterilizzazione
Non sterilizzare questo prodotto. La sterilizzazione potrebbe influire sulle proprietà di questo prodotto.

Forma / Struttura

1. Forma / Struttura



N. codice	Descrizione prodotto	Componente
02-121-10	Supporto per addominali a quattro punti in fibra di carbonio radiotrasparente	A+B

2. Materiale

	Materiale
A	Plastica, materiale in tessuto
B	Plastica rinforzata con fibra di carbonio, plastica, materiale in tessuto

Scopo previsto

Questo prodotto è un accessorio per un tavolo operatorio, e viene utilizzato per il supporto di un paziente per mantenere la posizione prona.

Direttive per l'uso

Prima dell'uso di questo prodotto, assicurarsi di ispezionarlo, lavarlo alle condizioni corrette, e disinfettarlo.

Precauzioni prima dell'uso

1. Proibizione di sterilizzazione
Non sterilizzare questo prodotto. La sterilizzazione potrebbe influire sulle proprietà di questo prodotto.
2. Difetti o eventi avversi
-Proibizione d'uso di agenti chimici
Evitare ad esporre questo prodotto ad agenti chimici. In tal modo si potrebbe danneggiare questo prodotto dovuto a corrosione.
3. Carico ammissibile
Non aggiungere carico superiore a 60 kg.

Conservazione / Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni
(soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
L'uso non corretto potrebbe causare danni a questo prodotto e al tavolo operatorio al quale questo prodotto è applicato.
- Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il prodotto con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.

Manutenzione / Ispezione

<Dagli utilizzatori>

1. Controllare prima e dopo l'uso
Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo l'uso.
2. Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.

Pulizia	Disinfezione *1	Sterilizzazione		
Strofinare con detergenti neutri per uso medicale	Pulire con alcool	EOG	Vapore ad alta pressione	Gas plasma di perossido d'idrogeno
OK	OK	NG	NG	NG

*1: Disinfettante a base di iodio, non è utilizzabile per nessuna parte

3. In caso di malfunzionamento

Se è necessario far riparare questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Dai fornitori>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da fornitori certificati di Mizuho.

Confezione

1 pezzo per confezione

Questioni relative al periodo di garanzia

La MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito per un anno dalla data di consegna/installazione eccetto per i casi di danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danno intenzionale. Tutti gli altri termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle normative di MIZUHO Corporation.

Nome e indirizzo del costruttore



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<http://www.mizuho.co.jp>

Rappresentante autorizzato per l'Europa



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands