


Istruzioni per l'uso

Estensore per Schermo Anestetico (Trade Name: Anesthesia Screen Extension)

Controindicazioni/Divieti

1. Questo prodotto è convalidato solo per l'utilizzo con tavoli operatori di Mizuho.
2. Garantire che tutte le maniglie di fissaggio siano serrate. Un allentamento può causare il distacco o lo spostamento del prodotto, il quale potrebbe a sua volta causare lesioni al paziente.
3. Non coprire il volto del paziente con uno schermo. Rimuovere immediatamente lo schermo quando copre il volto del paziente.




Simbolo per l'etichettatura

MD : Dispositivo medico

Specifiche

1. Forma



N. codice	Descrizione prodotto
08-061-40	Estensore per Schermo Anestetico con Morsetto *1 (Anesthesia Screen Extension with Clamp *1)
08-061-40-R1	Estensore per Schermo Anestetico con Morsetto (R1) *2 (Anesthesia Screen Extension with Clamp (R1) *2)
08-061-40-R2	Estensore per Schermo Anestetico con Morsetto (R2) *3 (Anesthesia Screen Extension with Clamp (R2) *3)

08-110-01	Morsetto per Barra Tonda *4 (Clamp for Round Bar *4)
08-117-09	Morsetto per Barra Tonda (R1) *5 (Clamp for Round Bar (R1) *5)
08-117-11	Morsetto per Barra Tonda (R2) *6 (Clamp for Round Bar (R2) *6)

*1 è fornita con *4 *2 è fornita con *5 *3 è fornita con *6 *4, *5, e *6: Le dimensioni della guida laterale montabile sono diverse.

2. Pesì

Corpo principale: 2,0 kg
Morsetto: 0,9 kg

3. Materiale

Corpo principale: Asta di acciaio inox
Morsetto: Acciaio inox colato


Scopo previsto

Questo è un accessorio per un tavolo operatorio. L'accessorio è un telaio telescopico a forma di T per schermo anestetico. Questo telaio deve essere applicato a un morsetto ad angolazione regolabile montato su una delle guide laterali di un tavolo operatorio.

Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso



1. Applicare il morsetto per barra tonda ① alla guida laterale di un tavolo operatorio.
2. Inserire il palo di supporto ② nel morsetto per barra tonda ① e serrare la maniglia di fissaggio ⑤ per fissare temporaneamente il palo di supporto.
3. Spostare il palo di supporto ② ad una posizione appropriata per la postura del paziente.
4. Dopo la regolazione, ruotare la maniglia di fissaggio ⑤ per fissare il morsetto per barra tonda ① e il palo di supporto ②.
5. Regolare la lunghezza della traversa telescopica ③ con la maniglia di bloccaggio ④ se necessario.
6. Far scorrere all'indietro la traversa telescopica su un lato e serrare la maniglia di fissaggio ④ su entrambi i lati.

Avvertenza/Attenzione

Precauzioni importanti

1. Quando si lavora con un tavolo operatorio, prestare attenzione per non consentire che questo prodotto venga a contatto o interferisca con la parte superiore del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con questo prodotto.
2. È necessario prestare attenzione quando ci si sposta con la traversa estesa.
3. Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterilizzati sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands s

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni (soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente)

Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

1. Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo l'uso.
2. Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.
3. In caso di un malfunzionamento
Se è necessario far riparare questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da agenti certificati di Mizuho.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.