



## Instrucciones de uso

### Apoyabrazos con Ángulo Ajustable (Trade Name: Angle Adjustable Arm Board)

#### Advertencia

1. Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.
2. Cuando se utilice este producto en un paciente en decúbito lateral, sujete el brazo en el lado inferior del apoyabrazos.  
 Si no sujetar el brazo en el apoyabrazos, el paciente podría resultar herido.




No utilice este producto si su superficie superior está a un nivel más bajo que la de la mesa de operaciones.

#### Símbolo para el etiquetado

**MD** : Producto sanitario

#### Especificaciones

Forma




Peso: 2,5 kg

#### Contraindicaciones/Prohibiciones

1. Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
2. Evite colocar el brazo del paciente en las posiciones que se muestran a continuación para evitar la parálisis de los nervios en el brazo.



No permita que el brazo se coloque en un ángulo superior a 90 grados respecto a la dirección longitudinal de la mesa de operaciones.



No coloque la parte interior del brazo hacia arriba (excepto en los pacientes en posición de decúbito lateral).

Cód. núm.	Descripción del producto
08-065-25	Apoyabrazos con Ángulo Ajustable sin Almohadilla y con Fijador Integrado (Angle Adjustable Arm Board with Built-in Clamp without Pad)

Material: Apoyabrazos: fundición de aleación de aluminio  
 Palanca de fijación: barra de acero inoxidable  
 Palanca de rotación/flexión: fundición de acero inoxidable

#### Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones que se usa para apoyar el brazo del paciente.

#### Usuarios previstos


Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

## Instrucciones de uso

Utilice la colchoneta opcional que se indica más abajo.


Cód. núm.	Descripción del producto
08-065-08	Almohadilla de 40 mm para Apoyabrazos (40 mm Pad for Armboard)
08-065-09	Almohadilla de 80 mm para Apoyabrazos (80 mm Pad for Armboard)
08-065-40	Almohadilla de 60 mm para Apoyabrazos (60 mm Pad for Armboard)
08-065-45	Almohadilla de 100 mm para Apoyabrazos (100 mm Pad for Armboard)

### 1. Complemento




- 1-1 Mientras tira de la palanca de fijación hacia usted, coloque el apoyabrazos en el carril lateral de la mesa de operaciones.
- 1-2 Suelte la palanca de fijación.

### 2. Desmontaje




- 2-1 Mientras tira de la palanca de fijación hacia usted, levante el borde del apoyabrazos.
- 2-2 Desmonte el apoyabrazos del carril de la mesa de operaciones.

### 3. Rotación



- 3-1 Tras tirar de la palanca de rotación/flexión, puede girar el apoyabrazos hasta 90 grados.

### 4. Flexión



- 4-1 Tras tirar de la palanca de rotación/flexión, puede flexionar el apoyabrazos hasta 15 grados.

## Advertencia/Precaución

### 1. Advertencia

Asegúrese de que la palanca de fijación está fija en el carril lateral. Si el muelle de la palanca de fijación se daña, es posible que dicha palanca se salga o se mueva, lo que podría ocasionar lesiones al paciente.

### 2. Precauciones importantes

- 2-1 Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2 Después de ajustar el ángulo de rotación/flexión, compruebe que el cierre del extremo de la palanca de rotación/flexión se acciona completamente con el engranaje que hay debajo del tablero.
- 2-3 Si usa la mesa de operaciones en la posición Trendelenburg/Trendelenburg invertida, el apoyabrazos podría deslizarse. Asegúrese de fijar el apoyabrazos en el carril lateral y preste atención al paciente durante la intervención.
- 2-4 No supere la carga máxima permitida, 15 kg.
- 2-5 Por razones de higiene, asegúrese de usar paños estériles en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

## Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años (dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos)

## Mantenimiento/Inspección

<Por los usuarios>

### 1. Comprobaciones antes y después del uso

Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.

### 2. Limpieza y desinfección

Limpie la sangre, químicos, contaminantes, y otras manchas con agua, y limpie el producto con una gasa u otro material empapado en alcohol para desinfectar.

### 3. En caso de mal funcionamiento

Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

## Embalaje

- 1 unidad por paquete

**Garantía**

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

**Eliminación**

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

**Aviso**

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem  
The Netherlands