



Istruzioni per l'uso

Poggiabraccio ad Angolazione Regolabile (Trade Name: Angle Adjustable Arm Board)

Attenzione

- Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di neuroparalisi e/o piaghe da decubito.
- Quando si utilizza questo prodotto per un paziente nella posizione reclinata laterale, bloccare il braccio sul lato inferiore sul poggiabraccio. Il mancato bloccaggio del braccio al poggiabraccio potrebbe essere causa di infortunio ad un paziente.




Non utilizzare questo prodotto se la sua superficie superiore è più bassa rispetto alla superficie del tavolo operatorio.

Simbolo per l'etichettatura

MD : Dispositivo medico

Specifiche

Forma



Peso: 2,5 kg

Controindicazioni/Divieti

- Questo prodotto è convalidato solo per l'utilizzo con tavoli operatori di Mizuho.
- Evitare di posizionare il braccio di un paziente in una qualsiasi delle posizioni mostrate sotto, per prevenire paralisi dei nervi nel braccio.



Non consentire che il braccio sia posizionato ad un angolo superiore a 90 gradi rispetto alla direzione longitudinale del tavolo operatorio.



Non girare verso l'alto l'interno del braccio (eccetto per pazienti in posizione reclinata laterale).

N. codice	Descrizione prodotto
08-065-25	Poggiabraccio ad Angolazione Regolabile con Morsetto Integrato Senza Cuscino (Angle Adjustable Arm Board with Built-in Clamp without Pad)

Materiale: Poggiabraccio: Lega di alluminio colato
Leva di bloccaggio: Asta di acciaio inox
Leva di rotazione/flessione: Acciaio inox colato

Scopo previsto

Questo è un accessorio per un tavolo operatorio ed è utilizzato per sostenere il braccio di un paziente.

Utente previsto


Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso

Utilizzare il materasso opzionale elencato di seguito.


N. codice	Descrizione prodotto
08-065-08	Cuscino da 40 mm per Poggiabraccio (40 mm Pad for Armboard)
08-065-09	Cuscino da 80 mm per Poggiabraccio (80 mm Pad for Armboard)
08-065-40	Cuscino da 60 mm per Poggiabraccio (60 mm Pad for Armboard)
08-065-45	Cuscino da 100 mm per Poggiabraccio (100 mm Pad for Armboard)

1. Attacco




- 1-1 Tirando la leva di bloccaggio verso di sé, applicare il poggiatesta a una guida laterale di un tavolo operatorio.
- 1-2 Rilasciare la leva di bloccaggio.

2. Rimozione




- 2-1 Tirando la leva di bloccaggio verso di sé, sollevare il bordo del poggiatesta.
- 2-2 Rimuovere il poggiatesta dalla guida laterale.

3. Rotazione



- 3-1 Dopo avere tirato la leva di rotazione/flessione, è possibile ruotare il poggiatesta di 90 gradi massimo.

4. Posizione flessa



- 4-1 Dopo avere tirato la leva di rotazione/flessione, è possibile flessione il poggiatesta di 15 gradi massimo.

Avvertenza/Attenzione

1. Attenzione

Assicurarsi che la leva di bloccaggio sia fissata alla guida laterale. Se la molla della leva di bloccaggio è danneggiata, è possibile che la leva di bloccaggio si stacchi o si sposti, causando lesioni al paziente.

2. Precauzioni importanti

- 2-1 Quando si lavora con un tavolo operatorio, prestare attenzione per non consentire che questo prodotto venga a contatto o interferisca con la parte superiore del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con questo prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi.
- 2-2 Dopo aver regolato l'angolo di rotazione/flessione, assicurarsi di controllare che la presa all'estremità della leva di rotazione/flessione si innesti completamente con l'ingranaggio sotto la tavola.
- 2-3 Quando si utilizza il tavolo operatorio nella posizione Trendelenburg/Trendelenburg inversa, il poggiatesta potrebbe slittare. Assicurarsi di fissare il poggiatesta alla guida laterale e prestare particolare attenzione al paziente durante l'intervento chirurgico.
- 2-4 Non superare il carico ammissibile di 15 kg.
- 2-5 Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterili sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto.

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni (soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente)

Manutenzione/Ispezione

<Da parte degli utilizzatori>

1. Prima e dopo l'utilizzo

Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo ogni uso.

2. Pulizia e disinfezione

Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.

3. In caso di un malfunzionamento

In caso di un guasto di questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Non utilizzare", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da agenti certificati di Mizuho.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsewijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands