

Instrucciones de uso

Apoyabrazos para Decúbito Prono (Trade Name: Armboard for Prone Position)

Advertencia


Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones / Prohibiciones

- Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.
- Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

Especificaciones

1. Forma



Cód. núm.	Descripción del producto	Peso (kg)
08-066-05	Apoyabrazos para Decúbito Prono con Fijador *1 (Armboard for Prone Position with Clamp *1)	2,5
08-066-05-NC	Apoyabrazos para Decúbito Prono (NC) *2 (Armboard for Prone Position (NC) *2)	1,6

Cód. núm.	Descripción del producto	Peso (kg)
08-110-01	Fijador para Barra Redonda *3 (Clamp for Round Bar *3)	0,9
08-117-09	Fijador para Barra Redonda (R1) *4 (Clamp for Round Bar (R1) *4)	0,9
08-117-11	Fijador para Barra Redonda (R2) *5 (Clamp for Round Bar (R2) *5)	0,9

*3 se incluye con *1. Seleccione *4 o *5 para usar con *2.

*3, *4, *5: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Material

(1) Cuerpo principal:

Apoyabrazos: espuma de uretano

Poste de soporte: barra de acero inoxidable

(2) Fijador para carril: fundición de acero inoxidable


Uso previsto

Este es un accesorio para una mesa de operaciones que se usa para apoyar el brazo del paciente.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso



- Fijación al carril
- Palanca de fijación
- Poste de soporte
- Apoyabrazos
- Palanca de fijación del apoyabrazos
- Cinta para el brazo

- Acople el fijador del carril ① al carril lateral de la mesa de operaciones.
- Inserte el poste de soporte ③ en el fijador del carril ① y apriete la palanca de fijación ② para asegurarlo de forma temporal ③.
- Mueva el poste de soporte ③ a una posición que resulte adecuada para la postura del paciente.
- Tras el ajuste, gire la palanca de fijación ② para asegurar el fijador del carril ① y el poste de soporte ③.
- Afloje la palanca de fijación del apoyabrazos ⑤ y ajuste el ángulo del apoyabrazos ④.
- Después del ajuste, apriete la palanca de fijación del apoyabrazos ⑤ para asegurar dicho apoyabrazos ④.
- Sujete el brazo del paciente con la cinta para el brazo ⑥.

Advertencia/Precaución

1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento / Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
(dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos)

Mantenimiento / Inspección

<Por el usuario>

1. Inspección antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, químicos, contaminantes, y otras manchas con agua, y limpie el producto con una gasa u otro material empapado en alcohol para desinfectar.
3. En caso de mal funcionamiento
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente adverso grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands