

Notice d'utilisation

Accoudoir pour Décubitus Ventral (Trade Name: Armboard for Prone Position)

Avertissement


Lorsque vous utilisez les accessoires de la table d'opération, soyez toujours très attentif au patient. Les patients laissés dans la même position pendant une période prolongée risquent de développer une paralysie neurologique et/ou des escarres.

Contreindications / Interdictions

- Ce produit peut être utilisé uniquement avec les tables d'opération Mizuho.
- Assurez-vous que toutes les poignées de fixation sont bien serrées. Dans le cas contraire, le produit risquerait de se détacher ou de se déplacer, et de blesser le patient.

Spécifications

1. Forme



N° code	Descriptif du produit	Poids (kg)
08-066-05	Accoudoir pour Décubitus Ventral avec Pince *1 (Armboard for Prone Position with Clamp *1)	2,5
08-066-05-NC	Accoudoir pour Décubitus Ventral (NC) *2 (Armboard for Prone Position (NC) *2)	1,6

N° code	Descriptif du produit	Poids (kg)
08-110-01	Pince pour Barre Ronde *3 (Clamp for Round Bar *3)	0,9
08-117-09	Pince pour Barre Ronde (R1) *4 (Clamp for Round Bar (R1) *4)	0,9
08-117-11	Pince pour Barre Ronde (R2) *5 (Clamp for Round Bar (R2) *5)	0,9

*3 est inclus dans *1. Sélectionnez *4 ou *5 pour utiliser *2.

*3, *4, *5: La taille du rail latéral amovible est différente.

2. Matériau

- (1) Structure principale
Accoudoir : mousse d'uréthane
Barre de soutien : tige en inox

- (2) Pince de rail : Acier moulé inoxydable


Utilisation prévue

Il s'agit d'un accessoire pour une table d'opération, utilisé pour soutenir l'arrière-bras d'un patient

Utilisateur prévu

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

Notice d'utilisation



- ① Pince rail
- ② Poignée de fixation
- ③ Barre de soutien
- ④ Accoudoir
- ⑤ Poignée de fixation de l'accoudoir
- ⑥ Sangle de bras

- Fixez la pince ① au rail latéral de la table d'opération.
- Insérez la barre de soutien ③ dans la pince de rail ① et serrez la poignée de fixation ② pour fixer temporairement la barre de soutien ③.
- Déplacez la barre de soutien ③ vers une position adaptée à la position du patient.
- Après le réglage, tournez la poignée de fixation ② pour fixer la pince de rail ① et la barre de soutien ③.
- Desserrez la poignée de fixation de l'accoudoir ⑤ et réglez l'angle de l'accoudoir ④.
- Après le réglage, serrez la poignée de fixation de l'accoudoir ⑤ pour fixer l'accoudoir ④.
- Fixez le bras du patient avec la sangle de bras ⑥.

Avertissement / Mise en garde

- Lorsque vous travaillez avec une table d'opération, prenez soin de ne pas laisser ce produit entrer en contact ou interférer avec le plateau de la table ou avec d'autres outils et appareils utilisés en combinaison avec ce produit. Le produit pourrait se casser.
- Pour des raisons d'hygiène, veillez à utiliser des draps stérilisés sur les parties du produit avec lesquelles le patient est en contact.

Stockage / Durée de vie utile

1. Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.
2. Durée de vie de ce produit : 7 ans
(sous réserve du respect des opérations d'entretien et d'inspection spécifiées et d'un stockage correct)

Maintenance / Inspection

<Par l'utilisateur>

1. Inspection avant et après utilisation
Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après chaque utilisation.
2. Nettoyage et désinfection
Essuyez le sang, les produits chimiques, les contaminants et autres taches avec de l'eau, et nettoyez l'appareil avec des compresses ou un autre tissu humidifié avec de l'alcool pour le désinfecter.
3. En cas de dysfonctionnement
Si ce produit est cassé, indiquez clairement que le dispositif est « hors service », « à réparer », etc., et contactez votre revendeur local ou Mizuho.

<Par les agents>

Les opérations de maintenance et d'inspection ne peuvent être effectuées que par des agents agréés de Mizuho.

Conditionnement

1 pièce par colis

Garantie

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

Élimination

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

Avertissement

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsewijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands