

Gebrauchsanleitung

Halterung für Kopfseitige Urologie-Ablage (Trade Name: Head End Uro Tray Bracket Only)

Kontraindikation/Verbot

Verwenden Sie das Produkt nur mit den Modellen, die in der Gebrauchsanleitung unter „2. Kompatible OP-Tische“ aufgeführt werden.


Symbolmarkierung für Etikettierung

MD : Medizinprodukt

Spezifikationen

1. Technische Zeichnung

Einheit: mm



Codenr.	Produktbeschreibung
08-068-40-UE	Halterung für Kopfseitige Urologie-Ablage (UE) (Head End Uro Tray Bracket Only (UE))

2. Gewicht

2,5 kg

3. Material

- ① Rahmen: Edelstahlstange
- ② Einführwelle: Edelstahlstange
- ③ Rahmenplatte: kaltgewalzte Edelstahlplatte
- ④ Stopper: Edelstahlstange

Hinweis: Die Nummerierung entspricht den Nummern unter „1. Technische Zeichnung“.

Verwendungszweck

Hierbei handelt es sich um Zubehör für einen OP-Tisch. Es dient zum Installieren des Trichters für das Modell 3100S.

Vorgesehener Benutzer


Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.

Gebrauchsanleitung

1. Anbringen der Halterung

- 1-1. Entfernen Sie die Beinplatte des OP-Tisches.
- 1-2. Führen Sie die Einführwelle ② in das Einführloch am OP-Tisch ein.
- 1-3. Ziehen Sie den Feststellhebel am OP-Tisch fest und vergewissern Sie sich, dass das Produkt fest angebracht ist.
- 1-4. Installieren Sie den Trichter und befestigen Sie ihn.

Hinweis: Die Nummerierung entspricht den Zahlen unter 1. Technische Zeichnung.



2. Kompatible OP-Tische

Produktbezeichnung
Elektrohydraulischer OP-Tisch SKYTRON ELITE-3100A (SKYTRON ELITE-3100A Electro-Hydraulic Surgical Table)
Elektrohydraulischer OP-Tisch SKYTRON ELITE-3100S (SKYTRON ELITE-3100S Electro-Hydraulic Surgical Table)

Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

1. Warnung

Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellgriffe fest angezogen sind. Wenn sie locker sind, kann sich das Produkt bewegen oder lösen, was wiederum Verletzungen des Patienten zur Folge haben könnte.

2. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- 2-1. Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
- 2-2. Aus hygienischen Gründen sollten Sie für die Stellen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, sterilisierte Abdecktücher verwenden.

Lagerung/Lebensdauer

- 1. Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.
- 2. Lebensdauer des Produkts: 7 Jahre
(abhängig von Wartung und Inspektion sowie sachgemäßer Aufbewahrung.)

Wartung/Inspektion

<Durch den Anwender>

1. Überprüfung vor und nach dem Gebrauch
Vergewissern Sie sich vor und nach jeder Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
2. Reinigung und Desinfektion
Wenn das Produkt beschädigt ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Nicht verwenden“, „Reparaturbedürftig“ o. Ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.
3. Bei Fehlfunktionen
Falls eine Reparatur dieses Produkts erforderlich ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Reparaturbedürftig“ o. ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.

<Durch Vertreter>

Die Wartung und Inspektion darf nur durch zertifizierte Mizuho-Händler durchgeführt werden.

Packung

- 1 Stück pro Packung

Garantie

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle anderen Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen von MIZUHO Corporation.

Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Hinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands