

Istruzioni per l'uso Poggiapiedi (Trade Name: Foot Rests)

Attenzione

Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di neuroparalisi e/o piaghe da decubito.

Controindicazioni/Divieti


Questo prodotto è convalidato solo per l'utilizzo con tavoli operatori di Mizuho.

Simbolo per l'etichettatura


MD : Dispositivo medico

Specifiche

1. Forma



Poggiapiedi e morsetto per barra piatta



Cuscini

N. codice	Descrizione	Composizione
08-071-01	Poggiapiedi (250 mm) (Foot Rests (250 mm))	①②
08-071-02	Poggiapiedi con Morsetti (320 mm) (Foot Rests with Clamps (320 mm))	①②⑤⑥*3
08-071-03	Poggiapiedi (320 mm) (Foot Rests (320 mm))	①②
08-071-04	Poggiapiedi con Morsetti Ver. 2 (320 mm) (Foot Rests with Clamps Ver. 2 (320 mm))	①②③④*4
08-111-00	Morsetto per Barra Piatta (Clamp for Flat Bar)	⑤⑥*5
08-111-11	Morsetto per Barra Piatta Ver. 2 (Clamp for Flat Bar Ver.2)	③④*5
08-117-02	Morsetto per Barra Piatta (R1) (Clamp for Flat Bar (R1))	⑤⑥*6
08-117-10	Morsetto per Barra Piatta Ver. 2 (R1) (Clamp for Flat Bar Ver.2 (R1))	③④*6
08-117-12	Morsetto per Barra Piatta (R2) (Clamp for Flat Bar (R2))	⑤⑥*7
08-117-13	Morsetto per Barra Piatta Ver. 2 (R2) (Clamp for Flat Bar Ver.2 (R2))	③④*7
08-071-05	Cuscini Originali di Mizuho per Poggiapiedi (Mizuho Original Pads for Foot Rests)	⑦⑧

*1: I numeri corrispondono a quelli utilizzati in 1. Forma.

*2: 1 kit (1 per la destra e 1 per la sinistra)

*3: Accompagnati da 08-111-00

*4: Accompagnati da 08-111-11

*5, *6, *7: Le dimensioni della guida laterale montabile sono diverse.

2. Peso (per pezzo)

Corpo principale

Poggiapiedi (250 mm): 1,1 kg

Poggiapiedi (320 mm): 1,2 kg

Morsetto per barra piatta

Morsetto per barra piatta: 0,2 kg

Morsetto per barra piatta Ver. 2: 0,4 kg

Cuscini: 0,2 kg

3. Materiale

Corpo principale

- ① Poggiapiedi: Lega di alluminio colato
- ② Palo di supporto: Asta di acciaio inox

Morsetto per barra piatta

- ③ Morsetto per barra piatta Ver. 2: Acciaio inox
- ④ Maniglia di fissaggio Ver. 2: Lega di alluminio, asta di acciaio inox
- ⑤ Morsetto per barra piatta: Acciaio inox
- ⑥ Maniglia di bloccaggio: Plastica stampata, asta di acciaio inox
- ⑦ Cuscino: Schiuma di uretano (esterno: poliuretano)
- ⑧ Velcro: Nylon

Nota: I numeri corrispondono a quelli utilizzati in 1. Forma.


Scopo previsto

Questo è un accessorio per tavoli operatori. Questo accessorio è utilizzato per sostenere il piede di un paziente nella posizione Trendelenburg inversa (inclinato di modo che i piedi si trovino più in basso rispetto alla testa).


Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.


Istruzioni per l'uso



1. Inserire il cuscino ① nel Poggiapiedi ②.



2. Ruotare il velcro ③ dal lato inferiore del cuscino ① al lato superiore posteriore per fissare il cuscino.



3. Applicare il morsetto ⑤ alla guida laterale di un tavolo operatorio.
4. Inserire il palo di supporto ④ nel morsetto ⑤ e serrare la maniglia di fissaggio ⑥ al palo di supporto.
5. Spostare il Poggiapiedi ② a una posizione appropriata per la postura del paziente.
6. Dopo la regolazione, ruotare la maniglia di fissaggio ⑥ in senso orario per fissare il morsetto ⑤ e il palo di supporto ④.
7. Dopo l'utilizzo, verificare che il tavolo operatorio sia in posizione orizzontale, allentare la maniglia di fissaggio ⑥ per estrarre il palo di supporto ④, quindi rimuovere il morsetto ⑤ dalla guida laterale.

Avvertenza/Attenzione

1. Attenzione
Garantire che tutte le maniglie di fissaggio siano serrate. Un allentamento può causare il distacco o lo spostamento del prodotto, il quale potrebbe a sua volta causare lesioni al paziente.
2. Precauzioni importanti
2-1. Quando si lavora con un tavolo operatorio, prestare attenzione per non consentire che questo prodotto venga a contatto o interferisca con la parte superiore del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con questo prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi.
2-2. Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterilizzati sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto.
2-3. Utilizzare una coppia di Poggiapiedi (destro e sinistro) per supportare il paziente.

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Durata utile di questo prodotto: 7 anni (Soggetto alla manutenzione e ispezione specificate, e conservato correttamente.)

Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

1. Controllo prima e dopo l'utilizzo
Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo ogni uso.
2. Pulizia e disinfezione
Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.
3. In caso di un malfunzionamento
In caso di un guasto di questo prodotto, etichettare chiaramente il dispositivo come "Rotto", "Non utilizzare", "Richiede riparazione" ecc., e contattare il vostro rivenditore locale o Mizuho.

<Da parte degli agenti>

La manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite esclusivamente da agenti certificati di Mizuho.

Imballaggio

- 1 paio per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands