

## Instrucciones de uso

### Extensión de Cabeza Radiotransparente (Trade Name: Radiolucent Head Extension)

#### Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

#### Contraindicaciones / Prohibiciones



1. Úsese únicamente en los modelos enumerados en las **Instrucciones de uso** 2. Mesas de operaciones aptas.
2. No supere la carga máxima permitida en **Especificaciones**, 3. Carga permitida. De lo contrario, el producto podría romperse.
3. Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones y accesorios Mizuho.

#### Símbolo para el etiquetado

**MD** : Producto sanitario

#### Especificaciones

1. Forma



Cód. núm.	Descripción del producto	Componentes
08-075-47	Extensión de Cabeza Radiotransparente para VACB con Relleno (Radiolucent Head Extension for VACB with Pad)	①②③④
08-075-48	Extensión de Cabeza Radiotransparente para VACB (Radiolucent Head Extension for VACB)	①②③
08-075-49	Relleno para Extensión de Cabeza Radiotransparente para VACB (Pad for Radiolucent Head Extension for VACB)	②④

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

2. Peso
  - Cuerpo principal: 1,0 kg
  - Almohadilla: 0,3 kg
3. Carga permitida
  - 20 kg
4. Material
  - ① Tablero: plástico reforzado con fibra de carbono
  - ② Cierre de velcro: resina de nailon
  - ③ Tope: tablero laminado de resina termoestable
  - ④ Almohadilla: espuma de uretano de baja elasticidad

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.

#### Uso previsto

Este producto es un accesorio para las mesas de operaciones VACB. Sirve para apoyar la cabeza del paciente.


#### Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.


## Instrucciones de uso

### 1. Instrucciones de uso

- 1-1 El tope ② de la parte posterior del tablero ① debe colocarse hacia el lado de la cabeza de la superficie de la mesa de operaciones VACB ③.



- 1-2 Fije la almohadilla ④ de este producto y la almohadilla de la mesa de operaciones VACB ⑤ al tablero ① y a la superficie de la mesa de operaciones VACB ③, respectivamente.



### 2. Mesas de operaciones aptas

VACB-3001B  
VACB-3003  
VACB-3003FL  
VACB-3005B  
VACB-3005B TYPE S  
VACB-3006B  
VACB-3006B TYPE150S

## Advertencia/Precaución

### 1. Advertencia

Asegúrese de que todos los componentes estén bien fijados. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

### 2. Precauciones importantes

- 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
- 2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

## Almacenamiento / Vida útil

### 1. Almacenamiento

No almacene el producto en áreas con temperaturas altas o con mucha humedad donde la temperatura o la humedad puedan variar drásticamente.

### 2. Vida útil de este producto: 7 años

(dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos)

## Mantenimiento / Inspección

<Por el usuario>

1. Inspección antes y después del uso  
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección  
Limpie la sangre, químicos y otras manchas con agua, y limpie el producto con una gasa o alcohol para desinfectar.
3. En caso de mal funcionamiento  
Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

## Embalaje

1 unidad por paquete

## Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

## Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

## Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands