

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.  
Bewahren Sie die Anleitung gut auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

# Gebrauchsanleitung

## Körperpositioniergurt (Trade Name: Body Positioning Strap)

### Warnung

Wenn Sie OP-Tisch-Zubehör verwenden, beobachten Sie den Patienten genau. Wenn sich ein Patient über einen längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Lage befindet, können unter Umständen Nervenlähmung und/oder wundgelegene Stellen auftreten.

### Kontraindikation/Verbot


1. Ziehen Sie den Gurt nicht zu fest um den Patienten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Patient verletzt wird.
2. Überschreiten Sie die zulässige Last nicht, die unter [Spezifikationen] unter 2. Zulässige Last angegeben ist. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.

### Symbolmarkierung für Etikettierung

**MD** : Medizinprodukt

### Spezifikationen

1. Technische Zeichnung



Codenr.	Produktbeschreibung	Gewicht
08-084-02	Körpergurt (1700 mm) (Body Strap (1700 mm))	0,3 kg

2. Zulässige Last  
Einheit: 14 kg  
Höchstgewicht des Patienten pro Gurt: 44 kg
3. Material  
①Gurt: Nylon  
②Befestigung: Nylon


### Verwendungszweck

Hierbei handelt es sich um Zubehör für einen OP-Tisch. Der entfernbare Gurt dient zur Befestigung des Patienten auf dem OP-Tisch.

### Vorgesehener Benutzer

Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.

### Gebrauchsanleitung



1. Positionieren Sie den Patienten auf dem OP-Tisch.
2. Bringen Sie den Gurt in der gewünschten Position an.
3. Bringen Sie die Befestigung am Ende des Gurts an, um den Patienten zu befestigen.

### Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

1. Warnung  
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellgriffe fest angezogen sind. Wenn sie locker sind, kann sich das Produkt bewegen oder lösen, was wiederum Verletzungen des Patienten zur Folge haben könnte.
2. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen  
2-1. Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.  
2-2. Aus hygienischen Gründen sollten Sie für die Stellen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, sterilisierte Abdecktücher verwenden.

### Lagerung/Lebensdauer

1. Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.
2. Dieses Produkt ist ein Verschleißteil. Tauschen Sie es gegen ein neues Produkt aus, wenn die Befestigungskraft des Stoppers nachlässt.

### Wartung/Inspektion

- <Durch den Anwender>
1. Überprüfung vor und nach dem Gebrauch  
Vergewissern Sie sich vor und nach jeder Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
  2. Reinigung und Desinfektion  
Waschen Sie dieses Produkt von Hand mit einem neutralen haushaltsüblichen oder ähnlichen Reinigungsmittel und lassen Sie es von selbst trocknen. Dieses Produkt kann beim Waschen eingehen oder ausbleichen. Entfernen Sie Flusen, die sich am Klettverschluss des Stoppers befinden, da der Klettverschluss sonst nicht optimal hält.

### Packung

1 Stück pro Packung

**Garantie**

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle anderen Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen von MIZUHO Corporation.

**Entsorgung**

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

**Hinweis**

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



MIZUHO Corporation  
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands