

Instrucciones de uso

Cinta de Posicionamiento Corporal (Trade Name: Body Positioning Strap)

Advertencia

Al utilizar accesorios para la mesa de operaciones, preste siempre atención al paciente. Los pacientes que permanecen en la misma posición durante períodos de tiempo prolongados sufren el riesgo de desarrollar neuroparálisis y/o úlceras de decúbito.

Contraindicaciones/Prohibiciones


1. No ajuste la cinta alrededor del paciente ciéndola en exceso. De hacerlo, podría ocasionar lesiones al paciente.
2. No supere la carga máxima permitida en **Especificaciones**, 2. Carga permitida. De lo contrario, el producto podría romperse.

Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma



Cód. núm.	Descripción del producto	Peso
08-084-02	Cinta para el Cuerpo (1700 mm) (Body Strap (1700 mm))	0,3 kg

2. Carga permitida

Unidad: 14 kg

Peso del paciente máx. por cinta: 44 kg

3. Material

- ① Cinta: Nailon
- ② Cierre: Nailon

Uso previsto


Este es un accesorio para una mesa de operaciones.

Es una cinta extraíble que se usa para asegurar a un paciente a una mesa de operaciones.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso



1. Coloque al paciente en la mesa de operaciones.
2. Coloque la cinta en la posición necesaria.
3. Fije el cierre del extremo de la cinta en la superficie de la cinta para asegurar al paciente.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia

Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

2. Precauciones importantes

2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.

2-2. Por razones higiénicas, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento / Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Este producto es un consumible. Sustitúyalo con un producto nuevo cuando la fuerza de fijación del tope se debilite.

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
Lave este producto a mano con un detergente doméstico neutro o similar y deje que se seque de forma natural. El producto podría encogerse o desteñirse con los lavados.
Quite las pelusas que se hayan adherido al cierre de velcro del tope, ya que pueden debilitar la fuerza de fijación.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands