

Notice d'utilisation

Sangle de Positionnement (Trade Name: Body Positioning Strap)

Avertissement

Lorsque vous utilisez les accessoires de la table d'opération, soyez toujours très attentif au patient. Les patients laissés dans la même position pendant une période prolongée risquent de développer une paralysie neurologique et/ou des escarres.

Contreindications / Interdictions


1. Ne serrez pas trop fort la sangle autour du patient. Vous risqueriez de blesser le patient.
2. Ne dépassez pas la charge autorisée, indiquée dans les [Spécifications], 2. Charge admissible. Le produit pourrait se casser.

Symbole utilisé pour l'étiquetage

MD : Dispositif médical

Spécifications

1. Forme



N° code	Descriptif du produit	Poids
08-084-02	Fixe-corps (1 700 mm) (Body Strap (1700 mm))	0,3kg

2. Charge admissible

Dispositif : 14 kg

Poids maximal du patient par sangle : 44 kg

3. Matériau

- ① Sangle : nylon
- ② Attache : nylon

Utilisation prévue


Il s'agit d'un accessoire pour une table d'opération.

Cette sangle amovible permet d'attacher un patient sur une table d'opération.

Utilisateur prévu

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

Notice d'utilisation



1. Positionnez le patient sur une table d'opération.
2. Attachez la sangle dans la position requise.
3. Placez l'attache à l'extrémité de la sangle afin de sécuriser le patient.

Avertissement / Mise en garde

1. Avertissement

Assurez-vous que toutes les poignées de fixation sont bien serrées. Dans le cas contraire, le produit risquerait de se détacher ou de se déplacer, et de blesser le patient.

2. Précaution importante

- 2-1. Lorsque vous travaillez avec une table d'opération, prenez soin de ne pas laisser ce produit entrer en contact ou interférer avec le plateau de la table ou avec d'autres outils et appareils utilisés en combinaison avec ce produit. Le produit pourrait se casser.
- 2-2. Pour des raisons d'hygiène, veillez à utiliser des draps stérilisés sur les parties du produit avec lesquelles le patient est en contact.

Stockage / Durée de vie utile

1. Ne stockez pas l'appareil à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.
2. Ce produit est un consommable. Remplacez-le par un nouveau produit lorsque la force de fixation de la butée est affaiblie.

Maintenance / Inspection

<Par l'utilisateur>

1. Vérifier avant et après utilisation
Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après chaque utilisation.
2. Nettoyage et désinfection
Lavez ce produit à la main avec un détergent neutre de maison ou équivalent et laissez sécher naturellement. Ce produit peut rétrécir ou se décolorer au lavage. Retirez les peluches fixées au système de fermeture autoagrippante de la butée car elles peuvent affaiblir la force de fixation.

Conditionnement

- 1 pièce par colis

Garantie

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

Élimination

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

Avertissement

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands