

Istruzioni per l'uso

Cinghia per il Posizionamento del Corpo (Trade Name: Body Positioning Strap)

Avvertenza

Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di neuroparalisi e/o piaghe da decubito.

Controindicazioni/Divieti


1. Non avvolgere troppo strettamente la cinghia intorno a un paziente. In caso contrario, il paziente potrebbe subire lesioni.
2. Non superare il carico ammissibile indicato in [Specifiche], 2. Carico ammissibile. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi.

Simbolo per l'etichettatura

MD : Dispositivo medico

Specifiche

1. Forma



N. codice	Descrizione prodotto	Peso
08-084-02	Cinghia per il Corpo (1700 mm) (Body Strap (1700 mm))	0,3 kg

2. Carico ammissibile

Unità: 14 kg

Peso massimo del paziente per cinghia: 44 kg

3. Materiale

- ① Cinghia: Nylon
- ② Allacciatura: Nylon

Scopo previsto


Questo è un accessorio per un tavolo operatorio.

Questa cinghia rimovibile è utilizzata per fissare un paziente a un tavolo operatorio.

Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso



1. Posizionare il paziente su un tavolo operatorio.
2. Applicare la cinghia nella posizione richiesta.
3. Applicare l'allacciatura all'estremità della cinghia sulla superficie della cinghia per fissare il paziente.

Avvertenza/Attenzione

1. Avvertenza

Garantire che tutte le maniglie di fissaggio siano serrate. Un allentamento può causare il distacco o lo spostamento del prodotto, il quale potrebbe a sua volta causare lesioni al paziente.

2. Precauzioni importanti

2-1. Quando si lavora con un tavolo operatorio, prestare attenzione per non consentire che questo prodotto venga a contatto o interferisca con la parte superiore del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con questo prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe rompersi

2-2. Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterilizzati sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto.

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in aree con umidità elevata dove la temperatura subisce forti variazioni.
2. Questo prodotto è un materiale di consumo. Sostituirlo con un nuovo prodotto quando la forza di fissaggio del fermo è ridotta.

Manutenzione/Ispezione

<Da parte dell'utente>

1. Ispezione prima e dopo l'utilizzo

Controllare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo l'uso.

2. Pulizia e disinfezione

Lavare a mano questo prodotto con un detergente neutro per uso domestico o simile e lasciarlo asciugare naturalmente. Questo prodotto potrebbe restringersi o sbiadirsi a causa del lavaggio. Rimuovere la lanugine attaccata alla chiusura a velcro del fermo poiché può ridurre la forza di fissaggio.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali. Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands