

Instrucciones de uso

Agarres para las Manos para Procedimientos Obstétricos (Trade Name: OB hand grips)

Contraindicaciones/Prohibiciones

Este producto solo está validado para usarlo con mesas de operaciones Mizuho.


Símbolo para el etiquetado

MD : Producto sanitario

Especificaciones

1. Forma

Unidad: mm



Cód. núm.	Descripción del producto
08-114-00-UE	Agarres para las Manos para Procedimientos Obstétricos (OB hand grips)
08-117-02	Fijador para barra plana (R1) *1 (Clamp for flat bar (R1))
08-117-10	Fijador para barra plana Ver. 2 (R1) *2 (Clamp for flat bar Ver. 2 (R1))
08-117-12	Fijador para barra plana (R2) *3 (Clamp for flat bar (R2))
08-117-13	Fijador para barra plana Ver. 2 (R2) *4 (Clamp for flat bar Ver. 2 (R2))

*1 y *3/*2 y *4: El tamaño del carril lateral montable es diferente.

2. Peso

08-114-00-UE: 0,5 kg/ud.

08-117-02, 08-117-12: 0,2 kg/ud.

08-117-10, 08-117-13: 0,4 kg/ud.

3. Material

① Tirador: PVC

② Poste de soporte: Acero inoxidable

③⑤⑦⑨ Fijador para carril: Acero inoxidable

④⑥ Tirador de fijación: Aleación de aluminio, acero inoxidable

⑧⑩ Tirador de fijación: Resina sintética, acero inoxidable

Nota: El número se corresponde con el que aparece en 1. Forma.


Uso previsto

Este es un accesorio que se monta en una mesa de operaciones. Se monta en la mesa de operaciones con un fijador para carril y sirve como sujeción al mover la mesa de operaciones.

Usuarios previstos

Este producto debe ser utilizado por profesionales de la salud como, por ejemplo, cirujanos, enfermeras y técnicos biomédicos.

Instrucciones de uso



1. Acople el fijador para carril① al carril lateral de la mesa de operaciones.
2. Monte el poste de soporte② en el fijador para carril①.
3. Ajuste la posición del fijador para carril① y apriete la tirador de fijación③.

Nota: La figura muestra el fijador para barra plana.

Advertencia/Precaución

1. Advertencia
 Compruebe que todas las palancas de fijación están apretadas. Si están flojas, el producto podría salirse o moverse, lo que ocasionaría lesiones al paciente.
2. Precauciones importantes
 - 2-1. Cuando trabaje con una mesa de operaciones, no permita que este producto toque la parte superior de la mesa o interfiera con ella o con otras herramientas y aparatos que se usen en combinación con este producto. De lo contrario, el producto podría romperse.
 - 2-2. Por razones de higiene, asegúrese de usar paños esterilizados en las zonas del producto en las que el paciente esté en contacto.

Almacenamiento/Vida útil

1. No almacene el producto en áreas con mucha humedad donde la temperatura pueda variar drásticamente.
2. Vida útil de este producto: 7 años
 (Dependiendo del mantenimiento especificado y una inspección y almacenamiento correctos.)

Mantenimiento/Inspección

<Por el usuario>

1. Comprobaciones antes y después del uso
 Compruebe que este producto no esté dañado ni averiado antes y después de cada uso.
2. Limpieza y desinfección
 Limpie la sangre, los productos químicos, los contaminantes y otras manchas con agua y limpie el dispositivo con una gasa u otros materiales empapados en desinfectantes. Además, utilice los mismos desinfectantes que los desinfectantes autorizados en la mesa de operaciones de Mizuho descritos en el manual del operador de la mesa de operaciones.
3. En caso de mal funcionamiento
 Si el producto se rompe, etiquete claramente el dispositivo como "Roto", "No usar", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor local o con Mizuho.

<Por agentes>

Solo los agentes certificados por Mizuho pueden llevar a cabo tareas de mantenimiento e inspección.

Embalaje

1 unidad por paquete

Garantía

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros, causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Todos los otros términos y condiciones de garantía están sujetos a las disposiciones de MIZUHO Corporation.

Eliminación

Este dispositivo se debe eliminar de conformidad con los reglamentos locales. Diríjase a su distribuidor local para obtener información sobre el modo correcto de eliminación.

Aviso

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del lugar en el que estén establecidos el usuario o/el paciente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands