



Istruzioni per l'uso

Poggiabraccio standard (Trade Name: Standard Armboard)

Attenzione

1. Quando si utilizzano gli accessori del tavolo operatorio, prestare sempre particolare attenzione al paziente. I pazienti lasciati nella stessa postura per un periodo di tempo prolungato sono a rischio di insorgenza di piaghe.
2. Quando si utilizza questo prodotto per un paziente nella posizione reclinata laterale, bloccare il braccio sul lato inferiore sul poggiabraccio. Il mancato bloccaggio del braccio al poggiabraccio potrebbe essere causa di infortunio ad un paziente.




Non utilizzare questo prodotto se la sua superficie superiore è più bassa rispetto alla superficie del tavolo operatorio.


Simbolo per l'etichettatura

:Dispositivo medico

Specifiche



Accessori: Pad per poggiabraccio




Controindicazioni/Divieti

1. Questo prodotto è convalidato solo per l'uso con tavoli operatorio Mizuho.
2. Evitare di posizionare il braccio di un paziente in una qualsiasi delle posizioni mostrate sotto, per prevenire paralisi dei nervi nel braccio.



Non consentire che il braccio sia posizionato ad un angolo superiore a 90 gradi rispetto alla direzione longitudinale del tavolo operatorio.



Non girare verso l'alto l'interno del braccio (eccetto per pazienti in posizione reclinata laterale).

| Codice | Descrizione del prodotto |
|-----------|---|
| 08-117-16 | Poggiabraccio standard (C2) (Standard Armboard (C2)) |

< Accessori >

| Codice | Descrizione del prodotto |
|-----------|---|
| 08-117-07 | Pad 60 mm per poggiabraccio (C1/C2) (60 mm Pad for Armboard (C1/C2)) |
| 08-117-08 | Pad 100 mm per poggiabraccio (C1/C2) (100 mm Pad for Armboard (C1/C2)) |

Materiale: Acciaio inossidabile, Lega di alluminio, Plastica

Scopo previsto


Questo è un accessorio per un tavolo operatorio ed è utilizzato per sostenere il braccio di un paziente.

Utente previsto

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale sanitario, tra cui, ma non solo, chirurghi, infermieri e tecnici biomedici.

Istruzioni per l'uso


1) Montaggio



① Tirando la leva di bloccaggio verso di voi, fissare il poggiatesta su una guida laterale di un tavolo operatorio.

② Rilasciare il leva di bloccaggio.


2) Rimozione



① Tirando la leva di bloccaggio verso di voi, sollevare il bordo del supporto (poggiatesta).

② Rimuovere il poggiatesta dalla guida laterale.

3) Rotazione



① Dopo aver tirato la leva di rotazione, il poggiatesta può essere ruotato fino a 90 gradi.

Avvertenza/Attenzione

1. Precauzioni importanti

- ① Assicurarsi che la leva di bloccaggio sia fissata alla guida laterale. Il mancato fissaggio alla guida laterale può provocare danni al poggiatesta o lesioni al paziente.
- ② Se la molla è danneggiata, potreste ferirvi le mani o le dita.
- ③ Per l'igiene, assicurarsi di utilizzare teli sterili sulle aree di questo prodotto in cui il paziente viene a contatto con esso.
- ④ Quando si lavora con un tavolo operatorio, fare attenzione a non permettere a questo prodotto di entrare in contatto o interferire con il piano del tavolo o con altri strumenti e apparecchi utilizzati in combinazione con questo prodotto.
- ⑤ Dopo aver regolato l'angolo di rotazione, assicurarsi di controllare che la presa all'estremità della leva di rotazione si innesti completamente con l'ingranaggio sotto il supporto.

⑥ Quando viene utilizzato nella direzione longitudinale del tavolo operatorio, il poggiatesta standard potrebbe slittare e muoversi. Pertanto, monitorare la condizione del paziente con sufficiente attenzione durante l'intervento chirurgico.

⑦ Non applicare un carico eccedente il carico consentito (15 kg).

Conservazione/Durata

1. Non conservare il dispositivo in luoghi con temperature elevate o in luoghi con elevata umidità e soggetti ad ampie variazioni di temperatura.

2. Vita utile del prodotto: 7 anni

Nota: Anche entro la durata utile, se si verifica un guasto improvviso, usura significativa, deterioramento o danneggiamento di parti (incluso il tappetino) dovuto alle condizioni o frequenza d'uso, è necessario sostituire le parti relative.

Manutenzione/Ispezione

1. Ispezione prima e dopo l'uso

Verificare che questo prodotto non sia danneggiato o rotto prima e dopo l'uso.

2. Pulizia/disinfezione

Eliminare il sangue, i prodotti chimici, i contaminanti e altre macchie con acqua, e pulire il dispositivo con garza o altro materiale umidificato con alcool per disinfettarlo.

3. In caso di malfunzionamento

Se necessario, far riparare il prodotto; consultare il rivenditore locale o Mizuho.

Imballaggio

1 pezzo per confezione

Garanzia

MIZUHO Corporation provvederà alla riparazione delle parti difettose di questo prodotto senza alcun addebito entro un anno dalla data di consegna/fatturazione, esclusi i danni causati da riparazione effettuata da terze parti, cause di forza maggiore, uso improprio o danni intenzionali. Tutti i restanti termini e condizioni di garanzia sono soggetti alle disposizioni di MIZUHO Corporation.

Smaltimento

Questo dispositivo deve essere smaltito in conformità ai regolamenti locali.

Consultare il distributore locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Avviso

Qualsiasi grave inconveniente, verificatosi in relazione al dispositivo, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente del luogo in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem
The Netherlands