


CE



Mesa de operações MOT-VS500SK Manual do operador



Esta mesa de operações foi concebida para operações médicas. A utilização desta mesa de operações para qualquer outra finalidade que não a utilização prevista poderá causar lesões graves.

O operador e o responsável pela manutenção da mesa de operações devem ler atentamente este manual do operador e compreender o seu conteúdo antes de avançar para a operação, inspeção, ajuste e manutenção da mesma.

Guarde este manual para efeitos de referência num local facilmente acessível.

Índice

1.	Introdução.....	1
1.1	Este manual.....	1
1.2	Utilização prevista e este produto	1
1.3	Acessórios	2
2.	Medidas de segurança	4
2.1	Ler atentamente antes de utilizar.....	4
2.2	Rotulagem	8
3.	Introdução às secções	12
3.1	Unidade principal	12
3.2	Unidade de controlo	13
3.3	Unidade de controlo sem fios (opcional).....	14
3.4	Interruptor de pedal (opcional)	15
4.	Operação	16
4.1	Instalação e carregamento da bateria.....	16
4.2	Ligar/desligar a alimentação	22
4.3	Operar o interruptor de paragem de emergência	24
4.4	Travar e destravar a mesa de operações	25
4.5	Desbloqueio do travão	27
4.6	Inclinar o tampo de mesa para o lado.....	28
4.7	Trendelenburg	29
4.8	Fletir a placa para costas	31
4.9	Alterar a altura do tampo de mesa	32
4.10	Deslizar o tampo de mesa.....	33
4.11	Fletir o tampo de mesa para cima ou para baixo	35
4.12	Alterar a altura da unidade de elevação	37
4.13	Fletir a placa para pernas	38
4.14	Modo invertido.....	40
4.15	Nivelação	47
4.16	Ajustar a placa para cabeça	48
4.17	Ajustar a placa para pernas	50
5.	Manutenção e inspeção	52
5.1	Inspeção antes e depois da utilização	52
5.2	Peças de substituição periódica	54
5.3	Informações sobre a versão do software	54
6.	Especificações	55
6.1	Tabela de especificações	55
6.2	Vista externa	57

7.	Resolução de problemas	58
8.	Antes de contactar para fins de reparação	59
Anexo 1	Compatibilidade eletromagnética	61
Anexo 2	Glossário	64

1. Introdução

1.1 Este manual

Este manual contém informações sobre a utilização segura e eficaz deste produto.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual para compreender a forma como deve operar e inspecionar o produto.

A inobservância destas instruções pode provocar lesões graves.

As informações de segurança estão classificadas de acordo com o que se segue, de modo a facilitar a compreensão dos conteúdos e das características dos avisos e precauções que estão indicados no rótulo do produto.



Se esta indicação for ignorada e se o produto for utilizado incorretamente, poderão ocorrer ferimentos graves ou morte.



Se esta indicação for ignorada e se o produto for utilizado incorretamente, poderão ocorrer ferimentos graves e/ou danos materiais.

NOTA

Esta nota apresenta informações adicionais sobre as funções do produto.

Os avisos e as precauções constantes deste manual, relacionados com a operação e a inspeção, aplicam-se à utilização prevista (operações cirúrgicas) deste produto.

Se o produto for utilizado para outras finalidades que não a cirurgia, o utilizador é responsável por realizar em segurança as devidas operações e inspeções que não estão incluídas neste manual.

1.2 Utilização prevista e este produto

Este produto é uma mesa de operações sobre a qual um doente é deitado para operações cirúrgicas.

O produto destina-se a apoiar um doente durante as operações cirúrgicas.

Para cumprir os objetivos da cirurgia, o produto está equipado com elementos que permitem ajustar a sua altura, bem como alterar e definir livremente a posição corporal do doente.

O produto utiliza tomadas médicas e pilhas como fontes de alimentação.

Este produto deverá ser utilizado por profissionais de saúde, incluindo, entre outros, cirurgiões, enfermeiros e técnicos de biomedicina.


1.3 Acessórios

1

Introdução


■ Componentes e acessórios padrão

Colchões (para placa para cabeça, placas para costas e assento, e placa para pernas)




■ Peças opcionais


● Unidade de controlo sem fios (*1)




● Interruptor de pedal (*1)




● Almofada original Mizuho




para secção da cabeça, tipo A




para secção das costas, tipo A




para secção do assento, tipo A



para secção simples para pernas, tipo A



para secção do assento, tipo B



para secção das costas e do assento, tipo A

*1: A unidade de controlo sem fios e o interruptor de pedal são opcionais para a MOT-VS500SK-IF.


2. Medidas de segurança

2.1 Ler atentamente antes de utilizar

Nunca faça o seguinte quando utilizar o produto.

Caso contrário, poderão ocorrer danos na mesa de operações, choque elétrico e/ou incêndio.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com este equipamento deve ser comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do local de residência do utilizador e/ou do doente.




(1) Placa para cabeça e placa para pernas




AVISO

Não pise nem se sente na placa para cabeça ou na(s) placa(s) para pernas. A mesa de operações poderá tombar, causando lesões.



ADVERTÊNCIA

Antes de baixar a mesa ou de a colocar numa posição de Trendelenburg invertido, verifique se existem objetos debaixo da placa para pernas. Se a placa para pernas entrar em contacto com objetos que estão sujeitos a força excessiva, o eixo de inserção da placa para pernas poderá ficar danificado.



ADVERTÊNCIA

Ao transferir um doente de uma mesa de operações (Fig. a) ou ao mudar a posição corporal de um doente (Fig. b), não aplique força excessiva na placa para cabeça ou para pernas. A mesa de operações poderá ficar deformada ou danificada.

Fig. a



Placa para cabeça

Placa para pernas

Fig. b



Placa para cabeça

Placa para pernas

(2) Unidade de controlo




- Não puxe o cabo da unidade de controlo com demasiada força.
- Não submeta a unidade de controlo a choques violentos. A unidade de controlo poderá ficar danificada.

(3) Base




Não pouse nenhum objeto na base. O objeto poderá ficar preso, provocando danos na mesa de operações.



(4) Cabo de alimentação




- Não pouse nenhum objeto pesado no cabo de alimentação.
- Não passe por cima do cabo de alimentação com um equipamento que tenha rodízios.
- Não puxe o cabo de alimentação com demasiada força.
- Não coloque nenhum objeto no local onde o cabo de alimentação deve ser retirado da tomada médica, pois tal pode impedir que o mesmo seja desligado.



(5) Instalação da mesa de operações



- Não instale a mesa de operações numa superfície irregular.
- Não coloque nenhum bloco debaixo da base para levantar a mesa de operações. A mesa de operações poderá tombar, causando lesões.



■ Posição do doente durante a operação cirúrgica



- Prenda sempre bem os colchões à mesa de operações, para que não se soltem. Caso contrário, os colchões poderão soltar-se e o doente poderá ficar lesionado.
- Posicione o corpo do doente a uma distância de 10 mm ou mais em relação à guia metálica lateral. A guia lateral pode originar temperaturas elevadas devido à utilização de bisturis elétricos, etc., que podem provocar queimaduras.

● Posicionar o doente


Siga os passos abaixo para posicionar o doente.

1. Fixe o colchão acessório ao tampo da mesa, com as respetivas tiras de fixação de Velcro alinhadas entre si.
2. Deite o doente sobre os colchões.
3. Posicione o doente de acordo com a finalidade da operação cirúrgica.



ADVERTÊNCIA

A pessoa que irá utilizar a mesa de operações deverá utilizá-la numa posição em que o interruptor de paragem de emergência possa ser imediatamente premido e o estado do doente possa ser observado constantemente.



■ Outros



AVISO

- **Proibido**
 - Não desmonte e/ou modifique a mesa de operações. Caso contrário, poderão ocorrer falhas.
- **Posição do doente**
 - Ao utilizar o tampo de mesa ou acessórios para fixar a posição corporal de um doente, observe sempre o estado do doente.
Permanecer na mesma posição por longos períodos provoca neuroparalisia ou escaras.
- **Outro equipamento elétrico médico utilizado em conjunto com a mesa de operações**
 - Ao utilizar um equipamento cirúrgico de alta frequência e/ou um desfibrilhador cardíaco, entre outros, com a mesa de operações, consulte o respetivo manual do operador fornecido pelo(s) fabricante(s) e observe as precauções e as instruções de utilização. A utilização incorreta destes equipamentos ou o incumprimento das precauções poderá causar queimaduras ao operador ou ao doente e/ou avarias nos equipamentos.
 - Ao utilizar equipamento elétrico para medicina, entre outros, com a mesa de operações, verifique se a mesa de operações não apresenta avarias antes da utilização. A ocorrência de interferências eletromagnéticas pode resultar em avarias na mesa de operações.
- **Peso corporal permitido do doente**
 - Não aplique cargas que excedam o peso corporal permitido do doente (peso total do doente e acessórios)*. A mesa de operações poderá deixar de funcionar, podendo resultar em falhas.
* Elevação: 250 kg/Inclinação lateral e Trendelenburg: 250 kg/
Modo invertido: 135 kg
- **Manutenção preventiva e inspeções**
 - Certifique-se de que efetua a inspeção e a manutenção da mesa de operações antes e após a sua utilização. As peças da mesa de operações poderão ter de ser substituídas devido a desgaste significativo, deterioração e/ou quebra, dependendo do tempo de serviço e da frequência de utilização.
 - Para efetuar a manutenção preventiva e inspeções, contacte o seu distribuidor ou a Mizuho diretamente.
- **Medida antiestática**
 - Não utilize a mesa de operações em pisos e/ou com acessórios que não possuam medidas para combater a eletricidade estática. Tal poderá impedir as operações cirúrgicas.



- **Dispositivos e acessórios utilizados em conjunto com este produto**
 - Antes de utilizar outros dispositivos ou acessórios, leia atentamente o manual de instruções dos dispositivos e certifique-se de que a mesa de operações não foi negativamente afetada. Antes de instalar acessórios de outras empresas, contacte o seu distribuidor ou a Mizuho. Alguns acessórios não podem ser instalados.
 - Durante a utilização da mesa de operações, verifique a posição de outros dispositivos ou dos acessórios utilizados com os mesmos. Eles poderão encostar-se uns nos outros durante a operação, podendo danificar a mesa de operações, os dispositivos e/ou os acessórios.
 - Para efeitos de higiene, certifique-se de que utiliza gaze esterilizada nas áreas deste produto que tenham estado em contacto com o doente.

- **Limpeza e desinfeção**

- Depois de utilizar a mesa de operações, certifique-se de que segue os passos abaixo para limpar e desinfetar a mesa de operações.
 1. Desligue a energia e retire o cabo de alimentação da tomada médica.
 2. Desprenda todos os colchões da mesa de operações.
 3. Utilize um pano sem pelos embebido num volume apropriado de desinfetante para limpar as partes superior, lateral e traseira dos colchões.
 4. De acordo com o passo 3, desinfete as superfícies das mesas e das guias laterais.
 5. Limpe a mesa de operações com um pano limpo e seco 15 minutos depois de a ter desinfetado.
- Certifique-se de que utiliza desinfetantes autorizados pela Mizuho. Os desinfetantes estão apresentados abaixo.

a)	0,1% de hipoclorito de sódio (composto com halogéneo)
b)	Álcool hipo (agente descolorante à base de iodo)
c)	Clorexidina (gluconato de clorexidina a 0,5%)
d)	Cloreto de benzalcónio (sabão invertido a 10%)
e)	Iodopovidona
f)	80% de etanol
g)	Peróxido de hidrogénio
h)	Solução salina (0,9%)
i)	Álcool isopropílico (AIP)

- **Deslocação e transporte**

- Não desloque a mesa de operações se estiver um doente deitado nela.
- Siga os procedimentos abaixo para deslocar a mesa de operações.
 - * Antes de deslocar a mesa de operações, desinfete-a completamente de forma a evitar infeções.
 1. Desligue a energia e retire o cabo de alimentação da tomada médica.
 2. Verifique se os manípulos e as alavancas estão em posições fixas e se cada secção está bem presa.
 3. Desbloqueie os travões e desloque a mesa de operações.
 - * Não desloque a mesa de operações puxando pela placa para cabeça ou pela placa para pernas.
- A mesa de operações deve ser transportada de acordo com as seguintes condições.
 1. Desinfete completamente a mesa de operações antes de a transportar.
 2. Tome medidas para evitar que a mesma tombe, como baixar o tampo de mesa para a posição inferior.
 3. Acione o travão.
 4. Forre adequadamente o produto para evitar danos durante o transporte.
 5. Guarde o produto numa embalagem, para não ficar exposto a poeiras e a condições atmosféricas.


- **Eliminação**

- De acordo com a diretiva da União Europeia em matéria de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), todos os componentes elétricos e baterias devem ser eliminados segundo os regulamentos locais. Contacte o seu distribuidor local para proceder a uma eliminação correta.
- Preste atenção especial aos seguintes eliminações: a) Fluido hidráulico, b) Baterias de chumbo-ácido.

2.2 Rotulagem

A mesa de operações tem rótulos nos locais indicados abaixo. Antes de utilizar, certifique-se de que compreende o conteúdo dos rótulos.

■ Rótulos de Aviso e Precaução



*: Aplicado em ambos os lados.

(1) C656312□

▲ WARNING	▲ MISE EN GARDE
USE HEAD SECTION AS FOOT EXTENSION ONLY - WHEN REVERSING PATIENT ON TABLE REFER TO OPERATOR MANUAL.	UTILISER LA PARTIE AVANT UNIQUEMENT COMME RALLONGE DE PIED - CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION AU MOMENT DE RETOURNERLEPATIENT SURLATABLE.

(2) C643011□

▲ WARNING	▲ MISE EN GARDE
DO NOT SIT ON THE LEG PLATE, OTHERWISE THE TABLE MAY FALL DOWN OR PLATE MAY COME DOWN, AND CAUSE A HURT.	NE PAS S'ASSOIR SUR L'APPUIE-JAMBES. DANS LE CAS CONTRAIRE, LA TABLE PEUT BASCULER OU L'APPUIE-JAMBES PEUT S'ABAISSER ET PROVOQUER UNE BLESSURE.

(3) C653624□

▲ WARNING	▲ MISE EN GARDE
A Patient shall be set up to more than 1cm apart from a side rail so that a patient does not touch on side rails.	Un malade sera mis loin du rail du côté plus que 1cm afin qu'unmalade ne touche pas le rail du côté.

(4) C655732□

▲ WARNING	▲ MISE EN GARDE
KEEP YOUR FINGERS AND HANDS AWAY FROM A MOVING PART OF THE UNIT DURING THE OPERATION ON THE TABLE. OTHERWISE THEY MAY GET HURT.	MAINTENEZ VOS DOIGTS ET VOS MAINS ÉLOIGNÉS DE TOUTE PARTIE MOBILE DE L'UNITÉ DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA TABLE. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOUS RISQUEZ D'ÊTRE HEURTÉ.

(5) C656740□

▲ WARNING	▲ MISE EN GARDE
<p>TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK.</p> <p>REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p> <p>REFER TO ACCOMPANYING DOCUMENTS.</p>	<p>NE PAS RETIRER LE COUVERCLE OU LA FACE ARRIÈRE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION.</p> <p>CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.</p> <p>SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.</p>

(6) C643017□

▲ ATTENTION
<ul style="list-style-type: none"> ● LE COMMUTATEUR DE SECOURS EST PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ LORSQUE LE BOÎTIER DE COMMANDE EST DÉFECTUEUX. UTILISEZ TOUJOURS LE BOÎTIER DE COMMANDE DES LORS QU'IL EST EN ÉTAT NORMAL. LE COMMUTATEUR DE SECOURS N'AYANT AUCUNE FONCTION LUI PERMETTANT DE LIMITER LE FONCTIONNEMENT DE LA TABLE, CELLE-CI PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE LORSQU'ELLE EST UTILISÉE AVEC LE COMMUTATEUR DE SECOURS. ● LE COMMUTATEUR DE SECOURS N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC FONCTION MODE INVERSE. ● LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TABLE AVEC LE COMMUTATEUR DE SECOURS, ASSUREZ-VOUS DE CONTINUËLLEMENT SURVEILLER LE MOUVEMENT DU PLATEAU. ● SI LE PLATEAU VIENT À TOUCHER QUELQUE CHOSE OU EST ENDOMMAGÉ D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE DURANT L'OPÉRATION, CÉSSEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER LA TABLE.

(7) C643016□

▲ CAUTION
<ul style="list-style-type: none"> ● THE AUXILIARY SWITCH IS INTENDED TO BE USED WHEN THE CONTROL UNIT IS DEFECTIVE. USE THE CONTROL UNIT WHENEVER IT IS IN NORMAL CONDITION. BECAUSE THE AUXILIARY SWITCH HAS NO FUNCTION TO RESTRICT THE OPERATION OF THE TABLE, THE TABLE MAY BE DAMAGED WHEN IT IS OPERATED WITH THE AUXILIARY SWITCH. ● THE AUXILIARY SWITCH IS NOT INTENDED TO BE USED FOR THE REVERSE MODE FUNCTION. ● WHEN OPERATING THE TABLE WITH THE AUXILIARY SWITCH, BE SURE TO WATCH THE MOVEMENT OF THE TABLETOP CONTINUOUSLY. ● IF THE TABLETOP SHOULD TOUCH ANYTHING OR GET DAMAGED IN ANY DURING THE OPERATION, STOP OPERATING THE TABLE IMMEDIATELY.


(8) C653614□



(9) C656310□

▲ WARNING	▲ MISE EN GARDE
<p>POSSIBLE TABLE DAMAGE</p> <p>RETRACT KIDNEY LIFT COMPLETELY BEFORE RAISING BACK SECTION</p>	<p>DOMMAGE POSSIBLE À LA TABLE</p> <p>RETIRER COMPLÈTEMENT LE DISPOSITIF DE LEVAGE AVANT DE LEVER LA PARTIR ARRIÈRE</p>

■ Outros rótulos (1/2)



*: Aplicado em ambos os lados.

(10) C640029□



ou C640030□




ou C640031□



(11) C600020□



(12) C655648□




(13) C653515□



(14) C653516□



(15) C642002□



(16) C653513□




(17) C655002□



(18) C655684□





(19) C655683□



(20) C655001□



■ Outros rótulos (2/2)



(21) C653620□



(22) C646086□



ou C646089□



ou C646092□



(23) C646098□



(Ásia)

ou C646099□



(U.E.)

ou C646100□



(U.S.A.)

(24) PIN 50005M2



















(25) PIN 573A6M1



(26) PIN 360L8M2




■ Simbologia para rotulagem

Símbolo	Descrição	N.º de rótulo
	Indica a possibilidade de lesão ou mesmo morte se o aviso não for respeitado durante a utilização da mesa	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)
	Sinal de proibição geral	(5)
	Sinal de ação obrigatória geral	(5)
	Paragem de emergência	(8)
	Consultar o manual do operador	(5) (8) (12) (15) (18) (19)
	Indica fonte de alimentação de CA	(15)
IPX4	Classe de proteção (impermeável)	(15)
	Número de série	(15)
	Número de catálogo	(15)
	Indica informações de eliminação de resíduos	(15)
	Representante autorizado na Europa	(15)
	Dispositivo médico	(15)
	Terminal de equalização	(16)
	Indica proteção contra choques elétricos e desfibrilhador (Classe B)	(21)
	Peça aplicada do tipo B à prova de desfibrilhação	(24) (25) (26)
	Data de fabrico	(15)
	Fabricante	(15) (24) (25) (26)

3. Introdução às secções

3.1 Unidade principal




*1: A unidade de controlo sem fios e o interruptor de pedal são opcionais para a MOT-VS500SK-IF.

*2: A placa para cabeça e a placa para pernas são amovíveis.

*3: A secção de receção de luz da unidade de controlo sem fios e o conector do interruptor de pedal só estão disponíveis na MOT-VS500SK-IF.


3.2 Unidade de controlo




NOTA

- Serão necessários cerca de 20 minutos de pausa ao utilizar a mesa continuamente durante cerca de 3 minutos. Em caso de sobreaquecimento do motor, não poderá utilizar a mesa. Em caso de sobreaquecimento, serão necessários cerca de 90 minutos de pausa até que possa voltar a utilizar a mesa como habitualmente.
- Se **ENERGIZE E** for premido, a luz de piloto acende durante 3 segundos.


3.3 Unidade de controlo sem fios (opcional) ^(*1)



NOTA

- Serão necessários cerca de 20 minutos de pausa ao utilizar a mesa continuamente durante cerca de 3 minutos. Em caso de sobreaquecimento do motor, não poderá utilizar a mesa. Em caso de sobreaquecimento, serão necessários cerca de 90 minutos de pausa até que possa voltar a utilizar a mesa como habitualmente.
- Se  for premido, a luz de piloto acende durante 3 segundos.
- A unidade de controlo sem fios pode ajustar até três canais. Se necessitar de realizar este ajuste, contacte o seu distribuidor ou a Mizuho.

3.4 Interruptor de pedal (opcional) ^(*1)




*1: O interruptor de pedal é opcional para a MOT-VS500SK-IF.

4. Operação

4.1 Instalação e carregamento da bateria



- Utilize o fio equipotencial para fazer a ligação à terra entre o terminal equipotencial e os terminais de terra médicos.
- Prepare o fio equipotencial.
- Para deslocar este produto, são necessárias pelo menos duas pessoas.



4


Operação

■ Instalar a mesa de operações


1. Desloque a mesa de operações para uma superfície plana.

2. Verifique a luz de bateria.

Se a luz de bateria (cor de laranja) na unidade de controlo ficar intermitente, significa que a bateria tem de ser carregada.




3. Se o indicador de bateria estiver vazio (vermelho), significa que a bateria tem de ser carregada.



■ Espaço de instalação

Este produto exige o espaço de instalação apresentado abaixo.




■ Carregar a bateria



- Ligue o produto à fonte de alimentação fornecida com a ligação à terra protetora para evitar o risco de choque elétrico.
- Certifique-se de que utiliza o cabo de alimentação dedicado com o logótipo “MIZUHO”.
- Antes de inserir o cabo de alimentação no conector de alimentação, verifique se o conector de alimentação não verte líquidos nem tem poeiras.
- Para desligar completamente a energia, retire o cabo de alimentação da tomada médica.
- Se a bateria se deteriorar, não poderá ser utilizada na mesa de operações, caso a alimentação de CA não seja fornecida devido a cortes de energia, entre outros.


1. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação do produto e à tomada médica.




2. Ao ligar o interruptor de alimentação, o carregamento da bateria é iniciado.

Durante o carregamento, o indicador de bateria pisca sequencialmente a cor de laranja.

3. Quando o indicador de bateria piscar sequencialmente a cor de laranja e verde, tal significa que o carregamento foi concluído.




NOTA

- Certifique-se de que carrega a bateria antes de utilizar o produto pela primeira vez ou caso não seja utilizado durante um longo período de tempo. A bateria continua naturalmente a descarregar mesmo quando não está a ser utilizada e é guardada.
- Se a luz de bateria da unidade de controlo piscar ou se o indicador de bateria na parte inferior da mesa de operações se acender apenas a vermelho enquanto utiliza a mesa de operações com a alimentação da bateria, carregue a bateria imediatamente. Quando a bateria estiver descarregada, apenas está disponível a alimentação de CA e não poderá utilizar a alimentação da bateria.
- A vida útil da bateria da mesa de operações é de aproximadamente 2 anos. Assim que atingir o fim da vida útil, solicite ao seu distribuidor ou à Mizuho a substituição da bateria.
- A vida útil da bateria varia significativamente consoante as condições de funcionamento. A bateria pode degradar-se mais rapidamente se a bateria for carregada e descarregada frequentemente depois de utilizar a mesa de operações para breves intervenções.
- Recomenda-se que carregue a bateria uma vez por semana durante o fim de semana, uma vez que são necessárias cerca de 17 horas para carregá-la totalmente.
- Se a bateria ficar descarregada pouco depois de a ter carregado, a bateria pode estar danificada. Solicite a devida reparação ao seu distribuidor ou à Mizuho.
- Enquanto a bateria está a ser carregada, pode utilizar a mesa de operações ao utilizar  na unidade de controlo.


■ Fixar a unidade de controlo

1. Alinhe o conector com a guia e insira-o corretamente no recetáculo.





■ Retirar a unidade de controlo

1. Rode o aro do conector no sentido da seta até parar.
2. Puxe o conector para cima.




■ Utilizar a função de autodiagnóstico

Este produto inclui uma função de autodiagnóstico capaz de verificar o estado de comunicação entre a unidade principal e a unidade de controlo.

- 1. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação do produto e à tomada médica.**
- 2. Prima  na unidade de controlo.**
- 3. Prima  e um dos interruptores de função da unidade de controlo em simultâneo.**

Se acenderem duas linhas verdes no indicador de bateria, significa que a unidade de controlo está a funcionar corretamente.




■ Utilizar a unidade de controlo sem fios (opcional) (*1)



- Não misture pilhas antigas e novas, nem diferentes tipos de pilhas.
- Não submeta a unidade de controlo sem fios a choques nem a deixe molhar. Poderão ocorrer falhas.


● Preparação

1. Utilize uma chave de fendas para retirar a tampa do compartimento das pilhas da unidade de controlo sem fios.
2. Insira três pilhas AA.
3. Coloque a tampa das pilhas.



● Operação

1. Aponte a unidade de controlo sem fios para a secção de receção de luz da unidade de controlo sem fios da mesa de operações e utilize a unidade de controlo sem fios.



Secção de receção de luz da unidade de controlo sem fios

NOTA

- A vida útil média de uma bateria é de um ano (consoante as condições de utilização). Substitua as baterias se a operação através da unidade de controlo sem fios se tornar instável.
- Se o cabo de alimentação for desligado e se a mesa de operações ficar sem alimentação durante seis dias ou mais, o interruptor de alimentação não funciona de modo a prolongar a duração das baterias. Para reiniciar uma mesa de operações que tenha ficado sem alimentação durante mais de seis dias, ligue a mesa de operações através da unidade de controlo ligada à mesa.
- Para ligar/desligar a alimentação com a unidade de controlo sem fios, verifique se a bateria da mesa de operações está totalmente carregada.

NOTA

- Alguns objetos, como panos ou dispositivos posicionados entre a unidade de controlo sem fios e a secção de receção de luz, irão bloquear a transmissão da unidade de controlo sem fios.
- Se o funcionamento da unidade de controlo sem fios provocar a ativação de outros dispositivos, ou se a mesa de operações for ativada por outro controlo remoto, contacte o seu distribuidor ou a Mizuho.

*1: A unidade de controlo sem fios é opcional para a MOT-VS500SK-IF.


4.2 Ligar/desligar a alimentação

■ Quando for utilizada a tomada médica

● Ligar a alimentação

1. Ligue o interruptor de alimentação na base.


O interruptor de alimentação (verde) e o indicador de bateria acendem-se.



Interruptor de alimentação (Verde • acende)

2. Prima na unidade de controlo.

A luz de alimentação (verde) da unidade de controlo acende-se e a alimentação é ligada.




Luz de alimentação (Verde • acende)

● Desligar a alimentação

1. Quando a alimentação estiver ligada, prima na unidade de controlo.


A luz de alimentação (verde) da unidade de controlo apaga-se.



Luz de alimentação (Verde • apaga)

2. Desligue o interruptor de alimentação na base.

O interruptor de alimentação (verde) e o indicador de bateria apagam-se e a alimentação é desligada.



Interruptor de alimentação (Verde • apaga)

NOTA


- Numa situação de emergência ou se desligar totalmente a energia, retire o cabo de alimentação da tomada médica.
- Se premir na unidade de controlo antes de ligar o interruptor de alimentação na base, a alimentação da bateria será ligada.
- Durante a utilização com a alimentação da bateria, a energia é automaticamente desligada se não for efetuada nenhuma operação durante, pelo menos, 2 horas.

NOTA



- Se desligar o interruptor de alimentação na base antes de premir na unidade de controlo, a alimentação da bateria será ligada.

■ Quando for utilizada a bateria


● Ligar a alimentação

1. Quando o cabo de alimentação não estiver ligado ao conector de alimentação e o interruptor de alimentação da base estiver desligado, prima  na unidade de controlo.


A luz de alimentação (verde) e a luz de bateria (cor de laranja) acendem-se e a alimentação é ligada.



● Desligar a alimentação

1. Quando o interruptor de alimentação da base estiver desligado, prima  na unidade de controlo.

A luz de alimentação (verde) e a luz de bateria (cor de laranja) apagam-se e a alimentação é desligada.



NOTA

Durante a utilização com a alimentação da bateria, a energia é automaticamente desligada se não for efetuada nenhuma operação durante, pelo menos, 2 horas.

4.3 Operar o interruptor de paragem de emergência

Numa situação de emergência, pode impedir que a mesa de operações se mova premindo o interruptor de paragem de emergência.




AVISO

O interruptor de paragem de emergência apenas deve ser utilizado numa situação de emergência.

■ Operar numa situação de emergência

1. Prima o interruptor de paragem de emergência.

É emitido um sinal sonoro e a mesa de operações para.



NOTA

O interruptor de paragem de emergência está situado no lado esquerdo do interruptor auxiliar.

■ Cancelar operações




ADVERTÊNCIA

Para repor a mesa de operações para a posição original numa situação de emergência em que, por exemplo, a mão de um operador fica presa num espaço da mesa de operações, prima o interruptor da unidade de controlo para deslocar a mesa no sentido inverso.

1. Depois de a mesa de operações parar, rode o interruptor de paragem de emergência no sentido da seta ou puxe-o a direito para cancelar a sua função.

O sinal sonoro deixa de ser emitido.



4.4 Travar e destravar a mesa de operações


■ Travar a mesa de operações







- Depois de ativar o travão, verifique se a mesa de operações está bem fixa.
- Se a operação tiver de ser interrompida, prima o interruptor de paragem de emergência.

1. Prima continuamente e prima .

O travão é ativado para travar a mesa de operações. Algumas operações, como, por exemplo, levantar o tampo de mesa, não funcionam enquanto a mesa de operações não estiver completamente travada.



NOTA

A mesa de operações pode ser bloqueada ou desbloqueada ao premir  e  ou  e . São necessários cerca de 12 segundos até que a mesa de operações seja fixada ou desbloqueada.

Se o travão não for acionado, faça o seguinte.

- 1) Verifique se o manípulo de desbloqueio do travão de emergência está na posição “LOCK” (Bloquear).
- 2) Tente acionar o travão novamente com a unidade de controlo ou a unidade de controlo sem fios.

■ Destruvar a mesa de operações




Não destrave a mesa de operações se estiver um doente deitado nela.
O doente poderá cair da mesa de operações.

1. Prima continuamente  e prima  durante, no mínimo, um segundo.

O travão é desbloqueado para destravar a mesa de operações. A mesa de operações pode ser deslocada.





NOTA

São necessários cerca de 12 segundos até que a mesa de operações seja fixada ou desbloqueada.



4.5 Desbloqueio do travão



- Não incline o tampo de mesa enquanto o manípulo de desbloqueio do travão de emergência estiver na posição “UNLOCK” (Desbloquear). O doente poderá cair da mesa de operações.
- Depois de colocar novamente o manípulo de desbloqueio do travão de emergência na posição “LOCK” (Bloquear), prima  e  na unidade de controlo para desbloquear o travão. Se você operar a mesa de operação sem liberar os freios, a mesa de operação funcionará com os freios liberados, o que pode causar a queda do paciente.
- Depois de desbloquear o travão, prima  e  na unidade de controlo para fixar a mesa de operações.



■ Desbloqueio do travão com o manípulo de desbloqueio do travão de emergência

Em caso de problemas elétricos, a mesa de operações pode ser deslocada através do manípulo de desbloqueio do travão de emergência.

Siga o procedimento abaixo para desbloquear o travão.

1. Gire a alavanca de manípulo de desbloqueio do travão de emergência para “UNLOCK” (Desbloquear).



O travão será desbloqueado.



■ Desbloqueio do travão e fixação da mesa de operações

Quando quiser utilizá-la novamente depois de solucionado a falha elétrica, siga o procedimento abaixo para desbloquear o travão e fixar a mesa de operações.

1. Gire a alavanca de manípulo de desbloqueio do travão de emergência para “LOCK” (Bloquear).



2. Prima continuamente e prima na unidade de controlo durante mais de 1 segundo.

O travão será desbloqueado e a mesa de operações pode ser movida.

3. Para fixar novamente a mesa de operações, prima continuamente e prima na unidade de controlo.

4.6 Inclinando o tampo de mesa para o lado




AVISO

Quando inclinar o tampo de mesa para o lado com um doente deitado na mesa de operações, utilize a fixação para o acessório da mesa de operações da Mizuho. O doente poderá cair da mesa de operações.

■ Inclinando para a esquerda


1. Prima continuamente e prima .

O tampo de mesa inclina-se para a esquerda quando se vê pelo lado da cabeça.



NOTA

• O ângulo máximo atingido na posição esquerda em baixo é de 20° em relação à posição nivelada.




• Quando a inclinação lateral é operada no sentido contrário na posição de inclinação lateral atual, a mesma para na posição nivelada. Assim que para, solte o interruptor e prima-o novamente, ficando inclinado lateralmente ao ângulo máximo.

■ Inclinando para a direita


1. Prima continuamente e prima .

O tampo de mesa inclina-se para a direita quando se vê pelo lado da cabeça.



NOTA

O ângulo máximo atingido na posição direita em baixo é de 20° em relação à posição nivelada.



4.7 Trendelenburg




Quando operar na posição de Trendelenburg com um doente deitado na mesa de operações, utilize a fixação para o acessório da mesa de operações da Mizuho. O doente poderá cair da mesa de operações.

■ Trendelenburg invertido (Cabeça em cima)


1. Prima continuamente e prima .

O tampo de mesa move-se para a posição de cabeça em cima.



NOTA

- O ângulo máximo da cabeça para cima é de 30° em relação à posição nivelada.




- Quando o Trendelenburg é operado no sentido contrário na posição de Trendelenburg atual, o mesmo para na posição nivelada. Assim que para, solte o interruptor e prima-o novamente, ficando inclinada ao ângulo máximo.

■ Trendelenburg (cabeça em baixo)




- Ao realizar a operação de cabeça para baixo, tenha cuidado para que a ponta da placa para cabeça não toque no chão. Caso contrário, poderá ficar danificada.
- Ao realizar a operação de cabeça para baixo, tenha cuidado para que a manípulo de fixação da placa para cabeça não toque na base. Caso contrário, poderá ficar danificada.



1. Prima continuamente e prima .

O tempo de mesa move-se para a posição de cabeça em baixo.



NOTA

- O ângulo máximo da cabeça para baixo é de 30° em relação à posição nivelada.




4.8 Fletir a placa para costas



AVISO

Mantenha as suas mãos afastadas dos espaços seguintes durante a utilização da mesa. Caso contrário, poderá ficar ferido.


- Espaço entre a placa para costas e a placa para assento
- Espaço entre a engrenagem da placa para costas e o suporte



■ Mover a placa para costas para cima

1. Prima continuamente e prima .


A placa para costas se move para cima.



■ Mover a placa para costas para baixo

1. Prima continuamente e prima .

A placa para costas se move para baixo.



NOTA


- O ângulo máximo atingido na posição para cima da placa para costas é de 90° em relação à posição nivelada.
- O ângulo máximo atingido na posição para baixo da placa para costas é de 40° em relação à posição nivelada.
- Quando a placa para costas é inclinada no sentido contrário na posição inclinada atual da placa para costas, a operação de inclinação para na posição nivelada. Assim que para, solte o interruptor e prima-o novamente, ficando inclinada ao ângulo máximo.
- Quando o ponto central do tampo de mesa é deslizado no sentido dos pés para além da posição central, a placa para costas não se move para baixo para além da posição nivelada, sendo emitido um sinal sonoro. Se o ponto central do tampo de mesa é deslizado no sentido da cabeça para além da posição central, a placa para costas se moverá para baixo.
- Não é possível elevar a placa para costas até 45° ou mais, em relação à posição nivelada, quando a unidade de elevação estiver deslocada para cima e é emitido um sinal sonoro.



4.9 Alterar a altura do tampo de mesa





- Não baixe a mesa com a placa para pernas fletida a 90°. As extremidades da placa para pernas poderão tocar na base e ficar danificadas.
- Ao deslocar para baixo o tampo de mesa com a placa para pernas fletida, não a utilize até que a extremidade da placa para pernas toque no chão. Caso contrário, poderá ficar danificada.



■ Mover o tampo de mesa para cima

1. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa se move para cima.





NOTA

- A altura máxima desde o chão até à superfície superior do tampo de mesa é de 1090 mm.
- A altura mínima desde o chão até à superfície superior do tampo de mesa é de 635 mm.

■ Mover o tampo de mesa para baixo

1. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa se move para baixo.




4.10 Deslizar o tampo de mesa



Mantenha as suas mãos afastadas do espaço da estrutura durante a utilização da mesa.



Caso contrário, poderá ficar ferido.



■ Deslizar no sentido dos pés

1. Prima continuamente e prima .


O tampo de mesa desliza no sentido dos pés.




NOTA

- O percurso máximo de deslizamento a partir da posição central do tampo de mesa no sentido dos pés é de 250 mm.
- Se a placa para costas estiver numa posição inferior à posição nivelada, o tampo de mesa não pode ser deslizado para o sentido dos pés a partir da posição central, sendo emitido um sinal sonoro. Se mover a placa para costas para uma posição superior à posição nivelada, o tampo de mesa pode ser deslizado no sentido dos pés.

Ponto do centro do tampo de mesa
Posição nivelada | Sentido dos pés




- A posição central do tampo de mesa é a posição em que a linha da estrutura lateral e a linha do cilindro deslizante estão alinhadas.



■ Deslizar no sentido da cabeça

1. Prima continuamente e prima .

O tampo de mesa desliza no sentido da cabeça.



NOTA

- O percurso máximo de deslizamento a partir da posição central do tampo de mesa no sentido da cabeça é de 280 mm.
- O tampo de mesa para na posição central quando desliza a partir do lado dos pés ou do lado da cabeça para o lado oposto. Depois de parar, solte uma vez o interruptor e prima-o novamente para deslizar o tampo de mesa até ao percurso máximo.
- Quando a placa para pernas baixa 45° ou mais, o tampo de mesa não será deslizado no sentido da cabeça para além da posição central e será emitido um sinal sonoro. Se a placa para pernas se mover até 45°, o tampo de mesa será deslizado no sentido da cabeça.
- Quando a placa para pernas estiver numa posição mais baixa do que a posição nivelada, o tampo de mesa para na posição de 170 mm no sentido da cabeça, para além da posição central, e é emitido o sinal sonoro. Quando a placa para pernas subir até à posição nivelada, o tampo de mesa será deslizado no sentido da cabeça, até ao máximo.

4.11 Fletir o tampo de mesa para cima ou para baixo




AVISO

Mantenha as suas mãos afastadas dos espaços seguintes durante a utilização da mesa.

Caso contrário, poderá ficar ferido.

- Espaço entre a placa para costas e a placa para assento
- Espaço entre a engrenagem da placa para costas e o suporte



■ Flexão o tampo de mesa para baixo




ADVERTÊNCIA

Não deve fletir para baixo com a placa para pernas dobrada.

A placa para pernas poderá tocar no chão e ficar danificada.


1. Prima continuamente e prima .

A placa para costas flete para baixo e a placa para assento roda para a posição de Trendelenburg invertido com a cabeça em cima.



NOTA


Na posição em que o ponto do centro do tampo de mesa está no sentido dos pés, para além da posição central, a flexão não funciona e é emitido um sinal sonoro. Se o ponto do centro do tampo de mesa for deslizado no sentido da cabeça, para além da posição central, a placa para costas é fletida.



■ Fletir o tampo de mesa para cima


1. Prima continuamente e prima .

A placa para costas flete para cima e a placa para assento roda para a posição de Trendelenburg com a cabeça em baixo.



NOTA

Quando a unidade de elevação está deslocada para cima, a posição de fletir para cima para na posição em que a placa para costas está fletida 45°. Ao baixar a unidade de elevação, a placa para costas pode ser fletida para baixo até 90°.




4.12 Alterar a altura da unidade de elevação

■ Mover a unidade de elevação para cima

1. Prima continuamente e prima .


A unidade de elevação se move para cima.



■ Mover a unidade de elevação para baixo


1. Prima continuamente e prima .

A unidade de elevação se move para baixo.



NOTA

- A posição de elevação máxima é de 150 mm a partir da superfície do tampo de mesa.
- A posição de descida máxima fica ao mesmo nível da superfície do tampo de mesa.
- Quando a placa para costas estiver fletida para cima 45° ou mais acima da posição nivelada, a unidade de elevação não sobe e é emitido um sinal sonoro. Se a placa para costas estiver fletida para baixo 45° ou menos em relação à posição nivelada, a unidade de elevação sobe.




- Quando a placa para costas está fletida para cima 45° ou mais na posição de fletir para cima, a unidade de elevação não sobe e é emitido um sinal sonoro. Se a placa para costas estiver fletida para baixo 45° ou menos em relação à posição nivelada, a unidade de elevação sobe.

4.13 Fletir a placa para pernas





Não coloque o tampo de mesa numa posição de Trendelenburg invertido enquanto a placa para pernas estiver fletida para baixo. As extremidades da placa para pernas poderão tocar na base e ficar danificadas.



■ Mover a placa para pernas para cima

1. Prima continuamente e prima .

A placa para pernas se move para cima.





NOTA

- O ângulo máximo atingido na posição para cima da placa para pernas é na horizontal, em relação à posição nivelada.
- O ângulo máximo atingido na posição para baixo da placa para pernas é de 100° em relação à posição nivelada.

■ Mover a placa para pernas para baixo


1. Prima continuamente e prima .

A placa para pernas se move para baixo.



NOTA

- Quando deslizar o ponto central do tampo de mesa 170 mm no sentido da cabeça, para além da posição central, a placa para pernas só se move para baixo a 45° a partir da posição nivelada, sendo emitido um sinal sonoro.



- Quando deslizar o ponto central do tampo de mesa 170 mm acima no sentido da cabeça, para além da posição central, a placa para pernas não se move para baixo a partir da posição nivelada, sendo emitido um sinal sonoro.


4.14 Modo invertido

Quando um doente é colocado numa orientação invertida, da cabeça para os pés, o modo invertido permite o funcionamento com referência à cabeça do doente.



AVISO

No modo invertido, o peso permitido do doente é de 135 kg. Se forem colocados doentes com mais de 135 kg na mesa de operações, esta pode tombar e os doentes podem ficar feridos.



ADVERTÊNCIA



O modo invertido desativa as seguintes funções.

- Flexão para baixo
- Fletir para cima


Além disso, o modo invertido não pode ser utilizado nas condições abaixo.

- Ao utilizar o equipamento com a unidade de controlo sem fios (opcional), apenas o modo de operação normal está disponível.
- Ao utilizar o equipamento com o interruptor de pedal (opcional), apenas o modo de operação normal está disponível.
- Ao utilizar o equipamento com o interruptor auxiliar, apenas o modo de operação normal está disponível.

NOTA

No modo invertido, a luz do modo invertido (laranja) pisca quando premir  ou .


Luz do modo invertido (Laranja • intermitente)



■ Ativar o modo invertido

1. Prima continuamente e prima .

A luz do modo invertido (laranja) da unidade de controlo acende-se e o modo invertido é ativado.



NOTA

O modo invertido será ativado independentemente de ter fixado a placa para cabeça à placa para as costas ou à placa para as pernas.


Os movimentos de Trendelenburg, Inclinação e Deslizamento são invertidos.

Os movimentos da placa para costas e da placa para pernas são alternados.

■ Desativar o modo invertido

1. Prima continuamente e prima .

A luz do modo invertido (laranja) da unidade de controlo apaga-se e o modo invertido fica desativado.



NOTA


O modo invertido não é cancelado, mesmo que a alimentação seja desligada. Prima o interruptor do modo invertido, se o modo invertido for desativado.

■ Inclinar para a esquerda

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa inclina-se para a esquerda quando se vê pelo lado da cabeça do doente.




■ Inclinar para a direita

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa inclina-se para a direita quando se vê pelo lado da cabeça do doente.




■ Trendelenburg invertido (cabeça em cima)

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa move-se para a posição de cabeça do doente em cima.




■ Trendelenburg (cabeça em baixo)



1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente  e prima .


O tampo de mesa move-se para a posição de cabeça do doente em baixo.





■ Inclinar para cima as costas do doente

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.
2. Prima continuamente  e prima .


A placa na secção das costas do doente se move para cima.



■ Inclinar as costas do doente para baixo

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.
2. Prima continuamente  e prima .

A placa na secção das costas do doente se move para baixo.




■ Deslizar no sentido dos pés

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa desliza no sentido dos pés do doente.




■ Deslizar no sentido da cabeça

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente  e prima .

O tampo de mesa desliza no sentido da cabeça do doente.




■ Inclinar as pernas do doente

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente **EMERGENCY E** e prima **LEG UP T**.

A placa na secção das pernas do doente se move para cima.




■ Inclinar as pernas do doente para baixo

1. Verifique se a luz do modo invertido (laranja) se acende.

2. Prima continuamente **EMERGENCY E** e prima **LEG DOWN T**.

A placa na secção das pernas do doente se move para baixo.



4.15 Nivelção


■ Colocar o tampo de mesa na posição nivelada

1. Prima continuamente e prima .

O tampo de mesa passa das posições de Trendelenburg, inclinação lateral, flexão da placa para costas, flexão da placa para pernas, posições de elevação da unidade de flexão e elevação para a posição nivelada.

NOTA

As funções de elevação, deslizamento e travagem não funcionam.



4.16 Ajustar a placa para cabeça

A placa para cabeça pode ser fletida em incrementos de 15°, para 4 posições diferentes para cima (máximo 60°) e para 6 posições diferentes para baixo (máximo 90°). A placa para cabeça também pode ser separada.

■ Fletir a placa para cabeça




AVISO

- Aperte os manípulos de fixação da placa para cabeça firmemente. Se a placa para cabeça se mover com os manípulos soltos, o doente poderá ficar ferido.
- A placa para cabeça pesa 7 kg. Preste especial atenção quando a manusear. Ela pode cair e causar danos ou lesões.

1. Puxe a alavanca de flexão da placa para cabeça no sentido da cabeça. A placa para cabeça pode ser fletida para cima e para baixo. Ao soltar a alavanca, a placa para cabeça é fixada nessa posição.

Alavanca de flexão da placa para cabeça



NOTA

Ao fletir para cima, a placa para cabeça pode ser elevada e fletida sem puxar a alavanca de flexão da placa para a cabeça.

■ Retirar a placa para cabeça




AVISO

- A placa para cabeça pesa 7 kg. Preste especial atenção quando a manusear. Ela pode cair e causar danos ou lesões.

1. Solte os dois manípulos de fixação da placa para cabeça situados na parte inferior da placa para costas.
2. Segure firmemente ambos os lados da placa para cabeça e puxe-a a direito.

Manípulo de fixação da placa para cabeça

Placa para cabeça



Placa para costas

■ Fixar a placa para cabeça




- Aperte os manípulos de fixação da placa para cabeça firmemente. Se a placa para cabeça se mover com os manípulos soltos, o doente poderá ficar ferido.
- A placa para cabeça pesa 7 kg. Preste especial atenção quando a manusear. Ela pode cair e causar danos ou lesões.



- Insira a placa para cabeça na placa para costas. Se a placa para cabeça não for totalmente inserida, a mesa de operações poderá ficar danificada.
- Não desloque a mesa de operações puxando pela placa para cabeça. A placa para cabeça pode soltar-se e causar danos ou lesões.

1. Segure firmemente ambos os lados da placa para cabeça, alinhe o eixo de inserção da placa para cabeça com a abertura de receção da placa para costas e insira-a.
2. Depois de confirmar que a placa para cabeça está totalmente inserida, aperte os dois manípulos de fixação da placa para cabeça situados na parte inferior da placa para costas.



NOTA

A placa para cabeça pode ser fixada à placa para costas e à placa para pernas.

Para fixar a placa para cabeça à placa para pernas, aperte os dois manípulos de fixação da placa para a cabeça na parte de trás da placa para pernas.

4.17 Ajustar a placa para pernas


A placa para pernas é amovível.

■ Retirar a placa para pernas



A placa para pernas pesa 11 kg.
Preste especial atenção quando a manusear. Ela pode cair e causar danos ou lesões.

1. Segure firmemente em ambos os lados da placa para pernas e puxe-a para fora enquanto empurra a alavanca de fixação/remoção da placa para pernas.




Alavanca de fixação/remoção da placa para pernas

■ Fixar a placa para pernas




- Certifique-se de que a placa para pernas foi totalmente inserida. Se a placa para pernas não estiver totalmente inserida quando a mesa de operações for utilizada, o doente poderá ficar ferido com a deslocação da placa para pernas.
- A placa para pernas pesa 11 kg. Preste especial atenção quando a manusear. Ela pode cair e causar danos ou lesões.

1. Prima continuamente  e prima  até o eixo de inserção da placa para pernas parar.



2. Segure firmemente em ambos os lados da placa para pernas, alinhe os eixos de inserção da placa para pernas com as aberturas recetoras na placa para pernas e insira-a.



3. Puxe a placa para pernas para verificar se está totalmente inserida e fixa na mesa de operações.


5. Manutenção e inspeção

5.1 Inspeção antes e depois da utilização



Certifique-se de que inspeciona os itens abaixo antes e após a sua utilização. Se detetar alguma anomalia, solicite a devida reparação ao seu distribuidor ou à Mizuho. Caso contrário, poderão ocorrer problemas durante a cirurgia.

Inspeccione os itens abaixo. Se detetar algum problema, solicite a devida reparação ao seu distribuidor ou à Mizuho.



(1) Colchões

● Antes de utilizar

- Verifique se os colchões apresentam danos.

● Depois de utilizar

- Verifique se os colchões apresentam danos ou sujidade.

(2) Folga do tampo de mesa

● Antes de utilizar

- Verifique se as placas da mesa têm alguma folga ao agitar ambos os lados da placa para costas.

(3) Placas da mesa

● Antes de utilizar

- Verifique se as placas da mesa apresentam danos.

● Depois de utilizar

- Verifique se as placas da mesa apresentam danos ou sujidade.

(4) Unidade de controlo

● Antes de utilizar

- Prima os interruptores na unidade de controlo para verificar se todas as funções estão a funcionar corretamente.

(5) Interruptor para ligar/desligar a alimentação

● Antes de utilizar

- Prima o interruptor para ligar/desligar a alimentação na unidade de controlo, para verificar se as luzes de alimentação da unidade de controlo se acendem.

(6) Fuga de óleo

● Antes e depois de utilizar

- Verifique se o chão ou a superfície da base tem vestígios de óleo hidráulico.

(7) Bateria

● Antes de utilizar

- Verifique se a bateria foi carregada.

(8) Cabo de alimentação e tomada

● Antes de utilizar

- Verifique se o cabo de alimentação tem algum fio exposto e se a tomada apresenta danos.

(9) Interruptor auxiliar

● Antes de utilizar


- Prima o interruptor auxiliar para verificar se todas as funções estão a funcionar corretamente.

5.2 Peças de substituição periódica

A Mizuho especifica que as peças seguintes necessitam de ser substituídas periodicamente para que a utilização seja segura.

É difícil definir um período de substituição padrão. Poderá ser necessário proceder a uma substituição precoce consoante a condição e/ou frequência de utilização.

Solicite a devida substituição ao seu distribuidor ou à Mizuho.



Peças	Período de substituição (anos)
Bateria	2
Unidade de controlo	4 a 6
Rodízio	5 a 7
Borracha do travão	3 a 5
Cabo de alimentação	5 a 7

NOTA

Os períodos de tempo anteriormente referidos são apenas uma estimativa. O período de substituição poderá depender das condições e/ou frequências de utilização.

5.3 Informações sobre a versão do software

A informação sobre a versão do software de controlo instalado na mesa de operações pode ser consultada no rótulo aplicado diretamente no microcomputador de bordo.



As informações sobre a versão do software destinam-se essencialmente ao pessoal de assistência técnica e de manutenção, conforme necessário. Para confirmar, abra a tampa da base para aceder à placa de controlo.

6. Especificações

6.1 Tabela de especificações

Nome do produto		Mesa de operações MOT-VS500SK	Mesa de operações MOT-VS500SK-IF	
Funções eletromotoras	Amplitude de elevação	Mais alta	1090 mm	
		Mais baixa	635 mm	
	Ângulo de Trendelenburg	Cabeça em cima	30°	
		Cabeça em baixo	30°	
	Ângulo da inclinação lateral	Lado esquerdo para baixo	20°	
		Lado direito para baixo	20°	
	Ângulo de flexão da placa para costas	Cima	90°	
		Baixo	40°	
	Ângulo de flexão da placa para pernas	Cima	0°	
		Baixo	100°	
	Deslizamento: Nota 1	Sentido da cabeça	280 mm	
		Sentido dos pés	250 mm	
	Flexão		Flexão/Fletir para cima	
	Unidade de elevação	Mais alta	150 mm	
	Nivelção		Trendelenburg, Inclinação lateral, Flexão da placa para costas, Flexão da placa para pernas, Flexão, Unidade de elevação	
	Travão		Bloquear/Desbloquear	
	Dispositivos de controlo	Unidade de controlo	Elevação, Trendelenburg, Inclinação lateral, Flexão da placa para costas, Flexão da placa para pernas, Deslizamento, Flexão, Unidade de elevação, Nivelção, Modo invertido, Travão, Interruptor E, Ligar/desligar a alimentação	
		Unidade de controlo sem fios: Nota 2	-	Elevação, Trendelenburg, Inclinação lateral, Flexão da placa para costas, Flexão da placa para pernas, Deslizamento, Flexão, Unidade de elevação, Nivelção, Travão, Interruptor E, Ligar/desligar a alimentação
		Interruptor auxiliar	Elevação, Trendelenburg, Inclinação lateral, Flexão da placa para costas, Flexão da placa para pernas, Deslizamento, Flexão, Unidade de elevação, Nivelção, Travão, Interruptor E, Ligar/desligar a alimentação	
		Interruptor de pedal: Nota 2	-	Elevação, Trendelenburg, Inclinação lateral

Funções manuais	Ângulo de flexão da placa para cabeça	Cima	60°
		Baixo	90°
	Separação		Placa para cabeça/Placa para pernas
	Outros		Manípulo de desbloqueio do travão de emergência
Características	Classificação em conformidade com a norma 60601-1		Dispositivo de classe 1/Dispositivo de tipo B/IPX4 (dispositivo de fonte de alimentação interna: Nota 3)
	Tensão nominal de alimentação		CA 100 - 240 V
	Frequência nominal de alimentação		50 – 60 Hz
	Alimentação da bateria		CC 24 V
	Entrada de alimentação		400 VA
	Tensão de funcionamento		CC 5 V, 24 V
	Ciclo de funcionamento		3 min ligado, 20 min desligado: Nota 4
	Outros		A recuperação do desfibrilhador ocorre dentro de cinco segundos. Conformidade com a norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) IEC 60601-1-2:2018
Dimensão	Tampo de mesa		2004 mm (C) x 500 mm (L): Nota 5
	Base		1033 mm (C) x 483 mm (L): Nota 6
Peso			370 kg
Peso corporal permitido do doente: Nota 10			Elevação: 250 kg/Trendelenburg, Inclinação lateral: 250 kg/ Modo invertido: 135 kg
Altura e largura em trânsito			Altura: 10 mm/Largura: 80 mm
Ambiente de funcionamento	Temperatura		10 a 40 °C: Nota 9
	Humidade		30 a 75%: Nota 9
	Pressão atmosférica		700 a 1060 hPa: Nota 9
	Outros		A altitude permitida para utilização é de 3000 m ou inferior: Nota 9
Transporte e armazenamento	Temperatura		-10 a 50 °C: Nota 7
	Humidade		10 a 85% (sem condensação de humidade): Nota 7
	Pressão atmosférica		700 a 1060 hPa: Nota 7
Vida útil			Se for efetuada a manutenção especificada e o armazenamento adequado, 10 anos: Nota 8

Nota 1: A partir da posição central

(quando as linhas da estrutura lateral e do cilindro deslizante estão alinhadas)

Nota 2: Opcional (MOT-VS500SK-IF apenas)

Nota 3: Quando é utilizada a alimentação da bateria

Nota 4: Mesa em funcionamento contínuo em tempo possível e tempo de suspensão

Nota 5: Excluindo a guia lateral

Nota 6: Dimensão bruta


Nota 7: Norma da empresa (caso sejam efetuadas a manutenção e a inspeção adequadas)

Nota 8: Com base nos dados de validação da Mizuho

Nota 9: IEC 60601-1, Equipamento elétrico para medicina - Parte 1: Regras gerais de segurança

Nota 10: Peso total do doente e acessórios

6.2 Vista externa




7. Resolução de problemas


■ Funções do interruptor auxiliar



- O interruptor auxiliar apenas deve ser utilizado numa situação de emergência.
- Mantenha-se atento ao movimento da mesa de operações quando opera o interruptor auxiliar. Ao contrário da unidade de controlo, o interruptor auxiliar não tem nenhuma função para interromper a operação dos interruptores.
- Se as peças tocarem umas nas outras, interrompa imediatamente a operação. Caso contrário, a mesa de operações poderá ficar danificada.



1. Prima o interruptor auxiliar da mesma forma que os interruptores da unidade de controlo.



NOTA

A mesa de operações move-se enquanto o interruptor é premido. A mesa para assim que o ângulo máximo é atingido.

8. Antes de contactar para fins de reparação

■ Verificar causas e medidas de resolução

Podem ocorrer os seguintes problemas mesmo que a mesa de operações não tenha nenhuma avaria.

Verifique os pontos seguintes antes de solicitar reparações.

Estado	Causa possível	Medidas
Não é possível ligar a mesa.	O conector da unidade de controlo não está ligado corretamente.	Insira o conector completamente. (→ Página 19)
	A bateria está totalmente descarregada.	Carregue a bateria. (→ Página 18)
Um interruptor de função na unidade de controlo não funciona.	O conector da unidade de controlo não está ligado corretamente.	Insira o conector completamente. (→ Página 19)
	O interruptor E não foi premido em simultâneo com o interruptor de função.	Prima o interruptor E e o interruptor de função em simultâneo. (→ Página 25 a 47, 51)
	Possível sobreaquecimento do motor.	Aguarde cerca de 90 minutos para operar. (→ Página 13, 14)
O interruptor de travão na unidade de controlo não funciona.	O manípulo de desbloqueio do travão de emergência está numa posição de "UNLOCK" (Desbloquear).	Rode o manípulo de desbloqueio do travão de emergência para "LOCK" (Bloquear). (→ Página 27)
	Depois de desbloquear o travão com o manípulo de desbloqueio do travão de emergência, o travão não foi desbloqueado pela unidade de controlo.	Desbloqueie o travão utilizando a unidade de controlo. (→ Página 27)
Não é possível rebaixar a placa para costas abaixo da posição nivelada.	O tampo de mesa é deslizado no sentido dos pés para além da posição central.	Faça deslizar o centro do tampo de mesa no sentido da cabeça para além da posição central. (→ Página 34)
Não é possível deslizar o tampo de mesa no sentido dos pés.	A placa para costas é rebaixada abaixo da posição nivelada.	Mova a placa para costas para cima a partir da posição nivelada. (→ Página 31)
Não é possível acionar a função de flexão.	O tampo de mesa é deslizado no sentido dos pés para além da posição central.	Faça deslizar o centro do tampo de mesa no sentido da cabeça para além da posição central. (→ Página 34)
Não é possível rebaixar a placa para pernas até 45° ou mais.	O tampo de mesa é deslizado no sentido da cabeça, para além da posição central.	Faça deslizar o centro do tampo de mesa no sentido dos pés, para além da posição central. (→ Página 33)
Não é possível mover a unidade de elevação para cima.	A placa para costas é fletida para cima a 45° ou mais em relação à posição nivelada.	Mova a placa para costas para baixo, mais de 45°. (→ Página 31)
	A placa para costas é fixada a 45° ou mais no sentido ascendente, na posição de fletir para cima.	Mova a placa para costas para baixo, mais de 45°. (→ Página 31)
Não é possível mover a placa para costas para cima até 45° ou mais.	A unidade de elevação está deslocada para cima.	Baixe ao máximo a unidade de elevação. (→ Página 37)
Não é possível mover a placa para costas mais de 45° na posição de fletir para cima.	A unidade de elevação está deslocada para cima.	Baixe ao máximo a unidade de elevação. (→ Página 37)

Se a situação não melhorar, mesmo após a implementação das medidas de resolução acima, solicite a devida reparação ao seu distribuidor ou à Mizuho.

■ Em caso de avaria



- A reparação ou manutenção da mesa de operações apenas deve ser efetuada pela Mizuho ou por fornecedores certificados. Certifique-se de que entra em contacto com o seu distribuidor ou a Mizuho para efeitos de manutenção ou reparação.
 - Não desmonte a mesa de operações. A desmontagem não autorizada poderá causar incêndios, choques elétricos ou avarias.
 - De modo a impedir infeções, certifique-se de que limpa e desinfeta a mesa de operações depois de solicitar a reparação da mesma.
-

Implemente as seguintes medidas caso a mesa de operações esteja quebrada.

- 1. Desligue a energia e retire o cabo de alimentação da tomada médica.**
- 2. Coloque um sinal, como “Fora de serviço” ou “Não utilizar”, na mesa de operações.**

■ Manutenção pelos fornecedores

Para utilizar este produto de forma segura, certifique-se de que realiza a inspeção periódica uma vez por ano, seja pela Mizuho ou por um fornecedor certificado.

As inspeções e manutenções que não sejam efetuadas pela Mizuho ou pelo fornecedor certificado poderão causar acontecimentos adversos, como deterioração do desempenho e das funções.

Para solicitar a inspeção periódica, contacte o seu distribuidor ou a Mizuho.

■ Garantia

A MIZUHO Corporation irá reparar peças com defeito deste produto sem custos durante um ano, a partir da data de entrega/instalação, exceto nos casos de danos causados por uma reparação de terceiros, um ato da natureza, utilização indevida ou danos intencionais. Todos os outros termos e condições de garantia estão sujeitos aos regulamentos da MIZUHO Corporation.

Anexo 1 Compatibilidade eletromagnética

Instale e opere a mesa de operações de acordo com as informações de CEM fornecidas neste manual.



- Não utilize acessórios diferentes dos especificados pela nossa empresa. Tal poderá resultar no aumento das emissões e na redução da imunidade.
- Não utilize a mesa de operações ao lado de ou empilhada noutros equipamentos. A operação normal pode não ser possível devido a interferências eletromagnéticas.
- Antes de utilizar outros dispositivos eletrônicos médicos (especialmente dispositivos de suporte de vida) em conjunto, certifique-se de que não existe risco de funcionarem incorretamente devido a interferências eletromagnéticas. A operação normal pode não ser possível devido a interferências eletromagnéticas.

Orientações e declaração do fabricante – compatibilidade eletromagnética		
A MOT-VS500SK destina-se a ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador da MOT-VS500SK tem de garantir que esta é operada em ambientes semelhantes.		
Medições de interferências eletromagnéticas	Conformidade	Ambiente eletromagnético – orientações
Emissões de harmónicas IEC 61000-3-2	Classe A	A MOT-VS500SK é adequada para ser utilizada em todas as instalações, à exceção de instalações domésticas e instalações ligadas diretamente à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.
Flutuações de tensão/ emissões de cintilação IEC 61000-3-3	Em conformidade	
Emissões de RF CISPR 11	Classe A	
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	A MOT-VS500SK utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Por conseguinte, as suas emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem interferências nos equipamentos eletrónicos que se encontrem nas proximidades.

A


Compatibilidade eletromagnética

Orientações e declaração do fabricante – imunidade às interferências eletromagnéticas

A MOT-VS500SK destina-se a ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou utilizador da MOT-VS500SK tem de garantir que esta é operada em ambientes semelhantes.

Testes de imunidade às interferências	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientações
Descarga de eletricidade estática (DEE) IEC 61000-4-2	± 8 kV para descarga de contacto ± 2; 4; 8; 15 kV para descarga de ar	± 8 kV para descarga de contacto ± 2; 4; 8; 15 kV para descarga de ar	O chão deve ser de madeira, cimento ou azulejo de cerâmica. Se o chão estiver coberto com material sintético, a humidade relativa deve ser, pelo menos, de 30%.
Transiente elétrico rápido/rajada IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação ± 1 kV para linhas de entrada e saída	± 2 kV para linhas de alimentação ± 1 kV para linhas de entrada e saída	A qualidade da tensão de alimentação deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Sobretensão IEC 61000-4-5	± 0,5; 1 kV de tensão de modo diferencial ± 0,5; 1; 2 kV de tensão de modo comum	± 0,5; 1 kV de tensão de modo diferencial ± 0,5; 1; 2 kV de tensão de modo comum	A qualidade da tensão de alimentação deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, interrupções breves e flutuações na tensão de alimentação IEC 61000-4-11	0% U_T para 0,5 ciclos 0% U_T para 1 ciclo 70 % U_T para 25/30 ciclos 0% U_T para 250/300 ciclos	0% U_T para 0,5 ciclos 0% U_T para 1 ciclo 70 % U_T para 25/30 ciclos 0% U_T para 250/300 ciclos	A qualidade da tensão de alimentação deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o utilizador da MOT-VS500SK precisar de um funcionamento contínuo durante situações de corte de corrente, recomenda-se que a MOT-VS500SK seja alimentada por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.
Campo magnético (50/60 Hz) da frequência elétrica IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos da frequência elétrica devem estar ao nível característico de um local típico num ambiente comercial ou hospitalar típico.
Informação: U_T é a tensão de CA antes da aplicação do nível de teste			

**Orientações e declaração do fabricante – imunidade às interferências eletromagnéticas
(continuação)**

Perturbações por condução induzidas por RF por radiação IEC 61000-4-6	150 kHz a 80 MHz 3 V Frequências ISM 6 V	150 kHz a 80 MHz 3 V Frequências ISM 6 V	Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (dispositivos de rádio, incl. antenas ou cabos) não devem ser utilizados a uma distância inferior à distância de segurança recomendada de 300 mm de qualquer parte da MOT-VS500SK. As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, conforme determinado por um levantamento de campos eletromagnéticos no local, devem ser inferiores ao nível de conformidade de 3 V/m em cada gama de frequências. Poderão ocorrer interferências na proximidade dos equipamentos marcados com o símbolo seguinte: 																																																															
Interferências devido a RF por radiação IEC 61000-4-3	80 MHz a 2,7 GHz 3 V/m Banda de frequências de comunicação sem fios <table border="1" data-bbox="480 663 635 1211"> <thead> <tr> <th>V/m</th> <th>MHz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>27</td><td>385</td></tr> <tr><td>28</td><td>450</td></tr> <tr><td>9</td><td>710</td></tr> <tr><td>9</td><td>745</td></tr> <tr><td>9</td><td>780</td></tr> <tr><td>28</td><td>810</td></tr> <tr><td>28</td><td>870</td></tr> <tr><td>28</td><td>930</td></tr> <tr><td>28</td><td>1720</td></tr> <tr><td>28</td><td>1845</td></tr> <tr><td>28</td><td>1970</td></tr> <tr><td>28</td><td>2450</td></tr> <tr><td>9</td><td>5240</td></tr> <tr><td>9</td><td>5500</td></tr> <tr><td>9</td><td>5785</td></tr> </tbody> </table>	V/m		MHz	27	385	28	450	9	710	9	745	9	780	28	810	28	870	28	930	28	1720	28	1845	28	1970	28	2450	9	5240	9	5500	9	5785	80 MHz a 2,7 GHz 3 V/m Banda de frequências de comunicação sem fios <table border="1" data-bbox="759 663 914 1211"> <thead> <tr> <th>V/m</th> <th>MHz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>27</td><td>385</td></tr> <tr><td>28</td><td>450</td></tr> <tr><td>9</td><td>710</td></tr> <tr><td>9</td><td>745</td></tr> <tr><td>9</td><td>780</td></tr> <tr><td>28</td><td>810</td></tr> <tr><td>28</td><td>870</td></tr> <tr><td>28</td><td>930</td></tr> <tr><td>28</td><td>1720</td></tr> <tr><td>28</td><td>1845</td></tr> <tr><td>28</td><td>1970</td></tr> <tr><td>28</td><td>2450</td></tr> <tr><td>9</td><td>5240</td></tr> <tr><td>9</td><td>5500</td></tr> <tr><td>9</td><td>5785</td></tr> </tbody> </table>	V/m	MHz	27	385	28	450	9	710	9	745	9	780	28	810	28	870	28	930	28	1720	28	1845	28	1970	28	2450	9	5240	9	5500	9
V/m	MHz																																																																	
27	385																																																																	
28	450																																																																	
9	710																																																																	
9	745																																																																	
9	780																																																																	
28	810																																																																	
28	870																																																																	
28	930																																																																	
28	1720																																																																	
28	1845																																																																	
28	1970																																																																	
28	2450																																																																	
9	5240																																																																	
9	5500																																																																	
9	5785																																																																	
V/m	MHz																																																																	
27	385																																																																	
28	450																																																																	
9	710																																																																	
9	745																																																																	
9	780																																																																	
28	810																																																																	
28	870																																																																	
28	930																																																																	
28	1720																																																																	
28	1845																																																																	
28	1970																																																																	
28	2450																																																																	
9	5240																																																																	
9	5500																																																																	
9	5785																																																																	

Informação 1: Estas orientações poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e pessoas.


As intensidades de campo dos transmissores fixos, como estações de base para radiotelefone (móvel/sem fios) e rádios móveis, rádio amador, radiodifusão AM e FM e transmissão de TV, não podem ser previsíveis teoricamente com precisão. Para confirmar o ambiente eletromagnético causado pelo transmissor de RF fixo, é conveniente considerar um levantamento de campos eletromagnéticos. Se a intensidade de campo medida exceder o nível de conformidade acima especificado no local onde a MOT-VS500SK for utilizada, a MOT-VS500SK deve ser observada quanto ao seu correto funcionamento. Se for detetado algum desempenho anómalo, poderá ser necessário tomar outras medidas, como reorientar ou reposicionar a MOT-VS500SK.

A

Anexo 2 Glossário

Base

A parte em azul claro da figura abaixo.



Flexão


A placa para costas é dobrada para cima ou para baixo, a placa para assento desloca-se para a posição da cabeça para cima ou para baixo e o tampo de mesa move-se para “Centro para cima” ou “Centro para baixo”.

Inclinação lateral

O tampo de mesa da mesa de operações move-se para a posição esquerda ou direita em baixo quando se vê pelo lado da cabeça.

Tampo de mesa

A parte em azul claro da figura abaixo.



Trendelenburg

O tampo de mesa da mesa de operações move-se para a posição da cabeça para cima ou para baixo.

Registo de revisões

2021-01-07	Ver.1	Nova versão
2022-04-25	Ver.2	Revisão
2023-07-14	Ver.3	Revisão



Agente de Vendas



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands



MIZUHO Corporation

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>