




滑り止め加工処理の
先端把持部



360°
Fully Rotatable

シャフト部分が360°回転




洗浄ポートの取外しが可能

ローテータブルインストゥルメントに持針器が新たにラインナップ。

Rotatable Instrument


ローテータブル持針器



直タイプ



彎タイプ



商品コード	JANコード	商品名	全長	有効長	クラス分類
07-829-01	4946329319316	ローテータブル持針器 直11cmDT	256mm	118mm	I
07-829-02	4946329319323	ローテータブル持針器 直15cmDT	291mm	153mm	
07-829-03	4946329319330	ローテータブル持針器 彎11cmDT	256mm	118mm	
07-829-04	4946329319347	ローテータブル持針器 彎15cmDT	291mm	153mm	

一般医療機器	類 別：機械器具30 結紮器及び縫合器	製造販売届出番号:13B1X00306G10958
	一般的名称:持針器	
	販売名:ローテータブル持針器 DT	
	JMDNコード:12726010	

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

北海道 TEL011-716-4731 東北 TEL022-227-1688
新潟 TEL025-229-5458 北関東 TEL03-3815-3193
東海 TEL052-732-7130 関西 TEL06-6444-3840
中国 TEL082-241-8826 九州 TEL092-431-5022

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】
ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL03-3811-0350 FAX03-3811-1880

【本社】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
手術機器事業部 TEL03-3815-3097 FAX03-3813-5068
整形・脳神経外科事業部 TEL03-3815-3096 FAX03-3813-5068
特販事業部 TEL03-4334-9111 FAX03-3815-3185
営業支援部 TEL03-3815-3096 FAX03-3813-5068

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
訪問修理受付 TEL043-481-3367
お預り修理受付 TEL043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1809-200-BR-000-1809



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。