

手術台アクセサリー 対応表一覧



カテゴリー	商品コード	商品名	手術台機種名																
			MOT-6302	MOT-3502	MOT-3602	MOS-1302B	VACB-3006B	MST-7300BX	MST-7300B	MST-7201B	SPL-331	MOT-1602BW	MOT-5602SRMB	MOT-5602BW	MOT-5701	MOT-VS600D(H)K1	MOT-VS600D(K)	MOT-VS600D(H)	MOT-VS600D(J)
上肢固定・支持 アクセサリー	03-001-73	腕台（ジュラルミン製）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	03-001-74	腕台（アクリル板製）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08-064-02	上腕骨頸上骨折用 上肢台スタンダード Aφ70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	08-064-03	上腕骨頸上骨折用 上肢台 関節付 B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	08-065-05	上肢台	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	08-065-13	イメージング・アームボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-065-51	Double Axis Armboard（本体）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-065-70	上肢台（ロッキングタイプ）本体のみ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-066-05	脊椎腹臥位用上肢台（若杉タイプ）金具付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-066-06	若杉氏上肢台 730mm タイプ（固定金具付）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-066-10	若杉氏上肢台 500mm タイプ（固定金具付）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-068-05	肩支持器 260mm タイプ 固定金具 小型 Ver.2 付（2 個組）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-079-00	若杉氏柔軟性前腕支持器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-079-01	若杉氏柔軟性前腕支持器 390mm タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-086-05	若杉氏手の外科上肢台 レール取付式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-086-15	マルチタスクアームボード Ver.2 固定金具付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-086-27	アームシールド高さ 130mm マットレス付（2 枚組）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08-086-28	アームシールド高さ 160mm マットレス付（2 枚組）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	08-086-29	アームシールド高さ 190mm マットレス付（2 枚組）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
下肢固定・支持 アクセサリー	08-070-00	両支脚器 固定金具付 2 個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	08-070-04	レビテーター（両支脚器）2 個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	08-070-16	小児用両支脚器（大）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	08-070-17	小児用両支脚器（中）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	08-070-18	小児用両支脚器（小）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	08-071-04	足部支持器 320mm タイプ（固定金具小型 Ver.2 付）2 個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-072-01	膝受け兼脚板延長ボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	08-078-20	側臥位用脚台	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
頭部固定・支持 アクセサリー	08-075-01	M 式頭部支持器（頭受アーム）セット 大	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	08-075-06	ヘッドサポーター Ver.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	08-075-11	ベースユニットアタッチメントφ20mm タイプ（M）	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
	08-075-15	カーボンテーブル用ベースユニットアタッチメント	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	08-076-15	オートヘッドレストⅡα本体のみ（架台付）	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	×	—	—	—	—
	08-115-13	頭部台（M）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	08-115-14	顔面受（N）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	08-115-15	頭部台アーム（O）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
体側固定・支持 アクセサリー	08-069-32	若杉氏側部支持器六角支柱 300mm 固定金具付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	08-069-41	マルチ側部支持器 300mm タイプ Ver.2（固定金具 小型 Ver.2 付）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	08-069-44	若杉側部支持器 310mm（固定金具小 ver.2 付）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	08-080-01	ワンタッチ側部支持器 大 右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
	08-080-02	ワンタッチ側部支持器 大 左	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-080-03	ワンタッチ側部支持器 中 右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-080-04	ワンタッチ側部支持器 中 左	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-080-05	ワンタッチ側部支持器 小 右	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-080-06	ワンタッチ側部支持器 小 左	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	08-084-02	体位固定バンド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[illegible]