




Tri-D

「3つのD」から生まれた
ケリソン骨パンチの進化形
「Tri-D」誕生!


Tri-D

独自の新デザインがもたらした、
かつてないシャープな切れ味と洗浄のしやすさ。
進化したケリソン骨パンチが、
より確かな手術操作をサポートします。




1 Detachable

分解しやすく(Detachable)組み立てやすい
シンプルな構造で、隅々まで確実に洗浄できます。



| 商品コード | JANコード | 商品名 | 刃幅 | 全長 | クラス 分類 |
|-----------|---------------|-------------------------------|-----|-------|-----------|
| 02-095-41 | 4946329195644 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×150 | 1mm | 150mm | I |
| 02-095-42 | 4946329195651 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×150 | 2mm | 150mm | |
| 02-095-43 | 4946329195668 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×150 | 3mm | 150mm | |
| 02-095-44 | 4946329195675 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×150 | 4mm | 150mm | |
| 02-095-45 | 4946329195682 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×150 | 5mm | 150mm | |
| 02-095-46 | 4946329195699 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×150 | 6mm | 150mm | |
| 02-095-51 | 4946329195705 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×200 | 1mm | 200mm | |
| 02-095-52 | 4946329195712 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×200 | 2mm | 200mm | |
| 02-095-53 | 4946329195729 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×200 | 3mm | 200mm | |
| 02-095-54 | 4946329195736 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×200 | 4mm | 200mm | |
| 02-095-55 | 4946329195743 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×200 | 5mm | 200mm | |
| 02-095-56 | 4946329195750 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×200 | 6mm | 200mm | |
| 02-095-62 | 4946329195767 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×150 | 2mm | 150mm | |
| 02-095-63 | 4946329195774 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×150 | 3mm | 150mm | |
| 02-095-64 | 4946329195781 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×150 | 4mm | 150mm | |
| 02-095-72 | 4946329195798 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×200 | 2mm | 200mm | |
| 02-095-73 | 4946329195804 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×200 | 3mm | 200mm | |
| 02-095-74 | 4946329195811 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×200 | 4mm | 200mm | |





2 Durability

新レール機構およびDLCコーティングの採用により、刃部の精密な嵌合かつスムーズな摺動を実現。これにより、シャープな切れ味と滑らかな操作性を長期間維持します。

3 DLC coating

DLCコーティング※を採用したツヤ消しブラックのボディは、耐摩耗性に優れ、術中のハレーション予防にも効果を発揮します。

※Diamond Like Carbon



全長

4mm x 200

2mm x 200

02-08-72-K1Z



| | | |
|--------|--|---------------------------|
| 一般医療機器 | 類 別：機械器具39 医療用鉗子 一般的名称：手術用骨鉗子 販売名：ケリソン骨パンチ 分解式 JMDNコード：32853000 | 製造販売届出番号：13B1X00306G10439 |
|--------|--|---------------------------|

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北 関 東 地 区 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市中種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
- 特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185
- 営 業 支 援 部 TEL 03-3815-3196 FAX 03-3813-5068

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホ ショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1809-1000-BR-002-1809