


マイクロサージャリー用鑷子



マイクロサージャリー用鑷子

本体:ステンレス鋼 リング:チタン合金



先端0.2mmの無鉤鑷子は、微細操作はもとより、内面を粗面加工し微小縫合針の把持が確実にできるようにされているので、微小血管吻合にご使用いただけます。

先端把持面に1mm径の
カップタイプをラインナップ。
深部硬膜、腫瘍カプセルの把持や
少量の組織採取など多くの用途に
ご使用いただけます。

拇指あてにリングを装着したため安定性が向上し、
更に、リングは一目で鑷子の種別が判別できるように
色分けされております。
(青・・・無鉤 / 赤・・・有鉤 / 黄・・・カップ)

柄部は太目に加工しているため
微細な鑷子先端が
交差することはありません。

商品仕様

商品コード	商品名	規格(全長)	JANコード
07-007-55	マイクロ操作用鑷子 軟部組織・硬膜操作用(無鉤)先端1mm	15cm	4946329148930
07-007-56	マイクロ操作用鑷子 軟部組織・硬膜操作用(有鉤)先端2mm	15cm	4946329148947
07-007-57	マイクロ操作用鑷子 軟部組織・硬膜操作用(有鉤)先端1mm	15cm	4946329148954
07-007-58	マイクロ操作用鑷子 クモ膜・浅部微細操作用(無鉤)先端0.2mm	15cm	4946329148961
07-007-59	マイクロ操作用鑷子 クモ膜・浅部微細操作用 先端カップ付(φ1mm)	15cm	4946329148978
07-007-20	マイクロ操作用鑷子 深部操作用・バイオネット型(無鉤)先端0.2mm	20cm	4946329148985
07-007-21	マイクロ操作用鑷子 深部操作用・バイオネット型(無鉤)先端1mm	20cm	4946329148992
07-007-22	マイクロ操作用鑷子 深部操作用・バイオネット型(有鉤)先端0.5mm	20cm	4946329149005
07-007-23	マイクロ操作用鑷子 深部操作用・バイオネット型 先端カップ付(φ3mm)	20cm	4946329149012
07-007-24	マイクロ操作用鑷子 深部操作用・バイオネット型 先端カップ付(φ1mm直)	20cm	4946329149029
07-007-25	マイクロ操作用鑷子 深部操作用・バイオネット型 先端カップ付(φ1mm上向)	20cm	4946329149036

● 製造販売届出番号: 13B1X00306G10003 ● 類別: 器36 医療用ピンセット ● 一般的名称: ピンセット
● 販売名: マイクロ操作用鑷子 ● JMDNコード: 35079001 ● クラス分類: I

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688
新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193
東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840
中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【関東圏販売網(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】
ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本社】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
訪問修理受付 TEL 043-481-3367
お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

0712-3000-CO-001-0712



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。