

Headisshi Version
Rotary-type Flexible Arm

テーパ型脳箆固定器

波出石VER

回転式フレキシブルアーム

全方向回転可能



MIZUHO
Medical Innovation

販売名:テーパ型脳箆固定器 オールチタン


テーパ―脳箆固定器

波出石VER

回転式フレキシブルアーム

1 さまざまな方向への牽引が容易!

脳箆固定部にボールジョイントを装着したため、あらゆる方向に牽引が可能となりました



2 片手操作で牽引方向の切り替えが可能!

脳箆の方向は固定ネジのつまみを1/4回転することで固定・解除が行なえますので、片手で容易に操作可能です



3 術野の省スペース化!

術者の対側にアームを伸ばして多方向からの牽引が可能のため、術野のスペース確保が容易です



商品名	テーパ―脳箆固定器(波出石VER)5mm 37cm	テーパ―脳箆固定器(波出石VER) 6mm 37cm		自在脳箆固定器アタッチメント F-1
商品コード	07-157-11	07-157-12		07-175-00
JANコード	4946329149166	4946329149173		4946329055085
販売名	テーパ―型脳箆固定器 オールチタン			自在脳箆固定器アタッチメント F-1
製造販売届出番号	13B1X00306G00702			13B1X00306G00710
類別	機械器具50 開創又は開孔用器具			
一般的名称	開創器			
JMDNコード	13373001			
クラス分類	I / 一般医療機器			

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688
 新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193
 東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840
 中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】
 ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本社】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
 訪問修理受付 TEL 043-481-3367
 お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2206-PDF-CO-002-2206



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。