


## 脳血管吻合クリップシリーズ


# 脳血管吻合クリップ

■杉田クリップで培われた技術を活かした、エルジロイ製のクリップです。

■クリップは低圧、高圧タイプの2つの閉鎖力を用意しました。豊富なバリエーションにより様々なアプローチに対応が可能です。



直 曲 側曲



### 閉鎖力

閉鎖力は最終的保証段階で1.0mm幅に開いたブレード部全長(L)の遠位端から1.0mmの位置(図1)で、コンピュータ化された電子ゲージ計測器で測定されます。



低圧タイプ

高圧タイプ

※ケースごと滅菌することが可能です。

### 低圧タイプ ■ 高圧タイプ

※インプラントはすべて未滅菌です。術前に必ず滅菌してからご使用ください。

商品コード	JANコード	商品名	b	a	閉鎖力	クラス分類
07-096-11	4946329161571	脳血管吻合クリップ 低圧 直 2mm	2mm	6mm	30g (±10g)	IV
07-096-12	4946329161588	脳血管吻合クリップ 低圧 直 3mm	3mm	7mm		
07-096-13	4946329161595	脳血管吻合クリップ 低圧 直 4mm	4mm	8mm		
07-096-14	4946329161601	脳血管吻合クリップ 低圧 直 5mm	5mm	9mm		
07-096-15	4946329161618	脳血管吻合クリップ 低圧 曲 3mm	3mm	7mm		
07-096-16	4946329161625	脳血管吻合クリップ 低圧 曲 4mm	4mm	8mm		
07-096-17	4946329162233	脳血管吻合クリップ 低圧 側曲	3mm	7.9mm		
07-096-21	4946329161632	脳血管吻合クリップ 高圧 直 2mm	2mm	6mm	60g (±10g)	
07-096-22	4946329161649	脳血管吻合クリップ 高圧 直 3mm	3mm	7mm		
07-096-23	4946329161656	脳血管吻合クリップ 高圧 直 4mm	4mm	8mm		
07-096-24	4946329161663	脳血管吻合クリップ 高圧 直 5mm	5mm	9mm		
07-096-25	4946329161670	脳血管吻合クリップ 高圧 曲 3mm	3mm	7mm		
07-096-26	4946329161687	脳血管吻合クリップ 高圧 曲 4mm	4mm	8mm		
07-096-27	4946329162240	脳血管吻合クリップ 高圧 側曲	3mm	7.9mm		

高度管理医療機器	類別：器30 結紮器及び縫合器 一般的名称：脳血流遮断用クリップ 販売名：脳血管吻合クリップ JMDNコード：70421030	製造販売承認番号：22000BZX00714000
----------	--	---------------------------

# 脳血管吻合クリップ鉗子

■直・短タイプをラインナップに追加。浅い部位のアプローチがより操作しやすくなりました。



商品コード	JANコード	商品名	全長	クラス分類
07-097-00	4946329053739	脳血管吻合クリップ鉗子	17.5cm	I
07-097-01	4946329205718	脳血管吻合クリップ鉗子 直・短	14.7cm	

一般医療機器	類別：器30 結紮器及び縫合器 一般的名称：再使用可能な止血用クリップアプライヤ 販売名：脳血管吻合クリップ鉗子 JMDNコード：35798000	製造販売届出番号：13B1X00306G00062
--------	--	---------------------------

# デュアルニードルホルダー

■ マイクロ鑷子の機能を兼ね備えた持針器です。

■ 持針器と鑷子を持ち替える必要がないため、手術操作がスムーズに行えます。



商品コード	JANコード	商品名	全長	クラス 分類
07-861-04	4946329205695	デュアルニードルホルダー ストレート	13cm	I
07-861-05	4946329205701	デュアルニードルホルダー カーブ	13cm	
07-861-14	4946329210231	デュアルニードルホルダー (深部用)ストレート	17.2cm	
07-861-15	4946329210248	デュアルニードルホルダー (深部用)カーブ	17.2cm	

一般医療機器	類別：器30 結紮器及び縫合器 一般的名称：持針器 販売名：デュアルニードルホルダー JMDNコード：12726010	製造販売届出番号：13B1X00306G10445
--------	--	---------------------------

# マイクロ手術剪刀 & 生田式微小外科用鑷子



マイクロ手術剪刀 A 片鈍13cm



生田式微小外科用鑷子U12cm

商品コード	JANコード	商品名	全長	クラス 分類
07-862-01	4946329058994	マイクロ手術剪刀 A 片鈍13cm	13cm	I
03-028-72	4946329047271	生田式微小外科用鑷子U12cm	12cm	

一般医療機器	類別：器35 医療用はさみ 一般的名称：はさみ 販売名：マイクロ手術剪刀 JMDNコード：35325001	製造販売届出番号：13B1X00306G00158
--------	--	---------------------------

一般医療機器	類別：器36 医療用ピンセット 一般的名称：ピンセット 販売名：微小用鑷子 JMDNコード：35079001	製造販売届出番号：13B1X00306G00189
--------	---	---------------------------



# 脳血管吻合クリップシリーズ

Anastomosis Clip

## ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F  
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F  
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F  
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F  
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区鞆本町1-10-24 三共本町ビル7F  
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F  
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F  
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3  
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2106-PDF-BR-002-2106