



# Mizuho Micro Scissors Series

東大マイクロ剪刀 & マイクロシザーズ ストリームライン




## 東大マイクロ剪刀

製造販売届出番号:13B1X00306G10282

■通常のマイクロ剪刀と比べ、刃先が厚く、ギザ刃がついているため、丈夫で優れた切れ味を誇ります。  
顕微鏡下手術において、硬膜切開、髄膜腫等の硬めの腫瘍摘出に最適です。

■持ち手がラウンド状で持ちやすく、大きな視野でのダイナミックな動きにおいても優れた操作性を発揮します。



商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
07-815-01	4946329177251	マイクロ剪刀(厚刃)	I


  

一般医療機器	類別：機35 医療用はさみ 一般的名称：はさみ 販売名：東大マイクロ剪刀 JMDNコード：35325001
--------	--

## マイクロシザーズ ストリームライン


製造販売届出番号:13B1X00306G10034

- 切れ味の鋭い刃先を追求しました。
- 持ち手はラウンドタイプを採用し、バネを内側に入れることでマイクロサージェリーにおける操作性を向上。また、顕微鏡に干渉しにくい構造となっています。
- S、M、Lサイズをラインナップしました。



商品コード	JANコード	商品名	全長	有効長	持手長	クラス分類
07-814-01	4946329150216	マイクロシザーズ ストリームライン S 175mm ストレート Super Professional	175mm	85mm	70mm	I
07-814-02	4946329150223	マイクロシザーズ ストリームライン S 175mm カーブ Super Professional	175mm	85mm	70mm	
07-814-03	4946329150230	マイクロシザーズ ストリームライン M 190mm ストレート Professional	190mm	85mm	85mm	
07-814-04	4946329150247	マイクロシザーズ ストリームライン M 190mm カーブ Professional	190mm	85mm	85mm	
07-814-05	4946329150254	マイクロシザーズ ストリームライン L 220mm ストレート Special	220mm	115mm	85mm	
07-814-06	4946329150261	マイクロシザーズ ストリームライン L 220mm カーブ Special	220mm	115mm	85mm	

一般医療機器	類別：機35 医療用はさみ 一般的名称：はさみ 販売名：マイクロシザーズ ストリームライン JMDNコード：35325001
--------	---



## ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】  
 北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688  
 新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193  
 東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840  
 中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】  
 ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3  
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本社】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068  
 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13  
 訪問修理受付 TEL 043-481-3367  
 お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1402-3000-BR-000-1402



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。