


PLATINUM TIP BIPOLAR COAGULATOR FORCEPS

白金付双極性鑷子

豊富なサイズバリエーションと
2タイプの先端チップ(バックコーティング無・付)を採用。
あらゆる使用用途や症例において、
ドクターのニーズに的確に対応します。

- 脳神経外科、整形外科、耳鼻咽喉科など幅広い分野のあらゆる症例に対応するために、豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。
- バックコーティングを施した鑷子も全サイズ取り揃え、マイクロサージェリーにさらに適したラインナップとなっています。
- 鑷子の先端には通電性に優れた白金性の先端チップを採用。MICRO-3Plus等と組み合わせて使用することで、より組織の付着を低減させます。



白金付双極性鑷子 バックコーティング付				
先端長(L)	3.0mm			
先端幅(W)	0.2mm	0.5mm	0.8mm	2.0mm
全長	150mm	07-781-41 4946329102024	07-781-42 4946329102031	
	170mm	07-781-50 4946329102048	07-781-51 4946329057591	07-781-52 4946329102055
	200mm	07-781-60 4946329102079	07-781-61 4946329102086	07-781-62 4946329102093
	225mm	07-781-71 4946329102109	07-781-72 4946329102116	
	アドソントタイプ	07-781-81 4946329102123	07-781-82 4946329102161	

白金付双極性鑷子 バックコーティング無				
先端長(L)	3.0mm	5.0mm		
先端幅(W)	0.2mm	0.5mm	0.8mm	2.0mm
全長	150mm	07-782-41 4946329120196	07-782-42 4946329120202	
	170mm	07-782-50 4946329121018	07-782-51 4946329120219	07-782-52 4946329120226
	200mm	07-782-60 4946329121032	07-782-61 4946329121049	07-782-62 4946329121056
	225mm	07-782-71 4946329121063	07-782-72 4946329121070	
	アドソントタイプ	07-782-81 4946329120233	07-782-82 4946329120240	

※上段:商品コード 下段:JANコード


● 差替コード対応機種一覧表

商品コード	商品名	
08-163-00	ミスホ 電気手術器 SS-2000	旧製品*
08-140-00	ミスホ 電気手術器 SS-2100	
08-143-00	ミスホ 電気手術器 MESU-150B	
08-130-00	ミスホ 電気手術器 TRC-1500B	現行品
08-132-00	ミスホ 電気手術器 TFT-8B	
07-783-01	ミスホ ソリッドステート双極性凝固器 MICRO-1D	旧製品*
07-784-01	ミスホ ソリッドステート双極性凝固器 MICRO-3D	
07-786-01	ミスホ ソリッドステート双極性凝固器 MICRO-3E	
07-787-01	バイポーラコアキュレータ MICRO-3F	現行品
07-787-20	バイポーラコアキュレータ MICRO-3Plus	

※本体の製造および販売は終了しております。

■ 双極性止血鑷子差換コード(5本入)
商品コード 07-785-03
JANコード 4946329057645

■ バイポーラ用リユース差換コード
商品コード 07-785-10
JANコード 4946329124132



白金付双極性鑷子

白金付双極性鑷子は、マイクロサージェリーにさらに適したバックコーティング付タイプも全サイズラインナップ。あらゆる症例において、ドクターのニーズに的確に対応します。

バックコーティング付 白金付双極性鑷子


●先端処理の違い





●卵白の凝固実験



●ラットの正常脳表組織の凝固を行い、温度上昇とその広がりを見、サーモグラフィを用いて検索



バックコーティング無 白金付双極性鑷子



商品名	販売名	類別	一般的名称	JMDNコード	製造販売承認番号	クラス分類
白金付双極性鑷子	白金双極性止血鑷子	機械器具(29)電気手術器	バイポーラ電極	70655000	22000BZX00708000	Ⅱ

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【営業拠点】

北海道 TEL 011-716-4731 東北 TEL 022-227-1688
新潟 TEL 025-229-5458 北関東 TEL 03-3815-3193
東海 TEL 052-732-7130 関西 TEL 06-6444-3840
中国 TEL 082-241-8826 九州 TEL 092-431-5022

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本社】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】

〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
訪問修理受付 TEL 043-481-3367
お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1401-3000-AA-000-1401



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。