

寛骨臼骨切ノミシリーズ(名古屋大学病院 長谷川幸治先生監修)

寛骨臼回転骨切ノミ 寛骨臼球状骨切ノミ

臼蓋形成術などに適した『寛骨臼回転骨切ノミ』と
人工股関節置換術などに適した『寛骨臼球状骨切ノミ』の2種類をラインナップ。
豊富なブレードサイズで、股関節の手術手技を最適にサポートします。

35mm

40mm

45mm

寛骨臼球状骨切ノミ

寛骨臼回転骨切ノミ

R45

R40


R35

刃の曲率R

R35
R40
R45

ノミの湾曲サイズを識別しやすい
カラーをつけました。速やかな選
択を可能にします。(ブルー:R45
イエロー:R40、オレンジ:R35)


寛骨臼回転骨切ノミ



	商品コード	JANコード	商品名	曲率R	刃幅D	先端R	クラス分類
①	21-390-31	4946329250237	寛骨臼回転骨切ノミ 35R幅15mm ストッパー無	35	15mm	-	I
②	21-390-32	4946329250244	寛骨臼回転骨切ノミ 35R幅20mm ストッパー無	40	20mm		
③	21-390-33	4946329250251	寛骨臼回転骨切ノミ 40R幅15mm ストッパー無		15mm		
④	21-390-34	4946329250268	寛骨臼回転骨切ノミ 40R幅20mm ストッパー無	45	20mm		
⑤	21-390-35	4946329250275	寛骨臼回転骨切ノミ 45R幅15mm ストッパー無		15mm		
⑥	21-390-36	4946329250282	寛骨臼回転骨切ノミ 45R幅20mm ストッパー無	20mm			

一般医療機器	類 別：機械器具41 医療用のみ 一般的名称：のみ 販売名：長谷川臼蓋骨切ノミ JMDNコード：10824000	製造販売届出番号:13B1X00306G10558
--------	---	---------------------------

寛骨臼球状骨切ノミ



	商品コード	JANコード	商品名	曲率R	刃幅D	先端R	クラス分類
①	21-390-17	4946329250299	寛骨臼球状骨切ノミ 35R幅16mm ストッパー無	35	16mm	30	I
②	21-390-18	4946329250305	寛骨臼球状骨切ノミ 35R幅25mm ストッパー無		25mm	30	
③	21-390-19	4946329250312	寛骨臼球状骨切ノミ 40R幅16mm ストッパー無	40	16mm	40	
④	21-390-20	4946329250329	寛骨臼球状骨切ノミ 40R幅25mm ストッパー無		25mm	40	
⑤	21-390-21	4946329232509	寛骨臼球状骨切ノミ 45R幅16mm ストッパー無	45	16mm	50	
⑥	21-390-22	4946329232516	寛骨臼球状骨切ノミ 45R幅25mm ストッパー無		25mm	50	

一般医療機器	類 別：機械器具41 医療用のみ 一般的名称：のみ 販売名：長谷川寛骨臼球状骨切ノミ JMDNコード：10824000	製造販売届出番号:13B1X00306G10612
--------	--	---------------------------

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

●事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
●定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

【営業拠点】

北海道 TEL011-716-4731 東北 TEL022-227-1688
 新潟 TEL025-229-5458 北関東 TEL03-3815-3193
 東海 TEL052-732-7130 関西 TEL06-6444-3840
 中国 TEL082-241-8826 九州 TEL092-431-5022

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】
 ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【本社】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13
 訪問修理受付 TEL 043-481-3367
 お預り修理受付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1509-1000-BR-000-1509