




鎖骨プレート



高度管理医療機器	再使用禁止	類 別：医04 整形用品 一般的名称：体内固定用プレート 販 売 名：鎖骨プレート(滅菌) JMDNコード：35241003	承認番号：21800BZZ10059000
----------	-------	---	-----------------------



踵骨プレート



高度管理医療機器	再使用禁止	類 別：医04 整形用品 一般的名称：体内固定用プレート 販 売 名：踵骨プレート(滅菌) JMDNコード：35241003	承認番号：21800BZZ10073000
----------	-------	---	-----------------------

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北 関 東 地 区 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区鞠本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
- 特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホ ショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1508-1000-BR-002-1508

Jplate 鎖骨プレート

アナトミカルデザインにより適合性を向上

豊富な臨床データに基づき、プレートは日本人の骨形状を立体的に解析したアナトミカルデザインを採用。日本人に合ったサイズレンジと併せて、高い適合性を実現しました。

滅菌パッケージで安全・スムーズな手技をサポート

インプラントはすべて滅菌処理を施しているため、安全性の配慮はもちろん術前準備の簡便化に貢献します。

ロープロファイルに配慮

軟部組織への負担を最小限に抑えるために、スクリューヘッドの規格には、プレートからの突出を解消するヘキサローブを採用しています。



純チタンを採用

プレート素材に純チタンを採用することで、優れた生体親和性を実現しています。鎖骨プレートは強度を保ちつつもベンディングによる微調整が可能です。*ソリッドスクリューはチタン合金性です。

注意:生体親和性に優れたチタン素材の性質上、患者の年齢、骨癒合状態によっては、抜去困難となる可能性があります。

専用テンプレートで確かな手技をサポート(別売)

手技の正確性を高めるために、鎖骨および踵骨プレート専用のテンプレートをラインアップしました。

■鎖骨プレート用ベンディングテンプレート(アルミニウム製)

鎖骨プレートには、ベンディングアングルの決定前に、トライアルができるハンドベンディング可能なテンプレートを用意しました。

■踵骨プレート用テンプレート(ステンレス製)

踵骨プレートには、皮切のデザインに役立つテンプレートを用意しました。*ベンディングは行えません。

共通したインストゥルメントセット

鎖骨プレートおよび踵骨プレートでは、インストゥルメントセット*を共有化。手技に必要な器具類のスマート化を図りました。

*ソリッドスクリュー φ3.5/φ4.0器械セット(商品コード:21-901-30)
上記製品の詳細は各営業所までお問い合わせください。

日本人の骨形状・骨サイズにフィット。
鎖骨・踵骨骨折治療の
スタンダード・チタンプレート。

Jplate 踵骨プレート