

安全性と使いやすさを追求した吸引管の新しいカタチ ウォルトン外科吸引管-M



ストップコック

外管

内管



Switch Reuse!

MIZUHOはリユース。地球環境にやさしい吸引管です。

SAFETY

安全性と使いやすさを向上

新設計のストップコックを採用。レバーは着脱ができるため洗浄が容易に行えます。また手術時の操作性に優れ、親指一本でスムーズに吸引量を調節することができます。




REUSE

廃棄物を出さないリユース器具

内・外管にステンレス鋼を使用することで、度重なる滅菌においても優れた耐久性を発揮。塗装劣化等の心配はありません。また、使い捨ての部品がないため、廃棄物の削減、病院の環境経営にも貢献します。


ウォルトン外科吸引管-M

症例に応じた3つの径サイズをラインナップ。



商品コード	JANコード	商品名 規格	クラス分類
08-226-20	4946329231694	ウォルトン外科吸引管-M φ12mm	I
08-226-21	4946329231663	ウォルトン外科吸引管-M φ10mm	I
08-226-22	4946329231670	ウォルトン外科吸引管-M φ8mm	I
08-226-23	4946329231687	ウォルトン外科吸引管-M用ストップコック	I

※上記商品は、内・外管セットでの販売になります(ストップコック含)。外管の径サイズによって内管の接続部の径が異なりますので、必ず適切に組み合わせたセットでご使用ください。



ストップコック装着時の注意

必ずレバーを上側(ON/OFF表示のある側)に向けて装着してください。下側向けるとON/OFF逆に装着されます。

一般医療機器	類 別：機械器具32 医療用吸引器 一般的名称：再使用可能な汎用吸引チップ 販 売 名：ウォルトン外科吸引管-M JMDNコード：38749000	製造販売届出番号:13B1X00306G10591
--------	--	---------------------------

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
 販 売 事 業 部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 販 売 マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 販 売 技 術 部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

北海道 TEL 011-716-4731 東 北 TEL 022-227-1688
 新 潟 TEL 025-229-5458 北 関 東 TEL 03-3815-3193
 東 海 TEL 052-732-7130 関 西 TEL 06-6444-3840
 中 国 TEL 082-241-8826 九 州 TEL 092-431-5022

【 関 東 圏 販 売 網 (東 京 都、 埼 玉 県、 千 葉 県、 神 奈 川 県) 】

ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【 テクニカルサービス部 】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367
 お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2107-PDF-BR-003-2107



注意

- 事前に添付文書などをお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。