


New Slim Line

Fukushima Keyhole T2 Clip Appliers

— Sugita Titanium Aneurysm Clip II —



Fukushima Keyhole T2 Clip Applicators




For Superior Visibility and Performance




【特長】

- 持ちやすいユニークなグリップ形状。
- さまざまな位置からのアプローチを考慮した23タイプ*の鉗子をラインナップ。*ガンギ有23タイプ+ガンギ無23タイプ
- 良好な手術視野が得られるロープロファイルデザインを採用。


福島式鍵穴クリップ鉗子は、杉田チタンクリップII専用です。





● 鉗子の有効長
クリップ把持部先端からの長さを表します。

原寸




商品コード	JANコード	商品名	全長	b	クラス 分類
17-015-01	4946329190359	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 直	約220mm	約85mm	I
17-015-02	4946329190366	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 5°上向			
17-015-03	4946329190373	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 10°上向			
17-015-04	4946329190380	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 15°上向			
17-015-05	4946329190397	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 15°下向			
17-015-06	4946329190403	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 30°上向			
17-015-07	4946329190410	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 45°上向			
17-015-08	4946329190427	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 右			
17-015-09	4946329190434	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 左			
17-015-10	4946329190441	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 大右			
17-015-11	4946329190458	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 大左			
17-015-21	4946329190465	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 直			
17-015-23	4946329190472	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 10°上向			
17-015-24	4946329215038	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 15°上向			
17-015-25	4946329215045	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 15°下向			
17-015-26	4946329215052	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 30°上向			
17-015-27	4946329236781	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 45°上向			
17-015-28	4946329236798	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 45°下向			
17-015-29	4946329215069	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 右			
17-015-30	4946329215076	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 左			
17-015-31	4946329190489	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ロング 直			
17-015-32	4946329215083	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 大右			
17-015-33	4946329215090	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 大左			

商品コード	JANコード	商品名	全長	b	クラス 分類
17-016-01	4946329190533	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 直 ガンギ無	約220mm	約85mm	I
17-016-02	4946329190540	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 5°上向 ガンギ無			
17-016-03	4946329190557	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 10°上向 ガンギ無			
17-016-04	4946329190564	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 15°上向 ガンギ無			
17-016-05	4946329190571	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 15°下向 ガンギ無			
17-016-06	4946329190588	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 30°上向 ガンギ無			
17-016-07	4946329190595	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 45°上向 ガンギ無			
17-016-08	4946329190601	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 右 ガンギ無			
17-016-09	4946329190618	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 左 ガンギ無			
17-016-10	4946329190625	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 大右 ガンギ無			
17-016-11	4946329190632	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 スタンダード 大左 ガンギ無			
17-016-21	4946329190649	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 直 ガンギ無			
17-016-23	4946329190656	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 10°上向 ガンギ無			
17-016-24	4946329215106	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 15°上向 ガンギ無			
17-016-25	4946329215113	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 15°下向 ガンギ無			
17-016-26	4946329215120	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 30°上向 ガンギ無			
17-016-27	4946329236804	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 45°上向 ガンギ無			
17-016-28	4946329236811	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 45°下向 ガンギ無			
17-016-29	4946329215137	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 右 ガンギ無			
17-016-30	4946329215144	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 左 ガンギ無			
17-016-31	4946329190663	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ロング 直 ガンギ無			
17-016-32	4946329215151	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 大右 ガンギ無			
17-016-33	4946329215168	福島式鍵穴クリップ鉗子 杉田IIクリップ用 ミニ 大左 ガンギ無			



鉗子用ラック



商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
17-016-00	4946329194562	スベツラー TIIクリップ鉗子用ラック	ー

一般医療機器	類 別：機械器具39 医療用鉗子 一般的名称：アプライヤ 販 売 名：脳動脈瘤クリップ鉗子 JMDNコード：16446000	製造販売届出番号:13B1X00306G10383
一般医療機器	類 別：機械器具39 医療用鉗子 一般的名称：アプライヤ 販 売 名：脳動脈瘤クリップ鉗子 ガンギ無 JMDNコード：16446000	製造販売届出番号:13B1X00306G10388

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北 関 東 地 区 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
- 特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホ ショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。