


MOT-VS600Dj MOT-VS600DHj

外寸図



手術台の保守・点検サービス「Mizuho Care」のご案内

ミズホではお客様の手術台をより良い状態でご使用いただくために、保守点検サービス「Mizuho Care」をご提供しております。詳しくは弊社営業所または購入代理店までお問い合わせください。

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

- 【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
 ●販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 ●販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
 ●特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区鞆本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13


- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。


【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。



※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2310-PDF-BR-002-2310



MOT-VS600Dj MOT-VS600DHj

販売名:手術台 MOT-VS600Dj

Evolutionary operating table, VS600 series

MOT-VS600



Positioning



砕石位



ビーチチェア位



カーボンエクステンションボード装着

Function

有効なイメージングエリア

頭側250mm、脚側415mmのスライド範囲とコラムベースのスリム化により十分なイメージングエリアを確保。



Slide 250mm →

← Slide 415mm



脚板の2段式開脚ジョイント

脚部のワーキングスペースがより広く確保できます。



ヘビーウェイト対応

ヘビーウェイトの患者に対応する十分な作動荷重を設定。

作動荷重360kg
(昇降450kg)



安全機能

患者の安全と、手術に携わるスタッフの支援を考慮して、安全機能を標準装備しました。



①バッテリーインジケータ ②ブレーキおよびパワーランプ ③非常用ブレーキ解除ハンドル ④緊急停止スイッチ ⑤予備スイッチ

Specification

※詳細仕様については弊社営業担当までお問い合わせください。

商品名	MOT-VS600Dj	MOT-VS600DHj
商品コード	18-600-10	18-610-10
JANコード	4946329301502	4946329301540
販売名	手術台 MOT-VS600Dj	
製造販売届出番号	13B1X00306N10284	
類別名	機械器具(01)手術台及び治療台	
一般的名称	汎用電動式手術台	
JMDNコード	36867020	
クラス分類	I 特定保守管理医療機器	
テーブルトップ幅	2124mm(長)×500mm(幅)	
ベース寸法	1133mm(長)×483mm(幅)	
質量	390kg	400kg
定格電源電圧	AC100V-240V	
定格電源周波数	50-60Hz	
電源入力	450VA	
バッテリー電源電圧	DC24V	
昇降範囲(電動)	最高位1000mm 最低位520mm	最高位1060mm 最低位580mm
縦転角度(電動)	頭上がり30° 頭下がり40°	
横転角度(電動)	右下がり35° 左下がり35°	
背板屈折角度(電動)	上がり90° 下がり40°	
スライド量(電動)	頭方向250mm 脚方向415mm	
フレックス・リフレックス(電動)	有	
自動水平復帰(電動)	縦転/横転/背板屈折/フレックス	
頭部板屈折角度(手動)	上がり60° 下がり90°	
脚部板屈折角度(手動)	下がり90°	
脚板展開角度(手動)	第一関節:50° 第二関節:40°	
構成品	本体、難燃・防水性マットレス 電源コード、操作ボックス各1	

Table Function

