

整形外科手術器械 総合カタログ

2024年改訂版

● 本文1～61 ●

● 商品コード順索引 62～79 ●

-----注意事項-----

受注生産品の場合、納品までに3ヶ月以上かかる場合がございます。
詳しくはお近くのセンターまたは担当セールスにご確認ください。

キルシュナー鋼線

キルシュナー鋼線片尖

キルシュナー鋼線 片尖片穴

キルシュナー鋼線 両尖

キルシュナー鋼線 両尖片穴

キルシュナー鋼線 両尖両穴

キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm

キルシュナー鋼線 全ネジ

尖端拡大

尖



尖穴



ネジ付 3cm



全ネジ



キルシュナー鋼線 片尖

| 商品コード | 規格 | | | 穴 | 数量 |
|-----------|-----|------|--|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | | | |
| 01-130-10 | 0.8 | 150 | | 穴ナシ | 10 |
| 01-130-50 | 0.8 | 300 | | | |
| 01-130-11 | 1.0 | 150 | | | |
| 01-063-21 | 1.0 | 300 | | | |
| 01-130-12 | 1.2 | 150 | | | |
| 01-063-22 | 1.2 | 300 | | | |
| 01-130-13 | 1.4 | 150 | | | |
| 01-130-53 | 1.4 | 300 | | | |
| 01-130-14 | 1.5 | 150 | | | |
| 01-063-23 | 1.5 | 300 | | | |
| 01-130-15 | 1.6 | 150 | | | |
| 01-130-55 | 1.6 | 300 | | | |
| 01-130-16 | 1.8 | 150 | | | |
| 01-063-24 | 1.8 | 300 | | | |
| 01-130-17 | 2.0 | 150 | | | |
| 01-063-25 | 2.0 | 300 | | | |
| 01-130-18 | 2.4 | 150 | | | |
| 01-063-26 | 2.4 | 300 | | | |
| 01-063-27 | 3.0 | 300 | | | |
| 01-130-60 | 4.0 | 300 | | | |

キルシュナー鋼線 片尖片穴

| 商品コード | 規格 | | | 穴 | 数量 |
|-----------|-----|------|--|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | | | |
| 01-131-00 | 0.7 | 100 | | 穴アキ | 10 |
| 01-131-01 | 0.8 | 100 | | | |
| 01-131-10 | 0.8 | 150 | | | |
| 01-131-50 | 0.8 | 300 | | | |
| 01-131-02 | 1.0 | 100 | | | |
| 01-131-11 | 1.0 | 150 | | | |
| 01-131-51 | 1.0 | 300 | | | |
| 01-131-03 | 1.2 | 100 | | | |
| 01-131-12 | 1.2 | 150 | | | |
| 01-131-52 | 1.2 | 300 | | | |
| 01-131-13 | 1.4 | 150 | | | |
| 01-131-53 | 1.4 | 300 | | | |
| 01-131-04 | 1.5 | 100 | | | |
| 01-131-14 | 1.5 | 150 | | | |
| 01-131-54 | 1.5 | 300 | | | |
| 01-131-15 | 1.6 | 150 | | | |
| 01-131-55 | 1.6 | 300 | | | |
| 01-131-16 | 1.8 | 150 | | | |
| 01-131-56 | 1.8 | 300 | | | |
| 01-131-17 | 2.0 | 150 | | | |
| 01-131-57 | 2.0 | 300 | | | |
| 01-131-18 | 2.4 | 150 | | | |
| 01-131-58 | 2.4 | 300 | | | |
| 01-131-59 | 3.0 | 300 | | | |
| 01-131-60 | 4.0 | 300 | | | |

キルシュナー鋼線 両尖

| 商品コード | 規格 | | | 穴 | 数量 |
|-----------|-----|------|--|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | | | |
| 01-132-10 | 0.8 | 150 | | 穴ナシ | 10 |
| 01-132-50 | 0.8 | 300 | | | |
| 01-132-02 | 1.0 | 120 | | | |
| 01-132-11 | 1.0 | 150 | | | |
| 01-065-11 | 1.0 | 300 | | | |
| 01-132-03 | 1.2 | 120 | | | |
| 01-132-12 | 1.2 | 150 | | | |
| 01-065-12 | 1.2 | 300 | | | |
| 01-132-13 | 1.4 | 150 | | | |
| 01-132-53 | 1.4 | 300 | | | |
| 01-132-05 | 1.5 | 120 | | | |
| 01-132-14 | 1.5 | 150 | | | |
| 01-065-13 | 1.5 | 300 | | | |
| 01-132-15 | 1.6 | 150 | | | |
| 01-132-55 | 1.6 | 300 | | | |
| 01-132-16 | 1.8 | 150 | | | |
| 01-065-14 | 1.8 | 300 | | | |
| 01-132-17 | 2.0 | 150 | | | |
| 01-065-15 | 2.0 | 300 | | | |
| 01-132-18 | 2.4 | 150 | | | |
| 01-065-16 | 2.4 | 300 | | | |
| 01-065-17 | 3.0 | 300 | | | |
| 01-132-60 | 4.0 | 300 | | | |

キルシュナー鋼線

キルシュナー鋼線 両尖片穴

| 商品コード | 規格 | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | 穴 | 数量 |
| 01-132-80 | 0.7 | 300 | 穴アキ | 10 |
| 01-132-81 | 0.8 | 300 | | |
| 01-132-82 | 1.0 | 300 | | |
| 01-132-83 | 1.2 | 300 | | |
| 01-132-84 | 1.4 | 300 | | |
| 01-132-85 | 1.5 | 300 | | |
| 01-132-86 | 1.6 | 300 | | |
| 01-132-87 | 1.8 | 300 | | |
| 01-132-88 | 2.0 | 300 | | |
| 01-132-89 | 2.4 | 300 | | |
| 01-132-90 | 3.0 | 300 | | |
| 01-132-91 | 4.0 | 300 | | |

キルシュナー鋼線 両尖両穴

| 商品コード | 規格 | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | 穴 | 数量 |
| 01-133-10 | 0.8 | 150 | 穴アキ | 10 |
| 01-133-50 | 0.8 | 300 | | |
| 01-133-11 | 1.0 | 150 | | |
| 01-133-51 | 1.0 | 300 | | |
| 01-133-12 | 1.2 | 150 | | |
| 01-133-52 | 1.2 | 300 | | |
| 01-133-13 | 1.4 | 150 | | |
| 01-133-53 | 1.4 | 300 | | |
| 01-133-14 | 1.5 | 150 | | |
| 01-133-54 | 1.5 | 300 | | |
| 01-133-15 | 1.6 | 150 | | |
| 01-133-55 | 1.6 | 300 | | |
| 01-133-16 | 1.8 | 150 | | |
| 01-133-56 | 1.8 | 300 | | |
| 01-133-17 | 2.0 | 150 | | |
| 01-133-57 | 2.0 | 300 | | |
| 01-133-18 | 2.4 | 150 | | |
| 01-133-58 | 2.4 | 300 | | |
| 01-133-59 | 3.0 | 300 | | |
| 01-133-60 | 3.0 | 300 | | |

キルシュナー鋼線 ネジ付き3cm

| 商品コード | 規格 | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | 穴 | 数量 |
| 01-134-56 | 1.8 | 300 | 穴ナシ | 10 |
| 01-063-31 | 2.0 | 230 | | |
| 01-134-57 | 2.0 | 300 | | |
| 01-063-32 | 2.4 | 230 | | |
| 01-134-58 | 2.4 | 300 | | |
| 01-063-33 | 3.0 | 230 | | |
| 01-134-59 | 3.0 | 300 | | |
| 01-063-34 | 4.0 | 230 | | |
| 01-134-60 | 4.0 | 300 | | |

キルシュナー鋼線 全ネジ

| 商品コード | 規格 | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | 穴 | 数量 |
| 01-135-37 | 2.0 | 230 | 穴ナシ | 10 |
| 01-135-57 | 2.0 | 300 | | |
| 01-135-38 | 2.4 | 230 | | |
| 01-135-58 | 2.4 | 300 | | |
| 01-135-39 | 3.0 | 230 | | |
| 01-135-59 | 3.0 | 300 | | |
| 01-135-40 | 4.0 | 230 | | |
| 01-135-60 | 4.0 | 300 | | |

田島キルシュナー (穴ナシ)

田島キルシュナー (穴アキ)

田島キルシュナー (穴ナシ)

| 商品コード | 規格 | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | 穴 | 数量 |
| 03-001-81 | 0.7 | 100 | 穴ナシ | 10 |
| 03-001-82 | 1.0 | 120 | | |
| 03-001-83 | 1.2 | 120 | | |
| 03-001-85 | 1.4 | 120 | | |
| 03-001-84 | 1.5 | 120 | | |
| 03-001-86 | 1.6 | 120 | | |
| 03-001-87 | 1.8 | 120 | | |
| 03-001-88 | 2.0 | 120 | | |

田島キルシュナー (穴アキ)

| 商品コード | 規格 | | | |
|-----------|-----|------|-----|----|
| | 径mm | 全長mm | 穴 | 数量 |
| 03-001-91 | 0.7 | 100 | 穴アキ | 10 |
| 03-001-92 | 0.8 | 100 | | |
| 03-001-93 | 1.0 | 120 | | |
| 03-001-94 | 1.2 | 120 | | |
| 03-001-95 | 1.4 | 120 | | |
| 03-001-96 | 1.5 | 120 | | |

キルシュナーワンタッチキャップ

| 商品コード | 規格 | |
|-----------|--------|----|
| | 対応径 | 数量 |
| 01-138-10 | 0.8mm用 | 5 |
| 01-138-11 | 1.0mm用 | |
| 01-138-12 | 1.2mm用 | |
| 01-138-13 | 1.4mm用 | |
| 01-061-01 | 1.5mm用 | |
| 01-138-15 | 1.6mm用 | |
| 01-138-16 | 1.8mm用 | |
| 01-061-02 | 2.0mm用 | |
| 01-061-03 | 2.4mm用 | |
| 01-061-04 | 3.0mm用 | |
| 01-138-20 | 4.0mm用 | |



キルシュナー鋼線ゲージ板

| 商品コード |
|-----------|
| 01-064-50 |



鋼線キャップ固定鉗子

| 商品コード |
|-----------|
| 01-061-00 |

キルシュナー鋼線 骨錐

01-220-02

01-220-03



ランボット鋼線

SMO製

01-220-01 ランボット鋼線0.5×300 10本入
 01-220-02 ランボット鋼線0.7×300 10本入
 01-220-03 ランボット鋼線0.9×300 10本入

スーチャーワイヤー

SMO製

01-226-20 - 22

| 01-226 | 種類 | 太さ | 長さ |
|--------|------|---------|-----|
| 20 | # 20 | 0.91 mm | 5 m |
| 21 | # 22 | 0.71 mm | 5 m |
| 22 | # 24 | 0.55 mm | 5 m |

01-226-23 - 26

| 01-226 | 種類 | 太さ | 長さ |
|--------|------|---------|-----|
| 23 | # 34 | 0.23 mm | 5 m |
| 24 | # 36 | 0.19 mm | 5 m |
| 25 | # 38 | 0.15 mm | 5 m |
| 26 | # 40 | 0.12 mm | 5 m |



01-001-22



01-175-00

01-001-22

チャックハンドル

ステンレス鋼製

01-175-00

N型ピンチャック

ステンレス鋼製
 チャックハンドル付
 径3.5mmまで把持可能

キルシュナー鋼線、ネジ付鋼線、宮坂ピン等の鋼線刺入および抜取に用います。鋼線は柄部内を貫通装着できます。チャックの締付は刺入操作がし易いようにチャックの後端で行えます。

01-521-00

ハンドチャック

ステンレス鋼製 有効径 0mm ~ 6mm
 柄 ジュラルミン製 チャックハンドル付

把柄のセンターはトンネル穴になっています。長いロングドリルあるいはピン類を差し込んでチャックできます。

01-521-00



骨錐

01-015-00

Z型骨錐
(ドリル付)

アルミニウム合金及びステンレス鋼製

軽量なことから、ピストル状のため深部にも使用が容易です。鋼線は柄部内を貫通装着できます。

チャックの有効径は0mm～6mmまで、チャックハンドルは握りの中に差込んであります。

■附属品

- ショートドリル (径) 2, 2.5, 3, 3.5mm……各1
- ショートドリル (径) 2.8mm ……………2
- ロングドリル (径) 2.8mm ……………1
- チャックハンドル ……………1

01-015-00



01-016-00

M式骨錐
(ドリル付)

アルミニウム合金及びステンレス鋼製

握り部分に角度をつけてありますので手術視野が広く、チャックまでの距離が短いため使用中のゆれがなく手の手術等の微細な手術に適します。

チャックの有効径は0mm～6mmまで、チャックハンドルは握りの中に差込んであります。

■附属品

- ショートドリル (径) 2, 2.5, 3, 3.5mm……各1
- ショートドリル (径) 2.8mm ……………2
- ロングドリル (径) 2.8mm ……………1
- チャックハンドル ……………1

01-016-00



01-018-01～07




01-018-01 - 07

ショートドリル

ステンレス鋼製

| 01-018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 径 mm | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 長さ cm | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

01-019-01～06



01-019-01 - 06


ロングドリル

ステンレス鋼製

| 01-019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 径 mm | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.5 |
| 長さ cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

鋼線牽引器具

01-022-01



ボルシャルト緊張弓 **ステンレス鋼製**

- 01-022-01 ボルシャルト緊張弓 大
- 01-022-02 ボルシャルト緊張弓 中
- 01-022-03 ボルシャルト緊張弓 小

先端の小板で刺入された鋼線を曲ませたのちハンドルを静かに廻すと鋼線は完全に固定し緊張されます。鋼線は1mm～2.4mmまでご使用できます。



01-026-01 鋼線固定皿(4枚入)

直径42mm, 穴巾2.6mm **ステンレス鋼製**



01-027-01 鋼線固定螺子(4ヶ入)

全長17mm, 穴巾2.5mm **ステンレス鋼製**



01-028-00 緊張弓牽引鉤

ステンレス鋼製

01-023-05

鋼線緊張器用ボックスレンチ

01-023-02



01-023-04
鋼線緊張器

神中氏改良緊張弓 **ステンレス鋼製**

- 01-023-01 神中氏改良緊張弓 大
- 01-023-02 神中氏改良緊張弓 中
- 01-023-03 神中氏改良緊張弓 小

鋼線は1mm～2.4mmまでご使用できます。鋼線緊張器と鋼線固定用ボックスレンチ(大・中・小兼用)でセットになります。

- 01-023-04 鋼線緊張器
- 01-023-05 鋼線緊張器用 ボックスレンチ

カッター プライヤー

01-235-10



01-236-11



01-237-20



01-238-10



01-235-10

米式ワイヤーカッター兼プライヤーSS製

二重関節式 全長 18.5cm

ステンレス鋼製

鋼線径 1.6mm まで切断いたします。

01-239-10



01-240-00



01-241-10



01-236-11

M式ワイヤカッター兼プライヤー 溝入りB

全長 16cm

ステンレス鋼製

鋼線径 1.2 mm まで切断いたします。

01-237-20

ミズホ二重関節ピンカッター

全長 21.5cm ステンレス鋼製

鋼線径 2mm まで切断いたします。

01-238-10

ワイヤーカッター兼プライヤー超硬刃付 21cm

全長 21cm ステンレス鋼製

鋼線径 1.5mm まで切断いたします。

01-239-10

ワイヤーカッター(ステンレス製)

全長 15cm

鋼線径 1.0mm まで切断いたします。

01-240-00

ピンカッター

全長 31.5cm

ステンレス鋼製

刃部に高速度鋼を使用しており、従って切断能力が高
く径 3mm までの鋼線は 1 回の加圧で、径 4mm までの
鋼線は 2 回の加圧で切断いたします。

01-241-10

強カピンカッター(ハンドル着脱式)全長 57cm

切断能力の高い大型ピンカッターです。 ステンレス鋼製
径 6mm 迄の鋼線を切断致します。

骨膜剥離子 骨膜起子

01-351-01 - 06


クレゴ型骨膜剥離子

ステンレス鋼製

骨の裏側を剥離するのに使用します。

| 01-351 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|--------|------|------|-----|------|------|-----|
| 先端巾mm | 大 15 | 中 10 | 小 7 | 大 15 | 中 10 | 小 7 |
| 彎型 | 強彎 | 強彎 | 強彎 | 弱彎 | 弱彎 | 弱彎 |
| 全長cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

01-351-01~03



01-351-04~06



01-353-01 - 03

ランゲンバック氏骨膜起子

ステンレス鋼製

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 01-353-01 (A) | 全長 20cm | 先端巾 8.0mm |
| 01-353-02 (B) | 全長 18cm | 先端巾 4.8mm |
| 01-353-03 (C) | 全長 21cm | 先端巾 10.2mm |

01-353-01



01-353-02



01-353-03



01-357-00

ランゲンバック氏骨膜剥離子 直角型

全長 20cm

ステンレス鋼製

01-357-00



01-358-00

ランゲンバック氏骨膜剥離子 微彎型

全長 18cm

ステンレス鋼製

01-358-00



01-359-01 - 06

ファラボイフ氏骨膜剥離子

ステンレス鋼製

| 01-359 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|--------|------|------|-----|------|------|-----|
| 先端巾mm | 大 12 | 中 10 | 小 6 | 大 12 | 中 10 | 小 6 |
| 型 | 直型 | 直型 | 直型 | 反型 | 反型 | 反型 |
| 全長cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

01-359-01



01-359-04



骨膜剥離子 レトラクター

01-361-01



本島氏両頭骨膜剥離子 ステンレス鋼製

01-361-01 大 全長 21cm
01-361-02 小 全長 14cm

01-361-02



01-368-00



01-368-00

201型レトラクター ステンレス鋼製
全長 23cm 鈎巾 30mm

01-371-01



改良型レトラクター ステンレス鋼製

01-371-01 (A) 全長 23cm 鈎巾 60mm
01-371-02 (B) 全長 23cm 鈎巾 28mm
01-371-03 (C) 全長 15.5cm 鈎巾 15mm

01-371-02



01-371-03



骨鑷 レトラクター

01-364-00

骨鑷

全長 20cm ステンレス鋼製
注) 側面にヤスリはついておりません

01-364-00



ホーマン鉤

ステンレス鋼製

- 01-372-01 (A) 全長 24cm
- 01-372-02 (B) 全長 26cm
- 01-372-03 (C) 全長 23.5cm
- 01-372-04 (D) 全長 21.5cm

01-372-01 A



01-372-02 B




01-372-03 C




01-372-04 D




01-372-01
ホーマン鉤 A




01-372-03
ホーマン鉤 C



01-372-02
ホーマン鉤 B



01-372-04
ホーマン鉤 D



骨保持器 骨把持鉗子

01-243-01

↑
中
↓



ローマン氏骨保持器 ステンレス鋼製

01-243-01 大型 骨保持部巾 35mm
01-243-02 小型 骨保持部巾 28mm

01-244-01



清水氏改良骨保持器 ステンレス鋼製

骨との接触面が小さいので、従って皮膚切開面も小さくてすみます。

大腿骨から前腕骨用迄01~04 (A~D) の4種類があります。



| | | 保持部長さ |
|-----------|-------------|---------|
| 01-244-01 | 清水氏改良骨保持器 A | 15-72mm |
| 01-244-02 | 清水氏改良骨保持器 B | 14-61mm |
| 01-244-03 | 清水氏改良骨保持器 C | 11-53mm |
| 01-244-04 | 清水氏改良骨保持器 D | 6-44mm |

01-248-00

01-249-00



01-248-00

先端幅 25mm

レーン型骨把持鉗子 直

全長18.5cm ステンレス鋼製

01-249-00

先端幅 25mm

レーン型骨把持鉗子 側彎

全長17cm ステンレス鋼製

01-250-00

01-258-00

01-259-00



01-250-00

小骨把持鉗子

全長12.5cm ステンレス鋼製

01-258-00

四爪鉤骨鉗子

先端鉤交差時8mm
鉤高さ8mm

全長24cm ステンレス鋼製

01-259-00


八爪鉤骨鉗子

先端鉤交差時9mm
鉤高さ8mm

全長24cm ステンレス鋼製

丸のみ鉗子

01-305-01



01-306-00



01-307-00



01-308-00



01-305-01, 01-305-02

リウエル氏側彎二連関節丸のみ鉗子

ステンレス鋼製

| | 01 (A) | 02 (B) |
|-------|--------|--------|
| 全長 cm | 22.5 | 22.5 |

01-306-00

前田・岩原氏二連関節丸のみ鉗子 反

全長 24cm ステンレス鋼製

01-307-00

ヤンゼン氏丸のみ鉗子 全長 18cm ステンレス鋼製

01-308-00


細型二連関節丸のみ鉗子 18cm

丸のみ鉗子


01-300-01



先端巾 5.5 mm 先端巾 9.0 mm



01-301-01



01-300-01 - 08

リウエル氏丸のみ鉗子 ステンレス鋼製

| 01-300 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|--------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| 種類 | No.1 | | No.2 | | No.3 | | No.4 | |
| 長さ cm | 18.5 | | 18.5 | | 22 | | 22 | |
| 型 | 直 | 反 | 直 | 反 | 直 | 反 | 直 | 反 |

01-301-01 - 03

小型丸のみ鉗子 反型 ステンレス鋼製

| 01-301 | 01(A) | 02(B) | 03(C) |
|--------|-------|-------|-------|
| 長さ cm | 15 | 15 | 15 |

01-303-01 - 02

リウエル氏二連関節丸のみ鉗子 ステンレス鋼製

| 01-303 | 01(A) | 02(B) |
|--------|-------|-------|
| 長さ cm | 22 | 22 |

01-304-01 - 02


ザウエルブルフ氏二連関節丸のみ鉗子

| 01-304 | 01(A) | 02(B) |
|--------|-------|-------|
| 長さ cm | 18 | 22 |

01-303-01



先端巾 10.0 mm



01-304-02



先端巾 3.4 mm



ミズホ整形外科のみ

■ステンレス鋼製

■柄はベークライト製または金属製を選択できます



両刃

01-388-00 01-388-01 01-388-02 01-388-03 01-388-04 01-388-05

| | | | |
|-----------|--------|----|-------------|
| 01-388-00 | 整形外科のみ | 両刃 | 3mm (ベーク柄) |
| 01-388-01 | 整形外科のみ | 両刃 | 4mm (ベーク柄) |
| 01-388-02 | 整形外科のみ | 両刃 | 6mm (ベーク柄) |
| 01-388-03 | 整形外科のみ | 両刃 | 8mm (ベーク柄) |
| 01-388-04 | 整形外科のみ | 両刃 | 10mm (ベーク柄) |
| 01-388-05 | 整形外科のみ | 両刃 | 12mm (ベーク柄) |

全長23cm



両刃

01-388-06 01-388-07 01-388-08 01-388-09 01-388-10

| | | | |
|-----------|--------|----|-------------|
| 01-388-06 | 整形外科のみ | 両刃 | 15mm (ベーク柄) |
| 01-388-07 | 整形外科のみ | 両刃 | 20mm (ベーク柄) |
| 01-388-08 | 整形外科のみ | 両刃 | 25mm (ベーク柄) |
| 01-388-09 | 整形外科のみ | 両刃 | 30mm (ベーク柄) |
| 01-388-10 | 整形外科のみ | 両刃 | 40mm (ベーク柄) |

全長23cm

ミズホ整形外科のみ



01-388-20 01-388-21 01-388-22 01-388-23 01-388-24 01-388-25

| | | |
|-----------|--------|----------------|
| 01-388-19 | 整形外科のみ | 片刃 3mm (ベーク柄) |
| 01-388-20 | 整形外科のみ | 片刃 4mm (ベーク柄) |
| 01-388-21 | 整形外科のみ | 片刃 6mm (ベーク柄) |
| 01-388-22 | 整形外科のみ | 片刃 8mm (ベーク柄) |
| 01-388-23 | 整形外科のみ | 片刃 10mm (ベーク柄) |
| 01-388-24 | 整形外科のみ | 片刃 12mm (ベーク柄) |
| 01-388-25 | 整形外科のみ | 片刃 15mm (ベーク柄) |
| 01-388-26 | 整形外科のみ | 片刃 20mm (ベーク柄) |

全長 23 cm



01-388-31 01-388-32 01-388-33 01-388-34 01-388-35 01-388-36

| | | |
|-----------|--------|----------------|
| 01-388-30 | 整形外科のみ | 溝刃 3mm (ベーク柄) |
| 01-388-31 | 整形外科のみ | 溝刃 4mm (ベーク柄) |
| 01-388-32 | 整形外科のみ | 溝刃 6mm (ベーク柄) |
| 01-388-33 | 整形外科のみ | 溝刃 8mm (ベーク柄) |
| 01-388-34 | 整形外科のみ | 溝刃 10mm (ベーク柄) |
| 01-388-35 | 整形外科のみ | 溝刃 12mm (ベーク柄) |
| 01-388-36 | 整形外科のみ | 溝刃 15mm (ベーク柄) |
| 01-388-37 | 整形外科のみ | 溝刃 20mm (ベーク柄) |

全長 23 cm

ミズホ整形外科のみ



01-396-01 01-396-02 01-396-03 01-396-04 01-396-05

| | | | |
|-----------|--------|----|-----------|
| 01-396-00 | 整形外科のみ | 両刃 | 3mm(金属柄) |
| 01-396-01 | 整形外科のみ | 両刃 | 4mm(金属柄) |
| 01-396-02 | 整形外科のみ | 両刃 | 6mm(金属柄) |
| 01-396-03 | 整形外科のみ | 両刃 | 8mm(金属柄) |
| 01-396-04 | 整形外科のみ | 両刃 | 10mm(金属柄) |
| 01-396-05 | 整形外科のみ | 両刃 | 12mm(金属柄) |

全長22cm



01-396-06 01-396-07 01-396-08 01-396-09 01-396-10

| | | | |
|-----------|--------|----|-----------|
| 01-396-06 | 整形外科のみ | 両刃 | 15mm(金属柄) |
| 01-396-07 | 整形外科のみ | 両刃 | 20mm(金属柄) |
| 01-396-08 | 整形外科のみ | 両刃 | 25mm(金属柄) |
| 01-396-09 | 整形外科のみ | 両刃 | 30mm(金属柄) |
| 01-396-10 | 整形外科のみ | 両刃 | 40mm(金属柄) |

全長22cm

ミズホ整形外科のみ



01-396-20 01-396-21 01-396-22 01-396-23 01-396-24 01-396-25

| | | | |
|-----------|--------|----|------------|
| 01-396-19 | 整形外科のみ | 片刃 | 3mm (金属柄) |
| 01-396-20 | 整形外科のみ | 片刃 | 4mm (金属柄) |
| 01-396-21 | 整形外科のみ | 片刃 | 6mm (金属柄) |
| 01-396-22 | 整形外科のみ | 片刃 | 8mm (金属柄) |
| 01-396-23 | 整形外科のみ | 片刃 | 10mm (金属柄) |
| 01-396-24 | 整形外科のみ | 片刃 | 12mm (金属柄) |
| 01-396-25 | 整形外科のみ | 片刃 | 15mm (金属柄) |
| 01-396-26 | 整形外科のみ | 片刃 | 20mm (金属柄) |

全長 22 cm



01-396-31 01-396-32 01-396-33 01-396-34 01-396-35 01-396-36

| | | | |
|-----------|--------|----|------------|
| 01-396-30 | 整形外科のみ | 溝刃 | 3mm (金属柄) |
| 01-396-31 | 整形外科のみ | 溝刃 | 4mm (金属柄) |
| 01-396-32 | 整形外科のみ | 溝刃 | 6mm (金属柄) |
| 01-396-33 | 整形外科のみ | 溝刃 | 8mm (金属柄) |
| 01-396-34 | 整形外科のみ | 溝刃 | 10mm (金属柄) |
| 01-396-35 | 整形外科のみ | 溝刃 | 12mm (金属柄) |
| 01-396-36 | 整形外科のみ | 溝刃 | 15mm (金属柄) |
| 01-396-37 | 整形外科のみ | 溝刃 | 20mm (金属柄) |

全長 22 cm

関節整形のみ



01-396-40



01-396-42



01-396-43



01-396-44



01-396-45



01-396-46

- 01-396-40 整形外科のみ 関節整形 6mm 金属柄
- 01-396-42 整形外科のみ 関節整形 12mm 金属柄
- 01-396-43 整形外科のみ 関節整形 24mm 金属柄
- 01-396-44 整形外科のみ 関節整形 19mm 金属柄 24° 曲
- 01-396-45 整形外科のみ 関節整形 19mm 金属柄 18° 曲
- 01-396-46 整形外科のみ 関節整形 19mm 金属柄 7° 曲

全長 22 cm


田川式臼蓋骨切術用のみ

ステンレス鋼製

柄 ベークライト製
全長 25 cm

この臼蓋骨切り術用のみは、臼蓋造形用を使用するので、例えば股関節臼が浅い股脱臼を深くする場合に使用します。つまり臼蓋を掘削するのではなく、ヒサシ状に骨頭の屋根を造る。この様な骨切を行うためのカーブと巾に作られている骨切のみです。

| 01-399 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 刃 巾mm | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 種 類 | A | | B | | C | | D | |



- A 01-399-01 01-399-02 R50
- B 01-399-03 01-399-04 R65
- C 01-399-05 01-399-06 R50
- D 01-399-07 01-399-08 R65

刃巾15mm 刃巾20mm

01-399-09




01-399-09

田川式臼蓋骨切術用クサビ


ステンレス鋼製
柄 ベークライト製
全長 17 cm

寛骨臼骨切のみ




ノミの湾曲サイズを識別しやすいカラーをつけました。速やかな選択を可能にします。(ブルー:R45 イエロー:R40、オレンジ:R35)

寛骨臼回転骨切ノミ



| | 商品コード | JANコード | 商品名 | 曲率R | 刃幅D | 先端R | クラス分類 |
|---|-----------|---------------|---------------------------|-----|------|-----|-------|
| ① | 21-390-31 | 4946329250237 | 寛骨臼回転骨切ノミ 35R幅15mm ストッパー無 | 35 | 15mm | - | I |
| ② | 21-390-32 | 4946329250244 | 寛骨臼回転骨切ノミ 35R幅20mm ストッパー無 | | 20mm | | |
| ③ | 21-390-33 | 4946329250251 | 寛骨臼回転骨切ノミ 40R幅15mm ストッパー無 | 40 | 15mm | | |
| ④ | 21-390-34 | 4946329250268 | 寛骨臼回転骨切ノミ 40R幅20mm ストッパー無 | | 20mm | | |
| ⑤ | 21-390-35 | 4946329250275 | 寛骨臼回転骨切ノミ 45R幅15mm ストッパー無 | 45 | 15mm | | |
| ⑥ | 21-390-36 | 4946329250282 | 寛骨臼回転骨切ノミ 45R幅20mm ストッパー無 | | 20mm | | |

寛骨臼球状骨切ノミ



| | 商品コード | JANコード | 商品名 | 曲率R | 刃幅D | 先端R | クラス分類 |
|---|-----------|---------------|---------------------------|-----|------|-----|-------|
| ① | 21-390-17 | 4946329250299 | 寛骨臼球状骨切ノミ 35R幅16mm ストッパー無 | 35 | 16mm | 30 | I |
| ② | 21-390-18 | 4946329250305 | 寛骨臼球状骨切ノミ 35R幅25mm ストッパー無 | | 25mm | 30 | |
| ③ | 21-390-19 | 4946329250312 | 寛骨臼球状骨切ノミ 40R幅16mm ストッパー無 | 40 | 16mm | 40 | |
| ④ | 21-390-20 | 4946329250329 | 寛骨臼球状骨切ノミ 40R幅25mm ストッパー無 | | 25mm | 40 | |
| ⑤ | 21-390-21 | 4946329232509 | 寛骨臼球状骨切ノミ 45R幅16mm ストッパー無 | 45 | 16mm | 50 | |
| ⑥ | 21-390-22 | 4946329232516 | 寛骨臼球状骨切ノミ 45R幅25mm ストッパー無 | | 25mm | 50 | |

SPO骨切のみ

※SPO製品は受注生産品となります。

全長26.5cm

SPO骨切りノミ

21-391-01
弯曲R50鋭 幅15mm

21-391-02
弯曲R60鋭 幅15mm

21-391-06
弯曲R80鋭片刃 幅10mm

21-391-11
直 鈍 幅10mm

21-391-12
直 鈍 幅15mm



| 商品コード | JANコード | 商品名 |
|-----------|---------------|---------------------------|
| 21-391-01 | 4946329359541 | SPO骨切りノミ 弯曲 R50 鋭 幅15mm |
| 21-391-02 | 4946329359558 | SPO骨切りノミ 弯曲 R60 鋭 幅15mm |
| 21-391-03 | 4946329373677 | SPO骨切りノミ 弯曲 R80 鋭 幅15mm |
| 21-391-06 | 4946329359565 | SPO骨切りノミ 弯曲 R80 鋭片刃 幅10mm |
| 21-391-11 | 4946329359572 | SPO骨切りノミ 直 鈍 幅10mm |
| 21-391-12 | 4946329359589 | SPO骨切りノミ 直 鈍 幅15mm |

SPO坐骨ノミ



| 商品コード | JANコード | 商品名 |
|-----------|---------------|---------|
| 21-391-26 | 4946329359626 | SPO坐骨ノミ |

SPO骨切ガイド



| 商品コード | JANコード | 商品名 |
|-----------|---------------|----------|
| 21-391-21 | 4946329359619 | SPO骨切ガイド |

SPO骨切りノミ弯曲フレキシブル

厚タイプ



薄タイプ



| 商品コード | JANコード | 商品名 |
|-----------|---------------|------------------------|
| 21-391-16 | 4946329359596 | SPO骨切りノミ 弯曲 フレキシブル(厚)鈍 |
| 21-391-17 | 4946329359602 | SPO骨切りノミ 弯曲 フレキシブル(薄)鈍 |

SPO専用スプレッター



全長17.2cm


| 商品コード | JANコード | 商品名 |
|-----------|---------------|-------------|
| 21-391-31 | 4946329359633 | SPO専用スプレッター |

手術のみ 骨鋭匙

01-393-01~16

京大式手術のみ

ステンレス鋼製
全長 17.5cm



01-393-04



01-393-11



01-381-06



01-381-01 01-381-03 01-381-05 01-381-07 01-381-09
01-381-02 01-381-04 01-381-06 01-381-08


01-381-01~09

シェーデ氏骨鋭匙

全長 19cm

| 01-381 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| 種類 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| サイズmm | 2×4 | 3×5 | 4×6 | 5×8 | 6×9 | 7×10 | 8×11 | 9×12 | 10×13 |
| 全長cm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

01-386-02



01-386-01 01-386-02

ホルクマン氏両頭鋭匙

ステンレス鋼製



01-386-01 (A) 全長 16cm 00. 4×5mm 0. 4×6mm
01-386-02 (B) 全長 16cm 1. 5×8mm 2. 6×9mm

ハンマー

ステンレスハンマー

頭部 ステンレス鋼 柄 アルミニウム合金

| | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|--------|---------------|
| 01-412-01 | 大型 | 全長 24cm | 重さ 500g | A 67mm | B Φ 30mm |
| 01-412-02 | 小型 | 全長 18cm | 重さ 180g | A 46mm | B Φ 20mm |



ナイロンハンマー

頭部 耐熱硬質ナイロン 柄 アルミニウム合金

| | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|--------|---------------|
| 01-413-01 | 大型 | 全長 26cm | 重さ 320g | A 93mm | B Φ 36mm |
| 01-413-02 | 小型 | 全長 24cm | 重さ 240g | A 77mm | B Φ 31mm |

01-413-01




骨片打込器

ステンレス鋼製

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|----------|-------|--------|
| 01-416-01 | 大型 | 全長 21.5cm | 先端幅 15mm | A 8mm | B 15mm |
| 01-416-02 | 小型 | 全長 21.5cm | 先端幅 10mm | A 4mm | B 10mm |

01-416-01~02




動脈止血器

■ 改良型動脈止血器



■ シングルカフ



■ 動脈止血器メーター・動脈止血器送気ポンプ



■ 改良型動脈止血器

<特長および使用法>

- ・止血帯を大腿または上腕に装着した後、ポンプ（手動式）で送気しますと、数秒間で大腿（600mmHg）、上腕（300mmHg）の動脈止血に必要な空気が入ります。この際過剰圧力になった場合は圧力調節バルブを左へ廻して（手前に廻す）脱気し、適当な圧力に調整しますと動脈止血を行えます。
- ・動脈止血操作が終了しましたら、送気ポンプをメーターから切り離しますと邪魔になりません。
- ・メーターとポンプが直結していますので、ポンプを押しながらメーターの圧は読み取りやすくなっています。
- ・メーター部とポンプの接続と分離は左下のように行えます。
- ・止血帯はマジック方式を採用しています。
- ・止血帯と送気ポンプを繋ぐチューブの長さ及び規格サイズは、内径6mm、外径10mm長さ700mm（ウレタンチューブ）です。

セット明細

| 商品コード | 商品名 |
|-----------|---------------|
| 01-440-01 | 改良型動脈止血器 Aセット |

| 商品コード | セット構成 | セット数量 |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 01-440-06 | 動脈止血器用 メーター | 1 |
| 01-440-07 | 動脈止血器用 送気ポンプ | 1 |
| 01-448-04 | MT-900シリーズ用シングルカフNo.4 80x550mm | 1 |
| 01-448-05 | MT-900シリーズ用シングルカフNo.5 80x720mm | 1 |

| 商品コード | 商品名 |
|-----------|---------------|
| 01-440-02 | 改良型動脈止血器 Bセット |

| 商品コード | セット構成 | セット数量 |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 01-440-06 | 動脈止血器用 メーター | 1 |
| 01-440-07 | 動脈止血器用 送気ポンプ | 1 |
| 01-448-04 | MT-900シリーズ用シングルカフNo.4 80x550mm | 1 |

| 商品コード | 商品名 |
|-----------|------------|
| 01-440-03 | 改良型動脈止血器 C |

| 商品コード | セット構成 | セット数量 |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 01-440-06 | 動脈止血器用 メーター | 1 |
| 01-440-07 | 動脈止血器用 送気ポンプ | 1 |
| 01-448-05 | MT-900シリーズ用シングルカフNo.5 80x720mm | 1 |

01-450-10 電動式デジタルエアータニケット MT-960（シングルカフ用）

01-451-10 電動式デジタルエアータニケット MT-970（ダブルカフ用）

製品の詳細は別途リーフレットをご用意しております。
ミズホホームページの手術室内関連機器の欄をご覧ください。

開創器

02-001-00



02-001-00

ステンレス鋼製

万能ラミネクトミー開創器

巾202.5mm アーム147mm

- 椎弓切除の範囲によって開創鉤をとり換えることができません。
- 椎間板ヘルニアのラミネクトミー用に片側のみ単鉤に換えられます。
- 鉤は180°回転し、いずれも滑脱せぬように工夫されています。
- アームは上に15°下に50°の範囲で屈曲いたします。

| 鉤巾 | 深さ |
|--------|------|
| A 6mm | 53mm |
| B 25mm | 65mm |
| C 45mm | 70mm |

02-003-00




02-003-00

河野式開創器

ステンレス鋼製

各鉤とも本体に差込むだけでよく、手術時の交換も自由です。



- AとBは各1個、C、Dは各2個およびEの開創用ハンドル1個を付属します。

02-005-00



02-005-00

京大型脊椎開創器

ステンレス鋼製

本開創器は上向、下向ともに屈曲を行って手術野に合せることができます。2爪鉤および4爪鉤の交換が可能です。

| 鉤巾 | 深さ |
|---------|------|
| 4爪 65mm | 50mm |
| 2爪 88mm | 62mm |

開創器

02-004-01



(A)

02-004-02



(B)

02-004-03



(C)

02-007-02



アドソン開創器

ステンレス鋼製

鉤巾

深さ

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------|------|
| 02-004-01 (A) 直型 | 全長 20cm | 18mm | 23mm |
| 02-004-02 (B) アングル型 大 | 全長 20cm | 18mm | 23mm |
| 02-004-03 (C) アングル型 小 | 全長 19.5cm | 15.2mm | 16mm |

脊椎後方手術（環軸椎からの全脊椎、頸椎、胸椎、腰椎、腰仙椎部まで）に際し、脊椎後方部の開創と術野の展開保持に非常に便利です。4本の爪があるため手術中にはずれたりせず、関節付き開創器のように途中で浮きだしたりすることなく、self-retaining であることが便利で、助手に術野の展開保持のための鉤引きをさせる必要がありません。

バックマンアドソン型自在開創器

ステンレス鋼製

鉤巾

深さ

| | | | |
|--------------|-----------|--------|------|
| 02-007-01 大型 | 長さ 29.5cm | 31.5mm | 30mm |
| 02-007-02 小型 | 長さ 24cm | 31.5mm | 28mm |

頭蓋および脊椎用開創器で大は成人用、小は小児用ですが、創の大小によって何れにも活用できます。

マーカム・メイヤデング開創器

ステンレス鋼製

鉤巾

深さ

| | | | |
|-------------|---------|------|------|
| 02-012-01 右 | 全長 20cm | 24mm | 51mm |
| 02-012-02 左 | 全長 20cm | 24mm | 51mm |

これは腰椎の後方半側展開用のもので、Love 法による腰椎椎間板ヘルニア手術の際に、術野の展開保持が self-retaining ででき都合です。助手による鉤引きは不用となります。

02-012-01



(右)

02-012-02



(左)

開創器 開創鉤


02-008-00



02-009-01




02-009-01




02-009-03



02-009-02



02-008-00



深さ 47mm

02-008-00

ステンレス鋼製

ゲルピー開創器

全長 19cm

最大開口幅 115mm

ゲルピー、ラミネクトミー開創器

ステンレス鋼製

02-009-01

全長 17.5cm

最大開口幅 114mm

02-009-02

全長 16cm

最大開口幅 95mm

これは脊椎手術のみならず、長管骨手術などでも筋の開創保持に便利です。ラミネクトミー腰椎後外方固定の際の術野展開にアドソン開創器と併用すると便利なものです。

02-014-00



02-009-03

ゲルピー開創器 小児用

ステンレス鋼製

全長 13cm


最大開口幅 85mm

02-014-00

テーラー鉤

ステンレス鋼製

腰椎の術野展開保持に使用します。重りを使用すると Self-retaining として用いられます。



神経鉤




02-085-00

東氏棘状突起切除鉗子 全長 23 cm

新型神経根レトラクター

| | 先端巾 | 長さ | 深さ |
|------------------------|------|-------|--------|
| 02-032-01 直型 全長25cm | 6 mm | 27 mm | 9 mm |
| 02-032-02 アングル型 | 6 mm | 27 mm | 9.5 mm |
| 02-032-03 先端直型 | 6 mm | 13 mm | 1 mm |
| 02-032-04 先端彎曲型 (R 50) | 6 mm | 13 mm | 2 mm |
| 02-032-05 先端彎曲型 (R 25) | 6 mm | 13 mm | 4 mm |
| 02-032-06 先端彎曲型 (R 17) | 6 mm | 13 mm | 6.5 mm |
| 02-032-07 先端彎曲型 (R 18) | 6 mm | 13 mm | 10 mm |

神経鉤 起子 剥離子



02-031-00

神経根レトラクター

ステンレス鋼製

椎間板ヘルニア手術は、骨に10～15mm程度の径の孔を穿ち、内部に走っている神経根を片寄せ、突出して神経を圧迫している軟部組織（ヘルニア）を除去します。この神経根の片寄せには、従来は板状の神経用レトラクターあるいは神経鉤のようなものが使用されていましたが、これらは屈曲が少ないので視野がさまたげられて効率が悪く、その点この製品は把持部が後退しているため、使い易くなっています。

02-033-01



02-033-01

全長 19. cm ステンレス鋼製

水野氏神経鉤 A

02-035-00



02-035-00

水野氏両頭骨膜起子

全長 20. cm ステンレス鋼製

02-036-00



02-036-00

東氏骨膜剥離子

全長 21 cm ステンレス鋼製

02-038-00



02-038-00

前田・岩原氏骨膜剥離子

全長 19 cm ステンレス鋼製

02-039-00



02-039-00

京大式両頭骨膜剥離子

全長 18 cm ステンレス鋼製

02-040-01



水野氏骨膜剥離子

全長 20 cm ステンレス鋼製

02-040-01 A. 先端巾 4mm

02-040-02 B. 先端巾 6mm

02-040-03 C. 先端巾 8mm

02-040-04 D. 先端巾 10mm

02-092-00




02-092-00

蒲原氏両頭剥離子

全長 23 cm ステンレス鋼製

剥離子 のみ

02-037-01~04



コブ脊椎エレベーター (Cobb Spinal Elevators)

全長 28.5 cm ステンレス鋼製
柄 アルミニウム合金

| | | |
|-----------|------|---------|
| 02-037-01 | 大 強彎 | 刃巾 19mm |
| 02-037-02 | 大 弱彎 | " 19mm |
| 02-037-03 | 中 | " 12mm |
| 02-037-04 | 小 | " 9mm |

脊椎後方、前方手術に際し、脊椎部分を骨膜下に剥離展開するもので、脊椎後方あるいは深い脊椎後側方の展開と軟部組織剥離には必要不可欠の用具です。脊椎手術のみならず、腸骨片採取、骨折手術など多くの整形外科手術に広く使用されるものです。

02-048-01



02-048-02



コブ脊椎手術用のみ

全長 24 cm ステンレス鋼製

| | | |
|-----------|----|--------|
| 02-048-01 | 溝直 | 刃巾 8mm |
| 02-048-02 | 溝彎 | " 8mm |

脊椎固定術に際し(特に胸椎、胸腰椎)椎間関節切除のために刃先の角度が作られています。椎弓横突起の decortication にも使用します。

丸のみ鉗子

02-073-01



02-073-02



先端巾
8.5mm



大
A・C

先端巾
3.2mm



小
B・D

02-073-03



02-073-04



02-074-00

先端巾
3.5mm




ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 ステンレス鋼製

| | | | | | |
|-----------|----|----|---|----|------|
| 02-073-01 | A型 | 先端 | 大 | 全長 | 24cm |
| 02-073-02 | B型 | ※ | 小 | 全長 | 24cm |
| 02-073-03 | C型 | ※ | 大 | 全長 | 24cm |
| 02-073-04 | D型 | ※ | 小 | 全長 | 24cm |

02-074-00

蒲原氏二連関節丸のみ鉗子 全長 23cm ステンレス鋼製

丸のみ鉗子



02-075-00

前田・岩原氏二連関節丸のみ鉗子 直 全長 23.5cm ステンレス鋼製

水野氏二連関節丸のみ鉗子 ステンレス鋼製

| | | | |
|-----------|------|----|---------|
| 02-076-01 | No.1 | 反型 | 全長 27cm |
| 02-076-02 | No.2 | * | 全長 27cm |
| 02-076-03 | No.3 | * | 全長 27cm |


鋭匙鉗子



02-083-00

水野氏髄核鋭匙鉗子 有効長14cm 全長21cm
ステンレス鋼製

02-084-01



椎間板鋭匙鉗子

有効長15cm 全長21cm
ステンレス鋼製

02-084-03



| | | | |
|-----------|----|--------|--------|
| 02-084-01 | △型 | 直型 | 先端巾3mm |
| 02-084-02 | " | " | " 4mm |
| 02-084-03 | " | 上向型30° | 先端巾3mm |
| 02-084-04 | " | " | " 4mm |

02-084-05



椎間板鋭匙鉗子

有効長15cm 全長22cm
ステンレス鋼製

02-084-07



| | | | |
|-----------|----|--------|--------|
| 02-084-05 | △型 | 直型 | 先端巾3mm |
| 02-084-06 | " | " | " 4mm |
| 02-084-07 | " | 上向型30° | 先端巾3mm |
| 02-084-08 | " | " | " 4mm |

02-086-01



クロワード型椎間板鋭匙鉗子

有効長18cm 全長24.5cm
ステンレス鋼製

02-086-03

| | | |
|-----------|--------|--------|
| 02-086-01 | 直型 | 先端巾3mm |
| 02-086-02 | " | " 4mm |
| 02-086-03 | 上向型45° | " 3mm |
| 02-086-04 | " | " 4mm |

ケリソン骨パンチ

ユニバーサルアングル ケリソン骨パンチ



360°

自由回転

- シャフトが360°自由回転しますのでパンチの操作死角が生じることなく使用できます。
- 前方よりの椎体骨棘切除、靭帯骨化の切離など繊細な前方除圧操作に威力を発揮します。
- パンチシャフトとグリップハンドルは着脱方式ですので、選択自在にパンチサイズの交換着脱ができます。

ユニバーサルアングルケリソノ骨パンチはパンチシャフトとグリップハンドルで構成されます




02-100-50



02-100-50

グリップハンドル (共用)




パンチシャフト

| | 刃巾 | シャフト長さ | 刃角度 |
|-----------|-----|--------|-----|
| 02-100-10 | 2mm | 23cm | 35° |
| 02-100-11 | 3mm | 23cm | 35° |
| 02-100-12 | 4mm | 23cm | 35° |

パンチシャフト

| | 刃巾 | シャフト長さ | 刃角度 |
|-----------|-----|--------|-----|
| 02-100-30 | 2mm | 15cm | 35° |
| 02-100-31 | 3mm | 15cm | 35° |
| 02-100-32 | 4mm | 15cm | 35° |
| 02-100-33 | 5mm | 15cm | 35° |




全長 ※参考寸法

ケリソン骨パンチ

ケリソン骨パンチ ステンレス鋼製

| | 先端刃(厚み) (巾) | | | 有効長 | 全長 |
|-----------|-------------|-----|------|--------|------|
| 02-093-01 | 1.8mm | 2mm | 直角上向 | 15.2cm | 22cm |
| 02-093-02 | 1.8" | 3" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-093-03 | 2.2" | 4" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-093-04 | 2.2" | 5" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-093-05 | 1.8" | 3" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-093-06 | 2.2" | 4" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-093-07 | 2.2" | 5" | " | 17.8cm | 25cm |




ケリソン骨パンチ ステンレス鋼製

| | 先端刃(厚み) (巾) | | | 有効長 | 全長 |
|-----------|-------------|-----|------|--------|------|
| 02-094-01 | 1.8mm | 3mm | 直角下向 | 15.2cm | 22cm |
| 02-094-02 | 2.2" | 4" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-094-03 | 2.2" | 5" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-094-04 | 1.8" | 3" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-094-05 | 2.2" | 4" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-094-06 | 2.2" | 5" | " | 17.8cm | 25cm |



ケリソン骨パンチ ステンレス鋼製

| | 先端刃(厚み) (巾) | | | 有効長 | 全長 |
|-----------|-------------|-----|---------|--------|------|
| 02-095-01 | 2.0mm | 2mm | 斜型35°上向 | 15.2cm | 22cm |
| 02-095-02 | 2.5" | 3" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-095-03 | 3" | 4" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-095-04 | 3" | 5" | " | 15.2cm | 22cm |
| 02-095-05 | 2.5" | 3" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-095-06 | 3" | 4" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-095-07 | 3" | 5" | " | 17.8cm | 25cm |
| 02-095-08 | 1.2" | 1" | " | 17.8cm | 25cm |




02-096-00

蒲原式 骨パンチ斜型20° 15×2mm

蒲原氏椎間板ヘルニア彫骨鉗子 ステンレス鋼製

| | 先端刃(厚み) | (巾) | | 有効長 | 全長 |
|--|---------|-----|---------|--------|------|
| | 2mm | 2mm | 斜型20°上向 | 15.2cm | 22cm |



02-098-00

クロワードケリソン骨パンチ斜型35° 上向3.5×170

ステンレス鋼製

| | 先端刃巾 | | 有効長 | 全長 |
|--|-------|---------|------|------|
| | 3.5mm | 斜型40°上向 | 17cm | 24cm |




ケリソン骨パンチ 分解式

Tri-Dケリソン骨パンチ

Tri-D

1 Detachable

分解しやすく(Detachable)組み立てやすいシンプルな構造です。



2 Durability

新レール機構およびDLCコーティングの採用により、刃部の精密な嵌合かつスムーズな摺動を実現。シャープな切れ味と滑らかな操作性です。

3 DLC coating

DLCコーティング*を採用したツヤ消しブラックのボディは、耐摩耗性に優れ、術中のハレーション予防にも効果を発揮します。

*Diamond Like Carbon

| 商品コード | 商品名 | 刃幅 | 有効長 | 全長 |
|-----------|-------------------------------|-----|------|------|
| 02-095-41 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×150 | 1mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-42 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×150 | 2mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-43 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×150 | 3mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-44 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×150 | 4mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-45 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×150 | 5mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-46 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×150 | 6mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-51 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×200 | 1mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-52 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×200 | 2mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-53 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×200 | 3mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-54 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×200 | 4mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-55 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×200 | 5mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-56 | Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×200 | 6mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-62 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×150 | 2mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-63 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×150 | 3mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-64 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×150 | 4mm | 15cm | 22cm |
| 02-095-72 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×200 | 2mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-73 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×200 | 3mm | 20cm | 27cm |
| 02-095-74 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×200 | 4mm | 20cm | 27cm |

鑷子 剪刀



前田・岩原氏鑷子 ステンレス鋼製

02-053-01 (A) 無 鈎 全長 14 cm
 02-053-02 (B) 1×2鈎 全長 14 cm

東氏鑷子 ステンレス鋼製

02-054-01 (A) 無 鈎 全長 16 cm
 02-054-02 (B) 1×2鈎 全長 16 cm
 02-054-03 (C) 2×3鈎 全長 16 cm

クラウゼ氏 硬膜剪刀 ステンレス鋼製

02-060-00 全長 17 cm

硬膜切開剪刀 ステンレス鋼製

02-061-01 直型 全長 17 cm
 02-061-02 反型 全長 17 cm

手術用フレーム

02-120-00



02-120-00

GM-98 型脊椎彎曲フレーム

<特長>

- 脊椎および脊髄の手術において、呼吸困難およびこれに伴う出血を調節することができます。
- 脊椎を屈曲するため、手術野が接近し、手術に効果的です。
- 手術中屈折ハンドルで簡単に屈曲したり展伸することができます。
- 胸部腹部の圧迫を幅の調節と Pads の傾斜で除くことができます。

02-121-00




02-121-00

脊椎後方手術用フレーム

これは頸椎（頭部あるいは顔面支持具使用）胸椎、腰椎、仙椎そして尾骨とあらゆる脊椎後方手術を行うのに適しています。四カ所で体幹を支持し、腰部への圧迫を取り除き、呼吸運動抑制も少ないです。腰椎の前彎は股関節の屈曲により調節できます。術中のレ線写真コントロールは AP, Lateral とともに容易にできます。大人から小児まで使用可能なよう調節が可能です。

※4カ所の体幹支持にフローテーションパッド（ポリマーゲル）を採用し、クッション性を高めています。



02-121-10

カーボン製脊椎後方手術用フレーム

フレームに金属を使用していないX線透過タイプです。

02-143-75



02-143-75

透視テーブル用ウィルソンフレーム 5319G

X線透過性の脊椎彎曲フレームです。彎曲角度調整ハンドルで容易に角度調節が可能です。（200-280mmの範囲）
736mm x 494mm、18kg

02-143-76

脊椎テーブル用ウィルソンフレーム 5321G

彎曲角度調整ハンドルで容易に角度調節が可能です。（200-280mmの範囲）
726mm x 446mm、22kg

オプション品

02-143-10

ウィルソンフレーム用患者キット 6個入（5322）


02-143-18

ウィルソンフレーム用患者保護キット
PVクッション付6個入（5322PV）

02-143-97

交換用ウィルソンテンピュールパッドセット
（5319-37）

脊椎後方手術用のみ




02-051-01 02-051-02 02-051-03 02-051-04

| | | | |
|-----------|-----------|----|-------|
| 02-051-01 | 脊椎後方手術用のみ | 片刃 | 5 mm |
| 02-051-02 | 脊椎後方手術用のみ | 片刃 | 8 mm |
| 02-051-03 | 脊椎後方手術用のみ | 片刃 | 12 mm |
| 02-051-04 | 脊椎後方手術用のみ | 片刃 | 16 mm |


| | | | |
|-----------|-----------|----|-------|
| 02-051-11 | 脊椎後方手術用のみ | 両刃 | 5 mm |
| 02-051-12 | 脊椎後方手術用のみ | 両刃 | 8 mm |
| 02-051-13 | 脊椎後方手術用のみ | 両刃 | 12 mm |
| 02-051-14 | 脊椎後方手術用のみ | 両刃 | 16 mm |

全長 24 cm



02-051-11 02-051-12 02-051-13 02-051-14

脊椎前方手術用のみ



02-052-01 02-052-02 02-052-03 02-052-04

| | | | |
|-----------|-----------|----|-------|
| 02-052-01 | 脊椎前方手術用のみ | 片刃 | 5 mm |
| 02-052-02 | 脊椎前方手術用のみ | 片刃 | 8 mm |
| 02-052-03 | 脊椎前方手術用のみ | 片刃 | 12 mm |
| 02-052-04 | 脊椎前方手術用のみ | 片刃 | 16 mm |

全長 33 cm



02-052-11 02-052-12 02-052-13 02-052-14

| | | | |
|-----------|-----------|----|-------|
| 02-052-11 | 脊椎前方手術用のみ | 両刃 | 5 mm |
| 02-052-12 | 脊椎前方手術用のみ | 両刃 | 8 mm |
| 02-052-13 | 脊椎前方手術用のみ | 両刃 | 12 mm |
| 02-052-14 | 脊椎前方手術用のみ | 両刃 | 16 mm |

全長 33 cm

| | | | |
|-----------|-----------|----|------|
| 02-052-22 | 脊椎前方手術用のみ | 溝直 | 8 mm |
| 02-052-23 | 脊椎前方手術用のみ | 溝彎 | 8 mm |

全長 33 cm



02-052-22

02-052-23

鋭匙

水野氏椎体削開鋭匙 ステンレス鋼製

| | | | |
|-----------|---|-----|-----------|
| 02-018-01 | 直 | 3mm | 全長 24.5cm |
| 02-018-02 | # | 4mm | 全長 24.5cm |
| 02-018-03 | # | 5mm | 全長 24.5cm |
| 02-018-04 | 反 | 3mm | 全長 24.5cm |
| 02-018-05 | # | 4mm | 全長 24.5cm |
| 02-018-06 | # | 5mm | 全長 24.5cm |

02-018-01~03



(No.1) (No.2) (No.3)



02-018-04~06




京大式脚長鋭匙 ステンレス鋼製 全長26.5cm

| | | |
|----------------|----------|--------|
| 02-046-01 - 03 | 直型 | No.1~3 |
| 02-046-04 - 06 | 曲型 (30°) | No.1~3 |

02-046-01~03



(No.1) (No.2) (No.3)



02-046-04~06



脊椎脊髄手術用鋭匙 ステンレス鋼製 全長23cm

| | | |
|----------------|----|----------|
| 02-041-01 - 06 | 直型 | No.000~3 |
| 02-041-08 - 13 | 曲型 | No.000~3 |

- ① 頸椎から腰椎まで全脊椎手術に使用できます。
- ② Air Instrument との使用で、頸椎から胸椎までの脊髄のある脊柱管の手術（脊髄、神経根への圧迫物除去）、椎間板の手術などに使用できます。

02-041-01~07




| | |
|-----|---------------|
| 000 | 3.0 x 4.5 mm |
| 00 | 4.0 x 4.5 mm |
| 0 | 4.8 x 5.5 mm |
| 1 | 5.0 x 7.0 mm |
| 2 | 6.0 x 9.0 mm |
| 3 | 7.0 x 11.0 mm |

02-041-08~14



脊椎前方手術用銳匙



02-047-01~06

02-047-11~16



| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3.0 x 4.5 mm | 4.0 x 4.5 mm | 4.8 x 5.5 mm | 5.0 x 7.0 mm | 6.0 x 9.0 mm | 7.0 x 11.0 mm |

| | | | |
|-----------|-----------|---|--------|
| 02-047-01 | 脊椎前方手術用銳匙 | 直 | No.000 |
| 02-047-02 | 脊椎前方手術用銳匙 | 直 | No.00 |
| 02-047-03 | 脊椎前方手術用銳匙 | 直 | No.0 |
| 02-047-04 | 脊椎前方手術用銳匙 | 直 | No.1 |
| 02-047-05 | 脊椎前方手術用銳匙 | 直 | No.2 |
| 02-047-06 | 脊椎前方手術用銳匙 | 直 | No.3 |
| 02-047-11 | 脊椎前方手術用銳匙 | 曲 | No.000 |
| 02-047-12 | 脊椎前方手術用銳匙 | 曲 | No.00 |
| 02-047-13 | 脊椎前方手術用銳匙 | 曲 | No.0 |
| 02-047-14 | 脊椎前方手術用銳匙 | 曲 | No.1 |
| 02-047-15 | 脊椎前方手術用銳匙 | 曲 | No.2 |
| 02-047-16 | 脊椎前方手術用銳匙 | 曲 | No.3 |

全長30cm

脊椎前方手術用銳匙鉗子

02-080-01, 02-080-02, 02-080-04




- 02-080-01 脊椎前方手術銳匙鉗子 直・特大 8 × 16
- 02-080-02 脊椎前方手術銳匙鉗子 直・大 6 × 10
- 02-080-04 脊椎前方手術用銳匙鉗子 直・小 4 × 8

有効長 21.5 cm 全長 28 cm

脊椎前方除圧叩きん棒

02-025-01 - 07


脊椎前方除圧叩きん棒 ステンレス鋼製 全長20cm



この叩きん棒は脊柱管の前方除圧を必要とし、後方進入法が選択される症例に適応がある。

最も良い適応症例は、骨粗鬆症の破裂骨折や腰椎椎間板ヘルニア、椎体後縁を伴った椎間板ヘルニア等である。また脊柱管正中での圧迫物を除去しようとする場合に応用が可能で、胸椎部の椎間板ヘルニア、高度の後弯症等がある。

除圧の目的が達成された後、椎間板の切除と共に椎体の上下端を叩いて破壊し、この破壊椎間に骨移植を後方から行なえば、後方からの前方椎体間固定術も可能である。



必要な範囲の椎弓を切除後、先端の直径4mmのNo.1で、残りの皮質を叩き込んで破壊する。次いで少し先が曲がり、先端が2mm×2.5mmの四角形になったNo.2で正中寄りを叩いて骨皮質や、骨化部分を破壊する。

No.3はより先端を曲げ、かつ長くしてあり、さらに正中部分の骨皮質や骨化部を破壊する。

No.4は脊髓前方正中部分の皮質や骨化部分を破壊する。


No.5は脊髓の正中部分を圧迫する骨皮質や骨化部分を叩打する。

No.6は最も先端を曲げ、かつ長くしてある。

No.7は先のとがった三角形で、OPLLの場合、上下端の骨皮質を能率よく切断する。

A

駆血器械



03-001-76

田島式エスマルヒゴムバンド65 x
1800 mm (スチレンゴム製)

※2023/9 販売中止案内済み
在庫限りとなります

B

肢位保持器械



03-001-03

03-001-03

手形板 アルミニウム製

適当に折り曲げることにより術中希望する指の肢位が保たれます。

手術の邪魔にならないように着ける位置(掌側か背側)をかえてください。

先端を折り曲げて指を固定する



上図のようにすれば指の掌切開が可能となる



03-001-05

03-001-05

指牽引ピン SMO製



この部で切断
折り曲げる



爪末節骨
末節骨掌面ストレスに刺し込む

指の長軸と直角方向で末節骨掌面すれすれによく通します。通したあと先端を切り、直角に折りまげておきます。

03-001-73

腕台 (ジュラルミン製)

03-001-74

腕台 (アクリル板製)



手術台テーブルのマットの下に差しこんで体重をかけますと安定いたします。

高さ調節用ハンドル

手の手術には絶対必要な器具です。これがなければ安定した手術操作を施すことは困難です。患者の上肢の長さに応じて手術台との重ね合せの長さを調節します。腕台の高さは術者が椅子に腰を下したとき、踵が床に付いた状態での肘の高さにほぼ一致させます。

支持脚が一本で、術者や助手の下肢の邪魔にならないのが特長的です。取りかたづけには折りたためます。



折りたたんだ図

アクリル板製はX線を通しますので骨折の手術後などcheck X-rayを撮るのに通しています。


C

共通器械

03-001-12



03-001-13



03-001-12

田島式モスキート鉗子 直 無鉤

03-001-13

田島式彎曲モスキート鉗子

ステンレス鋼製

全長 12.5cm

09-230-01

09-230-02

09-230-03

09-230-04

09-230-01

微小血管モスキート鉗子 無鉤
直 B / L

09-230-02

微小血管モスキート鉗子 無鉤
反 B / L

09-230-03

小児モスキート鉗子 無鉤
直 B / L

09-230-04

小児モスキート鉗子 無鉤
反 B / L

ステンレス鋼製

全長 12.5cm



06-796-00

06-797-00



06-796-00

メイヨー・ヘガール型持針器
12.5cm 超硬チップ付

ステンレス鋼製

06-797-00

メイヨー・ヘガール型持針器
14cm 超硬チップ付

ステンレス鋼製

手の手術器械 - C 共通器械 -



03-001-14 形成鑷子



03-001-15 田島式組織把持鑷子 12cm



03-001-16 田島式 無鉤鑷子 12cm



03-001-36 田島式 腱鑷子



03-002-14 形成鑷子 小




04-001-05 グレフェー型鑷子 12cm



把持 4.5mm



04-001-06 アドソン型鑷子 無鉤



04-001-07 アドソン型鑷子 有鉤



04-001-08 マカンド型鑷子(止血鑷子) 無鉤 15cm



04-001-09 マカンド型鑷子(止血鑷子) 有鉤 15cm



04-008-00 超硬付鑷子 17.5cm



04-009-00 超硬付鑷子 20.0cm

手の手術器械 - C 共通器械 -

09-042-00



09-042-00

外科手術剪刀 反型 両鈍 140mm
ステンレス鋼製

03-001-18



03-001-18

スティーブン型剪刀 大 160mm
ステンレス鋼製

03-001-19



03-001-19

スティーブン型剪刀 小 130mm
ステンレス鋼製

09-080-00



09-080-00

メツェンバウム剪刀 反16cm 螺子止
ステンレス鋼製 全長 16cm

03-001-54



03-001-54

田島式マイクロ剪刀
ステンレス鋼製 全長 14cm

03-001-55



03-001-55

田島式マイクロ鑷子 A
ステンレス鋼製 全長 12cm

03-001-56



03-001-56

マイクロ鑷子 B
ステンレス鋼製 全長 12cm

手の手術器械 - C 共通器械 -

03-001-20



03-001-21



03-001-22



03-001-23



03-001-24



03-001-20

大単鋭鉤 尖端彎曲部細巾5.9mm
全長 18cm

03-001-21

中単鋭鉤 尖端彎曲部細巾3.3mm
全長 18cm

03-001-22

小単鋭鉤 尖端彎曲部細巾1.8mm
全長 18cm

03-001-23

田島式 二爪・筋鉤

爪部 4.4mm巾 x 深さ 5.8mm

鉤部 5mm巾 x 深さ 11mm

全長 16.5cm

03-001-24

小筋鉤

鉤部 4mm巾 x 深さ 10mm

全長 18cm

03-001-25



03-001-26



04-001-10



04-001-11



04-001-12



03-001-25

田島式 三爪・筋鉤

爪部 11mm巾 x 深さ 8.8mm

鉤部 6.5mm巾 x 深さ 17mm

注) 先端R.0.25で爪先は鋭に属します。全長16.5cm

03-001-26

田島式 弾性 二爪鉤

爪部 4.4mm巾 x 深さ 5.8mm 全長 15.5cm

04-001-10

単鉤 16cm

全長 16cm

04-001-11

双鉤 16cm

全長 16cm

04-001-12

筋鉤 4 × 15mm 16cm


全長 16cm

4mm x 15mm

03-001-27



03-001-28



03-001-34



03-001-35



03-001-27
田島式 開創器

ステンレス鋼製
全長 8cm

03-001-28
田島式 把針器

ステンレス鋼製
全長 12cm

03-001-34
田島式 縫合用 鋼線鉗

ステンレス鋼製
全長 11cm

03-001-35
田島式 剪刀付 把針器

ステンレス鋼製
全長 12cm

1人で器械縫合しそのまま鋼線又は糸を切ることができます。

D

腱・神経手術器械

03-001-38



03-001-42



03-001-38
田島式 腱鉗子

ステンレス鋼製
全長 12.5cm


特定の腱を牽引するのに用います。先端の鈎は腱や神経に障害を与えないよう滑らかにしてあります。

03-001-42
田島式 デバイダー

ステンレス鋼製
全長 14.5cm

二脚間の距離がすぐ目盛で読みとれるので植皮弁の大きさや、移植腱・神経の必要な長さを知る場合に便利です。

手の手術器械 - D 腱・神経手術器械 -



03-001-43 有効長 12.6cm 全長 19.5cm
 田島式 大腱誘導鉗子 把持 15mm
 ステンレス鋼製


03-001-44 有効長 10.5cm 全長 16.5cm
 田島式 小腱誘導鉗子 把持 9mm
 ステンレス鋼製

主として腱移行術の際、腱を皮下に組織を誘導するために用います。


03-001-45 有効長 11.5cm 全長 17.5cm
 田島式 腱引き込み鉗子 ステンレス鋼製

腱の編み縫合のため腱内に別に腱端を引き込むために用います。

全長 ※参考寸法



03-001-46 田島式 腱誘導子 真鍮、銅、メッキ製
 全長 18cm




腱が通るべき間隙のトンネルを先ず作り、その途を通して腱をすきな場所に誘導するのに用います。これに腱端をつける方法は図の通りです。腱を指の靭帯性腱鞘下を通す時にも便利です。



03-001-47 田島式 扁平腱誘導子 ステンレス鋼製
 全長 14cm



03-002-03 腱誘導鉗子カバー付き ステンレス鋼製
 全長 14.5cm




手の手術器械 - D 腱・神経手術器械 -



03-001-48 田島式 ワイヤー引抜用錐先

ステンレス鋼製
1.5mm x 50mm



- 03-001-81 田島キルシュナー0.7 x 100 10本
- 03-001-82 田島キルシュナー1.0 x 120 10本
- 03-001-83 田島キルシュナー1.2 x 120 10本
- 03-001-84 田島キルシュナー1.5 x 120 10本

03-028-18 微小骨鋼線刺入子 (ピンバイス)



03-001-53 田島式 ピンバイス



03-001-58 田島式 ペンチ

鋼線 0.4mm-1.2mm
把持
全長 13.5cm

03-001-59 田島式 K鋼線カッター

鋼線 1.5mm MAX
切断
全長 18.5cm



03-001-51

田島式 ワイヤー結紮ボタン 円形

SMO製 入数1 巾10mm 穴巾5mm



03-001-65

田島式 ワイヤー結紮ボタン 小判形

SMO製 入数1 巾8mm 穴巾4.5mm



03-002-16

ワイヤー・糸結紮ボタン 微小タイプ

SMO製 入数1 巾7.5mm 穴巾2.5mm

E

骨・関節手術器械

03-001-52



03-001-52

田島式 単鈍鉤・エレバ

巾 4.8 mm, 1.5 mm
ステンレス鋼製
全長 18 cm



03-001-60

田島式 エレバ・ラスパ

巾 6 mm, 4.3 mm
ステンレス鋼製
全長 18 cm



03-002-12

エレバ・ラスパトリウム 小

ステンレス鋼製
全長 18 cm



03-002-13

エレバトリウム (3mm・5mm)

ステンレス鋼製
全長 18 cm



03-002-11

生田式 指骨用きり

ステンレス鋼製
全長 16 cm



03-001-61

田島式 オステオトーム 10 mm

ステンレス鋼製
全長 15 cm



03-001-62

田島式 オステオトーム 5 mm

ステンレス鋼製
全長 15 cm



03-001-63

田島式 平ノミ 4 mm

ステンレス鋼製
全長 15.5 cm



03-001-64

田島式 丸ノミ 4 mm

ステンレス鋼製
全長 15 cm



03-001-67

ポーンレトラクター A

ステンレス鋼製
全長 15.5 cm



03-001-68

ポーンレトラクター B

ステンレス鋼製
全長 12 cm



宮本氏 扁平鉤

ステンレス鋼製

03-010-01 大 鉤の寸法：幅 x 長さ(mm) 6 x 18, 内寸15：全長15cm
03-010-02 小 鉤の寸法：幅 x 長さ(mm) 4 x 18, 内寸15：全長15cm

手の手術器械 - E 骨・関節手術器械 -

03-002-07 生田式指骨用骨のみ 刃巾 2mm



03-002-08 生田式指骨用骨のみ 刃巾 4mm




03-002-09 生田式指骨用骨のみ 刃巾 6mm



03-002-10 生田式指骨用骨のみ 刃巾 10mm



03-002-04 ナイロンハンマー 極小



03-002-05 生田式両頭鋭匙 大 全長 19cm
小側 5.0x3.0mm 大側 9.0x6.0mm



03-002-06 生田式両頭鋭匙 小
小側 3.5x2.0mm 大側 4.0x2.0mm



03-028-17 指骨形成用骨鉗子 全長 14.5cm



03-028-28 指骨把持鉗子 大 全長 12cm
先端鉤交差時巾 5mm
鉤高さ 8mm 長さ 9mm

03-050-27 新大指骨 骨把持鉗子 A 10cm

03-050-29 新大指骨 骨把持鉗子 C 12cm

03-028-29 指骨把持鉗子 小 全長 12cm
先端鉤交差時巾 5mm
鉤高さ 4.5mm 長さ 9mm

03-050-28 新大指骨 骨把持鉗子 B 12cm

03-050-30 新大指骨 骨把持鉗子 D 12cm

生田式微小外科用手術器械

チタン製 微小外科用手術器械セット明細 03-029-60

| 品名 | 全長 | 品番 | 数量 |
|---|---------|-----------|----|
| 微小血管固定鉗子 C | | 03-029-61 | 1 |
| 微小用硬性持針器 直型 N | 15 cm | 03-029-64 | 1 |
| 微小用組織剪刀 直型 T | 15.5 cm | 03-029-68 | 1 |
| 微小用糸切剪刀 直型 S | 15.5 cm | 03-029-69 | 1 |
| 微小用有鈎鑷子 直型 H | 12 cm | 03-029-70 | 1 |
| 微小用鑷子 直型 M | 12 cm | 03-029-71 | 1 |
| 微小用鑷子 直型 U | 12 cm | 03-029-72 | 1 |
| 微小用開大鑷子 直型 D | 12 cm | 03-029-73 | 1 |
| 微小血管縫合用手術器械基本セットケースⅡ 滅菌ケース（シリコンラバークッション付）25.4cm x 15.2cm x 1.9cm | | 03-027-51 | 1 |

※ 外観詳細次ページ

ステンレス鋼製 微小外科用手術器械セット明細 03-028-60

| 品名 | 全長 | 品番 | 数量 |
|---|---------|-----------|----|
| 微小血管固定鉗子 C | | 03-028-01 | 1 |
| 微小用硬性持針器 直型 N | 15 cm | 03-028-64 | 1 |
| 微小用組織剪刀 直型 T | 15.5 cm | 03-028-68 | 1 |
| 微小用糸切剪刀 直型 S | 15.5 cm | 03-028-69 | 1 |
| 微小用有鈎鑷子 直型 H | 12 cm | 03-028-70 | 1 |
| 微小用鑷子 直型 M | 12 cm | 03-028-71 | 1 |
| 微小用鑷子 直型 U | 12 cm | 03-028-72 | 1 |
| 微小用開大鑷子 直型 D | 12 cm | 03-028-73 | 1 |
| 微小血管縫合用手術器械基本セットケースⅡ 滅菌ケース（シリコンラバークッション付）25.4cm x 15.2cm x 1.9cm | | 03-027-51 | 1 |

※ セット品外鉗子




03-029-95

生田微小外科血管固定鉗子Ti製 CL チタン製

03-028-35


微小血管縫合用血管固定鉗子（ステンレス製同形状）




03-028-02

微小血管縫合用血管固定鉗子 B ステンレス鋼製


生田式微小外科用手術器械




03-029-61
03-029-95



03-029-64



03-029-70



03-029-71



03-029-61

生田微小血管固定鉗子Ti製 CT

チタン製

Micro Vascular Clamp T Type

03-028-01

微小血管縫合用血管固定鉗子 A
(ステンレス鋼製同形状)



03-029-64

生田微小外科硬性持針器
チタン製 N 15cm

Needle Holder

03-028-64

生田微小外科硬性持針器 N 15cm
(ステンレス鋼製同形状)



03-029-70

生田式微小外科用
有鉤鑷子 チタン製
H 12cm

Hook Forceps

03-028-70

生田微小外科有鉤鑷子
H 12cm
(ステンレス鋼製同形状)



03-029-71


生田式微小外科用
鑷子 チタン製
M 12cm

Medium Forceps

03-028-71

生田式微小外科用鑷子
M 12cm
(ステンレス鋼製同形状)

生田式微小外科用手術器械



03-029-72




03-029-72

生田式微小外科用
鑷子 チタン製
U 12cm

Ultramicro Forceps

03-028-72

生田式微小外科用鑷子
U 12cm
(ステンレス鋼製同形状)



03-029-73




03-029-73

生田式微小外科用
開大鑷子 チタン製
D 12cm

Dilate Forceps

03-028-73

生田式微小外科用開大鑷子
D 12cm
(ステンレス鋼製同形状)



03-029-68




03-029-68

微小用組織剪刀
(チタン製)


Tissue Scissors

03-028-68

生田微小外科組織剪刀
T 16cm
(ステンレス鋼製同形状)



03-029-69



03-029-69

微小用糸切剪刀
(チタン製)

Suture Scissors

03-028-69

生田微小外科糸切剪刀
S 16cm
(ステンレス鋼製同形状)

形成外科手術器械

03-002-01



03-002-02



03-002-15



03-002-01

スティーブン型微小剪刀 (直)
全長 13cm ステンレス鋼製

03-002-02

スティーブン型微小剪刀 (反)
全長 13cm ステンレス鋼製

03-002-15

形成剪刀
全長 13cm ステンレス鋼製

04-001-30



03-001-39



04-001-30

形成抜糸剪刀 11.5cm
全長 11.5cm ステンレス鋼製

03-001-39

田島式 直角鉗子
全長 12cm ステンレス鋼製

ビニールテープあるいは
ゴムテープなどで神経を包む際に
しっかりと挟むことができます。



04-001-28

15cm物差 (ステンレス)

※非医療機器

形成外科手術器械

04-001-13



04-001-14



04-001-15



04-001-16



09-060-00



09-063-00



04-001-13

両尖剪刀 直 10.5cm

ステンレス鋼製
全長 10.5cm

04-001-14

両尖剪刀 反 10.5cm

ステンレス鋼製
全長 10.5cm

04-001-15

小形成剪刀 直 10cm

ステンレス鋼製
全長 10cm

04-001-16

小形成剪刀 反 10cm

ステンレス鋼製
全長 10cm

09-070-00



09-080-00



09-060-00

メーヨー式剪刀 直型 14cm 螺子止

ステンレス鋼製

09-063-00

メーヨー式剪刀 反型 14cm 螺子止

ステンレス鋼製

09-070-00

メッツェンバウム剪刀 直 16cm 螺子止

ステンレス鋼製

09-080-00

メッツェンバウム剪刀 反 16cm 螺子止

ステンレス鋼製

ステンレス鋼製

ギプス剪刀 開排器

05-005-00



05-005-00
包帯剪刀

ステンレス鋼製
全長 15cm

05-010-01



05-010-01
ベルグマン氏ギプス剪刀 大 23cm

ステンレス鋼製

05-010-02



05-010-02
ベルグマン氏ギプス剪刀 小 20cm

ステンレス鋼製

05-013-00



05-013-00
三弁式ギプス開排器


ステンレス鋼製
全長 22cm

体内固定用関連器具


01-527-01

プレス型プレート曲器


ステンレス鋼/アルミ合金製



01-527-01



曲溝台




(浅溝)



(深溝)

購入不可: レンタル機器専用品

01-055-00



01-208-00



01-209-00



01-055-00

髓内釘打込抜取器

01-208-00

熊大式ステープル打込器

01-209-00

改良ステープル打込器

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分 類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|
| 01-001-22 | 4946329000238 | チャックハンドル | 13B1X00306 | - | - | 3 |
| 01-015-00 | 4946329000481 | Z型骨錐 (ドリル付) | 13B1X00306G01217 | Z型骨錐 | I | 4 |
| 01-016-00 | 4946329000498 | M式骨錐(ドリル付) | 13B1X00306G01218 | M式骨錐 | I | 4 |
| 01-018-01 | 4946329000511 | ショートドリル 1.7φ 長さ60mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-018-02 | 4946329000528 | ショートドリル 2.0φ 長さ60mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-018-03 | 4946329000535 | ショートドリル 2.5φ 100mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-018-04 | 4946329000542 | ショートドリル 2.8φ 100mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-018-05 | 4946329000559 | ショートドリル 3.0φ 100mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-018-06 | 4946329000566 | ショートドリル 3.2φ 100mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-018-07 | 4946329000573 | ショートドリル 3.5φ 100mm | 13B1X00306G01391 | ショートドリル | I | 4 |
| 01-019-01 | 4946329000580 | ロングドリル 2.5φ 150mm | 13B1X00306G01392 | ロングドリル | I | 4 |
| 01-019-02 | 4946329000597 | ロングドリル 2.8φ 150mm | 13B1X00306G01392 | ロングドリル | I | 4 |
| 01-019-03 | 4946329000603 | ロングドリル 3.0φ 150mm | 13B1X00306G01392 | ロングドリル | I | 4 |
| 01-019-04 | 4946329000610 | ロングドリル 3.2φ 150mm | 13B1X00306G01392 | ロングドリル | I | 4 |
| 01-019-05 | 4946329000627 | ロングドリル 3.5φ 150mm | 13B1X00306G01392 | ロングドリル | I | 4 |
| 01-019-06 | 4946329000634 | ロングドリル 4.5φ 150mm | 13B1X00306G01392 | ロングドリル | I | 4 |
| 01-022-01 | 4946329000658 | ボルシャルト緊張弓 大 | 13B1X00306G01219 | ボルシャルト緊張弓 | I | 5 |
| 01-022-02 | 4946329000665 | ボルシャルト緊張弓 中 | 13B1X00306G01219 | ボルシャルト緊張弓 | I | 5 |
| 01-022-03 | 4946329000672 | ボルシャルト緊張弓 小 | 13B1X00306G01219 | ボルシャルト緊張弓 | I | 5 |
| 01-023-01 | 4946329000689 | 神中氏改良緊張弓 大 | 13B1X00306G01220 | 神中氏改良緊張弓 | I | 5 |
| 01-023-02 | 4946329000696 | 神中氏改良緊張弓 中 | 13B1X00306G01220 | 神中氏改良緊張弓 | I | 5 |
| 01-023-03 | 4946329000702 | 神中氏改良緊張弓 小 | 13B1X00306G01220 | 神中氏改良緊張弓 | I | 5 |
| 01-023-04 | 4946329000719 | 鋼線緊張器 | 13B1X00306G01221 | 鋼線緊張器 | I | 5 |
| 01-023-05 | 4946329000726 | 鋼線緊張器用 ボックスレンチ | 13B1X00306G01222 | 鋼線緊張器用ボックスレンチ | I | 5 |
| 01-026-01 | 4946329000740 | 鋼線固定皿 (4枚入) | 13B1X00306G01224 | 鋼線固定皿 | I | 5 |
| 01-027-01 | 4946329000757 | 鋼線固定螺子 (4ヶ入) | 13B1X00306G01225 | 鋼線固定螺子 | I | 5 |
| 01-028-00 | 4946329000764 | 緊張弓牽引鈎 | 13B1X00306G01226 | 緊張弓牽引鈎 | I | 5 |
| 01-055-00 | 4946329004229 | 髓内釘打込抜き器 | 13B1X00306G00932 | 髓内釘打込抜き器 | I | 61 |
| 01-061-00 | 4946329004311 | 鋼線キャップ固定鉗子 | 13B1X00306G00933 | 鋼線キャップ固定鉗子 | I | 2 |
| 01-061-01 | 4946329004328 | キルシュナーワンタッチキャップ 径1.5 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-061-02 | 4946329004335 | キルシュナーワンタッチキャップ 径2.0 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-061-03 | 4946329004342 | キルシュナーワンタッチキャップ 径2.4 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-061-04 | 4946329004359 | キルシュナーワンタッチキャップ 径3.0 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-063-21 | 4946329004410 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-22 | 4946329004427 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.2×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-23 | 4946329004434 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.5×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-24 | 4946329004441 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-25 | 4946329004458 | キルシュナー鋼線 片尖 φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-26 | 4946329004465 | キルシュナー鋼線 片尖 φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-27 | 4946329004472 | キルシュナー鋼線 片尖 φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 01-063-31 | 4946329004489 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ2.0×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-32 | 4946329004496 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ2.4×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-33 | 4946329004502 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ3.0×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-063-34 | 4946329004519 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ4.0×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-064-50 | 4946329264302 | キルシュナー鋼線ゲージ | - | - | - | 1 |
| 01-065-11 | 4946329004557 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-065-12 | 4946329004564 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.2×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-065-13 | 4946329004571 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.5×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-065-14 | 4946329004588 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-065-15 | 4946329004595 | キルシュナー鋼線 両尖 φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-065-16 | 4946329004601 | キルシュナー鋼線 両尖 φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-065-17 | 4946329004618 | キルシュナー鋼線 両尖 φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-10 | 4946329007237 | キルシュナー鋼線 片尖 φ0.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-11 | 4946329007244 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-12 | 4946329007251 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.2×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-13 | 4946329007268 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-14 | 4946329007275 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.5×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-15 | 4946329007282 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.6×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-16 | 4946329007299 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-17 | 4946329007305 | キルシュナー鋼線 片尖 φ2.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-18 | 4946329007312 | キルシュナー鋼線 片尖 φ2.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-50 | 4946329007329 | キルシュナー鋼線 片尖 φ0.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-53 | 4946329007336 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-55 | 4946329007343 | キルシュナー鋼線 片尖 φ1.6×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-130-60 | 4946329007350 | キルシュナー鋼線 片尖 φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-00 | 4946329088724 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ0.7×100mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-01 | 4946329088731 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ0.8×100mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-02 | 4946329088748 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.0×100mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-03 | 4946329088755 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.2×100mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-04 | 4946329088762 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.5×100mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-10 | 4946329007367 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ0.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-11 | 4946329007374 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-12 | 4946329007381 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.2×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-13 | 4946329007398 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-14 | 4946329007404 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.5×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-15 | 4946329007411 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.6×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-16 | 4946329007428 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-17 | 4946329007435 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ2.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-18 | 4946329007442 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ2.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-50 | 4946329007459 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ0.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 01-131-51 | 4946329007466 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-52 | 4946329007473 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.2×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-53 | 4946329007480 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-54 | 4946329007497 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.5×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-55 | 4946329007503 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.6×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-56 | 4946329007510 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ1.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-57 | 4946329007527 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-58 | 4946329007534 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-59 | 4946329007541 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-131-60 | 4946329007558 | キルシュナー鋼線 片尖片穴 φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-02 | 4946329088779 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.0×120mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-03 | 4946329088786 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.2×120mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-05 | 4946329088793 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.5×120mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-10 | 4946329007565 | キルシュナー鋼線 両尖 φ0.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-11 | 4946329007572 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-12 | 4946329007589 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.2×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-13 | 4946329007596 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-14 | 4946329007602 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.5×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-15 | 4946329007619 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.6×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-16 | 4946329007626 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-17 | 4946329007633 | キルシュナー鋼線 両尖 φ2.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-18 | 4946329007640 | キルシュナー鋼線 両尖 φ2.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-50 | 4946329007657 | キルシュナー鋼線 両尖 φ0.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-53 | 4946329007664 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-55 | 4946329007671 | キルシュナー鋼線 両尖 φ1.6×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-60 | 4946329007688 | キルシュナー鋼線 両尖 φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 1 |
| 01-132-80 | 4946329088809 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ0.7×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-81 | 4946329088816 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ0.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-82 | 4946329088823 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ1.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-83 | 4946329088830 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ1.2×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-84 | 4946329088847 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ1.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-85 | 4946329088854 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ1.5×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-86 | 4946329088861 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ1.6×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-87 | 4946329088878 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ1.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-88 | 4946329088885 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-89 | 4946329088892 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-90 | 4946329088908 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-132-91 | 4946329088915 | キルシュナー鋼線 両尖片穴 φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-10 | 4946329007695 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ0.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-11 | 4946329007701 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |

商品コード 索引



| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 01-133-12 | 4946329007718 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.2×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-13 | 4946329007725 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-14 | 4946329007732 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.5×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-15 | 4946329007749 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.6×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-16 | 4946329007756 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.8×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-17 | 4946329007763 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ2.0×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-18 | 4946329007770 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ2.4×150mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-50 | 4946329007787 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ0.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-51 | 4946329007794 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-52 | 4946329007800 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.2×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-53 | 4946329007817 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-54 | 4946329007824 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.5×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-55 | 4946329007831 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.6×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-56 | 4946329007848 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ1.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-57 | 4946329007855 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-58 | 4946329007862 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-59 | 4946329007879 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-133-60 | 4946329007886 | キルシュナー鋼線 両尖両穴 φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-134-56 | 4946329088922 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3 c m φ1.8×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-134-57 | 4946329007893 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3 c m φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-134-58 | 4946329007909 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3 c m φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-134-59 | 4946329007916 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3 c m φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-134-60 | 4946329007923 | キルシュナー鋼線 ネジ付 3 c m φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-37 | 4946329007930 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ2.0×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-38 | 4946329007947 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ2.4×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-39 | 4946329007954 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ3.0×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-40 | 4946329007961 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ4.0×230mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-57 | 4946329007978 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ2.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-58 | 4946329007985 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ2.4×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-59 | 4946329007992 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ3.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-135-60 | 4946329008005 | キルシュナー鋼線 全ネジ φ4.0×300mm | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-10 | 4946329008012 | キルシュナーワンタッチキャップ φ0. 8 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-11 | 4946329008029 | キルシュナーワンタッチキャップ φ1. 0 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-12 | 4946329008036 | キルシュナーワンタッチキャップ φ1. 2 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-13 | 4946329008043 | キルシュナーワンタッチキャップ φ1. 4 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-15 | 4946329008050 | キルシュナーワンタッチキャップ φ1. 6 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-16 | 4946329008067 | キルシュナーワンタッチキャップ φ1. 8 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-138-20 | 4946329008074 | キルシュナーワンタッチキャップ φ4. 0 5個入 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 01-175-00 | 4946329009217 | N型ピンチャック | 13B1X00306G00764 | N型ピンチャック | I | 3 |
| 01-208-00 | 4946329010107 | 熊大式ステーブル 打込器 | 13B1X00306G00896 | 熊大式ステーブル打込器 | I | 61 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 01-209-00 | 4946329010114 | 改良ステーブル打込器 | 13B1X00306G00897 | 改良ステーブル打込器 | I | 61 |
| 01-220-01 | 4946329010138 | ランボット鋼線0.5×300 10本入 | 14600BZZ00243000 | ランボット氏緊締鋼線 | III | 3 |
| 01-220-02 | 4946329010145 | ランボット鋼線0.7×300 10本入 | 14600BZZ00243000 | ランボット氏緊締鋼線 | III | 3 |
| 01-220-03 | 4946329010152 | ランボット鋼線0.9×300 10本入 | 14600BZZ00243000 | ランボット氏緊締鋼線 | III | 3 |
| 01-226-20 | 4946329109849 | スーチャーワイヤー#20 0.91mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-226-21 | 4946329109856 | スーチャーワイヤー#22 0.71mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-226-22 | 4946329109863 | スーチャーワイヤー#24 0.55mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-226-23 | 4946329109887 | スーチャーワイヤー#34 0.23mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-226-24 | 4946329109900 | スーチャーワイヤー#36 0.19mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-226-25 | 4946329109924 | スーチャーワイヤー#38 0.15mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-226-26 | 4946329109948 | スーチャーワイヤー#40 0.12mm 5m巻 | 14600BZZ00244000 | スーチャーワイヤー | III | 3 |
| 01-235-10 | 4946329140439 | 米式ワイヤーカッター兼プライヤーSS製 | 13B1X00306G01403 | 米式ワイヤーカッター兼プライヤー SS製 | I | 6 |
| 01-236-11 | 4946329213942 | M式ワイヤーカッター兼プライヤー 溝入りB | 13B1X00306G10488 | M式ワイヤーカッター兼プライヤー 溝入りB | I | 6 |
| 01-237-20 | 4946329010435 | ミズホ二連関節ピンカッター | 13B1X00306G00606 | ミズホ二連関節ピンカッター | I | 6 |
| 01-238-10 | 4946329010442 | ワイヤーカッター兼プライヤー超硬刃付21cm | 13B1X00306G00607 | ワイヤーカッター兼プライヤー超硬刃付21cm | I | 6 |
| 01-239-10 | 4946329010459 | ワイヤーカッター(ステンレス製) | 13B1X00306Y10014 | ワイヤーカッター | I | 6 |
| 01-240-00 | 4946329010466 | ピンカッター | 13B1X00306G00609 | ピンカッター | I | 6 |
| 01-241-10 | 4946329149050 | 強力ピンカッター(ハンドル着脱式)全長57CM | 13B1X00306Y10006 | 強力ピンカッター | I | 6 |
| 01-243-01 | 4946329010480 | ローマン氏骨保持器 大 | 13B1X00306G00770 | ローマン氏骨保持器 | I | 10 |
| 01-243-02 | 4946329010497 | ローマン氏骨保持器 小 | 13B1X00306G00770 | ローマン氏骨保持器 | I | 10 |
| 01-244-01 | 4946329010503 | 清水氏改良骨保持器 A | 13B1X00306G00771 | 清水氏改良骨保持器 | I | 10 |
| 01-244-02 | 4946329010510 | 清水氏改良骨保持器 B | 13B1X00306G00771 | 清水氏改良骨保持器 | I | 10 |
| 01-244-03 | 4946329010527 | 清水氏改良骨保持器 C | 13B1X00306G00771 | 清水氏改良骨保持器 | I | 10 |
| 01-244-04 | 4946329010534 | 清水氏改良骨保持器 D | 13B1X00306G00771 | 清水氏改良骨保持器 | I | 10 |
| 01-248-00 | 4946329010558 | レーン型骨把持鉗子 直 | 13B1X00306H00042 | レーン型骨把持鉗子 | I | 10 |
| 01-249-00 | 4946329010565 | レーン型骨把持鉗子 側彎 | 13B1X00306H00042 | レーン型骨把持鉗子 | I | 10 |
| 01-250-00 | 4946329010572 | 小骨把持鉗子 | 13B1X00306G00774 | 小骨把持鉗子 | I | 10 |
| 01-258-00 | 4946329010596 | 四爪鉤骨鉗子 | 13B1X00306H00086 | 爪鉤骨鉗子 | I | 10 |
| 01-259-00 | 4946329010602 | 八爪鉤骨鉗子 | 13B1X00306H00086 | 爪鉤骨鉗子 | I | 10 |
| 01-300-01 | 4946329010688 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.1 直 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-02 | 4946329010695 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.1 反 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-03 | 4946329010701 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.2 直 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-04 | 4946329010718 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.2 反 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-05 | 4946329010725 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.3 直 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-06 | 4946329010732 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.3 反 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-07 | 4946329010749 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.4 直 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-300-08 | 4946329010756 | リウエル氏丸のみ鉗子 No.4 反 | 13B1X00306G00332 | リウエル丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-301-01 | 4946329010763 | 小型丸のみ鉗子 反型 A | 13B1X00306G00333 | 小型丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-301-02 | 4946329010770 | 小型丸のみ鉗子 反型 B | 13B1X00306G00333 | 小型丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-301-03 | 4946329010787 | 小型丸のみ鉗子 反型 C | 13B1X00306G00333 | 小型丸のみ鉗子 | I | 12 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分 類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| 01-303-01 | 4946329010794 | リウエル氏二連関節丸のみ鉗子 A | 13B1X00306G00334 | リウエル二連関節丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-303-02 | 4946329010800 | リウエル氏二連関節丸のみ鉗子 B | 13B1X00306G00334 | リウエル二連関節丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-304-01 | 4946329010817 | ザウエルブルフ氏二連関節丸のみ鉗子 A | 13B1X00306G00335 | ザウエルブルフ二連関節丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-304-02 | 4946329010824 | ザウエルブルフ氏二連関節丸のみ鉗子 B | 13B1X00306G00335 | ザウエルブルフ二連関節丸のみ鉗子 | I | 12 |
| 01-305-01 | 4946329010831 | リウエル氏側彎二連関節丸のみ鉗子 A | 13B1X00306G00336 | リウエル氏側彎二連関節丸のみ鉗子 | I | 11 |
| 01-305-02 | 4946329010848 | リウエル氏側彎二連関節丸のみ鉗子 B | 13B1X00306G00336 | リウエル氏側彎二連関節丸のみ鉗子 | I | 11 |
| 01-306-00 | 4946329010855 | 前田・岩原氏二連関節丸のみ鉗子 反 | 13B1X00306G00343 | 前田・岩原氏二連関節丸のみ鉗子 | I | 11 |
| 01-307-00 | 4946329010862 | ヤンゼン氏丸のみ鉗子 | 13B1X00306G00338 | ヤンゼン氏丸のみ鉗子 | I | 11 |
| 01-308-00 | 4946329010879 | 細型二連関節丸のみ鉗子 18cm | 13B1X00306G00339 | 細型二連関節丸のみ鉗子 | I | 11 |
| 01-351-01 | 4946329011005 | クレゴ型骨膜剥離子 強彎 大 | 13B1X00306H00089 | クレゴ型骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-351-02 | 4946329011012 | クレゴ型骨膜剥離子 強彎 中 | 13B1X00306H00089 | クレゴ型骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-351-03 | 4946329011029 | クレゴ型骨膜剥離子 強彎 小 | 13B1X00306H00089 | クレゴ型骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-351-04 | 4946329011036 | クレゴ型骨膜剥離子 弱彎 大 | 13B1X00306H00089 | クレゴ型骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-351-05 | 4946329011043 | クレゴ型骨膜剥離子 弱彎 中 | 13B1X00306H00089 | クレゴ型骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-351-06 | 4946329011050 | クレゴ型骨膜剥離子 弱彎 小 | 13B1X00306H00089 | クレゴ型骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-353-01 | 4946329011067 | ランゲンバック氏骨膜起子 A | 13B1X00306H00004 | ランゲンバック氏骨膜起子 | I | 7 |
| 01-353-02 | 4946329011074 | ランゲンバック氏骨膜起子 B | 13B1X00306H00004 | ランゲンバック氏骨膜起子 | I | 7 |
| 01-353-03 | 4946329011081 | ランゲンバック氏骨膜起子 C | 13B1X00306H00004 | ランゲンバック氏骨膜起子 | I | 7 |
| 01-357-00 | 4946329011111 | ランゲンバック氏骨膜剥離子 直角型 | 13B1X00306H00048 | ランゲンバック氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-358-00 | 4946329011128 | ランゲンバック氏骨膜剥離子 微彎型 | 13B1X00306H00048 | ランゲンバック氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-359-01 | 4946329011135 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 直型 大 | 13B1X00306H00049 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-359-02 | 4946329011142 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 直型 中 | 13B1X00306H00049 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-359-03 | 4946329011159 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 直型 小 | 13B1X00306H00049 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-359-04 | 4946329011166 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 反型 大 | 13B1X00306H00049 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-359-05 | 4946329011173 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 反型 中 | 13B1X00306H00049 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-359-06 | 4946329011180 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 反型 小 | 13B1X00306H00049 | ファラポイフ氏骨膜剥離子 | I | 7 |
| 01-361-01 | 4946329011197 | 本島氏両頭骨膜剥離子 大 21cm | 13B1X00306H00050 | 本島氏両頭骨膜剥離子 | I | 8 |
| 01-361-02 | 4946329011203 | 本島氏両頭骨膜剥離子 小 14cm | 13B1X00306H00050 | 本島氏両頭骨膜剥離子 | I | 8 |
| 01-364-00 | 4946329011210 | 骨鋸 | 13B1X00306G00600 | 骨鋸 | I | 9 |
| 01-368-00 | 4946329011272 | 201型レトラクター | 13B1X00306G00537 | 201型レトラクター | I | 11 |
| 01-371-01 | 4946329011289 | 改良型レトラクター A | 13B1X00306H00051 | 改良型レトラクター | I | 11 |
| 01-371-02 | 4946329011296 | 改良型レトラクター B | 13B1X00306H00051 | 改良型レトラクター | I | 11 |
| 01-371-03 | 4946329011302 | 改良型レトラクター C | 13B1X00306H00051 | 改良型レトラクター | I | 11 |
| 01-372-01 | 4946329011326 | ホーマン鉤 A | 13B1X00306G00257 | ホーマン鉤 | I | 9 |
| 01-372-02 | 4946329011333 | ホーマン鉤 B | 13B1X00306G00257 | ホーマン鉤 | I | 9 |
| 01-372-03 | 4946329011340 | ホーマン鉤 C | 13B1X00306G00257 | ホーマン鉤 | I | 9 |
| 01-372-04 | 4946329011357 | ホーマン鉤 D | 13B1X00306G00257 | ホーマン鉤 | I | 9 |
| 01-381-01 | 4946329011371 | シエーデ氏骨鋭匙 No.000 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-02 | 4946329011388 | シエーデ氏骨鋭匙 No.00 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-03 | 4946329011395 | シエーデ氏骨鋭匙 No.0 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 01-381-04 | 4946329011401 | シエーデ氏骨鋭匙 No.1 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-05 | 4946329011418 | シエーデ氏骨鋭匙 No.2 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-06 | 4946329011425 | シエーデ氏骨鋭匙 No.3 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-07 | 4946329011432 | シエーデ氏骨鋭匙 No.4 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-08 | 4946329011449 | シエーデ氏骨鋭匙 No.5 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-381-09 | 4946329011456 | シエーデ氏骨鋭匙 No.6 | 13B1X00306G00233 | シエーデ氏骨鋭匙 | I | 20 |
| 01-386-01 | 4946329011487 | ホルクマン氏両頭鋭匙 A | 13B1X00306G00234 | ホルクマン氏両頭鋭匙 | I | 20 |
| 01-386-02 | 4946329011494 | ホルクマン氏両頭鋭匙 B | 13B1X00306G00234 | ホルクマン氏両頭鋭匙 | I | 20 |
| 01-388-00 | 4946329011555 | 整形外科のみ 両刃 3mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-01 | 4946329011562 | 整形外科のみ 両刃 4mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-02 | 4946329011579 | 整形外科のみ 両刃 6mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-03 | 4946329011586 | 整形外科のみ 両刃 8mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-04 | 4946329011593 | 整形外科のみ 両刃 10mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-05 | 4946329011609 | 整形外科のみ 両刃 12mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-06 | 4946329011616 | 整形外科のみ 両刃 15mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-07 | 4946329011623 | 整形外科のみ 両刃 20mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-08 | 4946329011630 | 整形外科のみ 両刃 25mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-09 | 4946329011647 | 整形外科のみ 両刃 30mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-10 | 4946329011654 | 整形外科のみ 両刃 40mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 13 |
| 01-388-19 | 4946329011661 | 整形外科のみ 片刃 3mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-20 | 4946329011678 | 整形外科のみ 片刃 4mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-21 | 4946329011685 | 整形外科のみ 片刃 6mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-22 | 4946329011692 | 整形外科のみ 片刃 8mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-23 | 4946329011708 | 整形外科のみ 片刃 10mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-24 | 4946329011715 | 整形外科のみ 片刃 12mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-25 | 4946329011722 | 整形外科のみ 片刃 15mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-26 | 4946329011739 | 整形外科のみ 片刃 20mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-30 | 4946329011746 | 整形外科のみ 溝刃 3mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-31 | 4946329011753 | 整形外科のみ 溝刃 4mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-32 | 4946329011760 | 整形外科のみ 溝刃 6mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-33 | 4946329011777 | 整形外科のみ 溝刃 8mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-34 | 4946329011784 | 整形外科のみ 溝刃 10mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-35 | 4946329011791 | 整形外科のみ 溝刃 12mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-36 | 4946329011807 | 整形外科のみ 溝刃 15mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-388-37 | 4946329011814 | 整形外科のみ 溝刃 20mm (ベーク柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 14 |
| 01-393-01 | 4946329011821 | 京大手術のみ 両刃状 1A 20mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-02 | 4946329011838 | 京大手術のみ 片刃状 2B 20mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-03 | 4946329011845 | 京大手術のみ 両刃状 3A 15mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-04 | 4946329011852 | 京大手術のみ 片刃状 4B 15mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-05 | 4946329011869 | 京大手術のみ 両刃状 5A 10mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分 類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| 01-393-06 | 4946329011876 | 京大手術のみ 片刃状 6B 10mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-07 | 4946329011883 | 京大手術のみ 両刃状 7A 7mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-08 | 4946329011890 | 京大手術のみ 片刃状 8B 7mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-09 | 4946329011906 | 京大手術のみ 両刃状 9A 5mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-10 | 4946329011913 | 京大手術のみ 片刃状 10B 5mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-11 | 4946329011920 | 京大手術のみ 両刃状 11A 4mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-12 | 4946329011937 | 京大手術のみ 片刃状 12B 4mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-13 | 4946329011944 | 京大手術のみ 両刃状 13A 3mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-14 | 4946329011951 | 京大手術のみ 片刃状 14B 3mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-15 | 4946329011968 | 京大手術のみ 両刃反型 15C 5mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-393-16 | 4946329011975 | 京大手術のみ 両刃反型 16C 3mm | 13B1X00306G00501 | 京大式手術のみ | I | 20 |
| 01-396-00 | 4946329012033 | 整形外科のみ 両刃 3mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-01 | 4946329012040 | 整形外科のみ 両刃 4mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-02 | 4946329012057 | 整形外科のみ 両刃 6mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-03 | 4946329012064 | 整形外科のみ 両刃 8mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-04 | 4946329012071 | 整形外科のみ 両刃 10mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-05 | 4946329012088 | 整形外科のみ 両刃 12mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-06 | 4946329012095 | 整形外科のみ 両刃 15mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-07 | 4946329012101 | 整形外科のみ 両刃 20mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-08 | 4946329012118 | 整形外科のみ 両刃 25mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-09 | 4946329012125 | 整形外科のみ 両刃 30mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-10 | 4946329012132 | 整形外科のみ 両刃 40mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 15 |
| 01-396-19 | 4946329012149 | 整形外科のみ 片刃 3mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-20 | 4946329012156 | 整形外科のみ 片刃 4mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-21 | 4946329012163 | 整形外科のみ 片刃 6mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-22 | 4946329012170 | 整形外科のみ 片刃 8mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-23 | 4946329012187 | 整形外科のみ 片刃 10mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-24 | 4946329012194 | 整形外科のみ 片刃 12mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-25 | 4946329012200 | 整形外科のみ 片刃 15mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-26 | 4946329012217 | 整形外科のみ 片刃 20mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-30 | 4946329012224 | 整形外科のみ 溝刃 3mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-31 | 4946329012231 | 整形外科のみ 溝刃 4mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-32 | 4946329012248 | 整形外科のみ 溝刃 6mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-33 | 4946329012255 | 整形外科のみ 溝刃 8mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-34 | 4946329012262 | 整形外科のみ 溝刃 10mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-35 | 4946329012279 | 整形外科のみ 溝刃 12mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-36 | 4946329012286 | 整形外科のみ 溝刃 15mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-37 | 4946329012293 | 整形外科のみ 溝刃 20mm (金属柄) | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 16 |
| 01-396-40 | 4946329012309 | 整形外科のみ 関節整形 6mm 金属柄 | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 17 |
| 01-396-42 | 4946329012323 | 整形外科のみ 関節整形 12mm 金属柄 | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 17 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01-396-43 | 4946329012330 | 整形外科のみ 関節整形 2.4mm 金属柄 | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 17 |
| 01-396-44 | 4946329012347 | 整形外科のみ 関節整形 1.9mm 金属柄 2.4°曲 | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 17 |
| 01-396-45 | 4946329012354 | 整形外科のみ 関節整形 1.9mm 金属柄 1.8°曲 | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 17 |
| 01-396-46 | 4946329012361 | 整形外科のみ 関節整形 1.9mm 金属柄 7°曲 | 13B1X00306G00500 | ミズホ整形外科のみ | I | 17 |
| 01-399-01 | 4946329012385 | 田川式臼蓋骨切術用のみ A 1.5mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-02 | 4946329012392 | 田川式臼蓋骨切術用のみ A 2.0mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-03 | 4946329012408 | 田川式臼蓋骨切術用のみ B 1.5mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-04 | 4946329012415 | 田川式臼蓋骨切術用のみ B 2.0mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-05 | 4946329012422 | 田川式臼蓋骨切術用のみ C 1.5mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-06 | 4946329012439 | 田川式臼蓋骨切術用のみ C 2.0mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-07 | 4946329012446 | 田川式臼蓋骨切術用のみ D 1.5mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-08 | 4946329012453 | 田川式臼蓋骨切術用のみ D 2.0mm | 13B1X00306G00502 | 田川式臼蓋骨切術用のみ | I | 17 |
| 01-399-09 | 4946329012460 | 田川式臼蓋骨切術用 クサビ 1.7cm | 13B1X00306G00503 | 田川式臼蓋骨切術用クサビ | I | 17 |
| 01-412-01 | 4946329012484 | ステンレスハンマー 大 | 13B1X00306G10944 | ステンレスハンマー | I | 21 |
| 01-412-02 | 4946329012491 | ステンレスハンマー 小 | 13B1X00306G10944 | ステンレスハンマー | I | 21 |
| 01-413-01 | 4946329012507 | ナイロンハンマー 大 | 13B1X00306H00016 | ナイロンハンマー | I | 21 |
| 01-413-02 | 4946329012514 | ナイロンハンマー 小 | 13B1X00306H00016 | ナイロンハンマー | I | 21 |
| 01-416-01 | 4946329012538 | 骨片打込器 大 | 13B1X00306G00960 | 骨片打込器 | I | 21 |
| 01-416-02 | 4946329012545 | 骨片打込器 小 | 13B1X00306G00960 | 骨片打込器 | I | 21 |
| 01-440-01 | 4946329012606 | 改良型動脈止血器 Aセット | 13B1X00306 | 改良型動脈止血器 | - | 22 |
| 01-440-02 | 4946329012613 | 改良型動脈止血器 Bセット | 13B1X00306 | 改良型動脈止血器 | - | 22 |
| 01-440-03 | 4946329012620 | 改良型動脈止血器 C | 13B1X00306 | 改良型動脈止血器 | - | 22 |
| 01-440-06 | 4946329012637 | 動脈止血器用メーター | 13B1X00306G00019 | 動脈止血器用メーター | I | 22 |
| 01-440-07 | 4946329012644 | 動脈止血器用送気ポンプ | 13B1X00306G00020 | 動脈止血器用送気ポンプ | I | 22 |
| 01-448-04 | 4946329320435 | MT-900シリーズ用シングルカフNo.4 80 x 550 mm | 13B1X00306N10297 | MT-900シリーズ用カフ | I | 22 |
| 01-448-05 | 4946329320442 | MT-900シリーズ用シングルカフNo.5 80 x 720 mm | 13B1X00306N10297 | MT-900シリーズ用カフ | I | 22 |
| 01-521-00 | 4946329015065 | ハンドチャック | 13B1X00306G00765 | ハンドチャック | I | 3 |
| 01-527-01 | 4946329015072 | プレス型プレート曲器 | - | - | - | 61 |
| 02-001-00 | 4946329037012 | 万能ラミネクトミー開創器 | 13B1X00306G00682 | 万能ラミネクトミー開創器 | I | 23 |
| 02-003-00 | 4946329037029 | 河野式開創器 | 13B1X00306H00148 | 河野式開創器 | I | 23 |
| 02-004-01 | 4946329037036 | アドソン開創器 A 直型 | 13B1X00306G00684 | アドソン開創器 | I | 24 |
| 02-004-02 | 4946329037043 | アドソン開創器 B アングル型 大 | 13B1X00306G00684 | アドソン開創器 | I | 24 |
| 02-004-03 | 4946329037050 | アドソン開創器 C アングル型 小 | 13B1X00306G00684 | アドソン開創器 | I | 24 |
| 02-005-00 | 4946329037067 | 京大型脊椎開創器 | 13B1X00306H00150 | 京大型脊椎開創器 | I | 23 |
| 02-007-01 | 4946329037074 | ベックマンアドソン型自在開創器 大直 | 13B1X00306G00686 | ベックマン・アドソン型自在開創器 | I | 24 |
| 02-007-02 | 4946329037081 | ベックマンアドソン型自在開創器 小直 | 13B1X00306G00686 | ベックマン・アドソン型自在開創器 | I | 24 |
| 02-008-00 | 4946329037098 | ゲルビー開創器 | 13B1X00306G10893 | ゲルビー開創器 | I | 25 |
| 02-009-01 | 4946329037104 | ゲルビー、ラミネクトミー開創器 大 | 13B1X00306G00688 | ゲルビー・ラミネクトミー開創器 | I | 25 |
| 02-009-02 | 4946329037111 | ゲルビー、ラミネクトミー開創器 小 | 13B1X00306G00688 | ゲルビー・ラミネクトミー開創器 | I | 25 |
| 02-009-03 | 4946329037128 | ゲルビー開創器 小児用 | 13B1X00306G10893 | ゲルビー開創器 | I | 25 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 02-012-01 | 4946329037135 | マーカム・メイヤデング開創器 右 | 13B1X00306G00689 | マーカム・メイヤデング開創器 | I | 24 |
| 02-012-02 | 4946329037142 | マーカム・メイヤデング開創器 左 | 13B1X00306G00689 | マーカム・メイヤデング開創器 | I | 24 |
| 02-014-00 | 4946329037166 | テラー鉤 | 13B1X00306G00260 | テラー鉤 | I | 25 |
| 02-018-01 | 4946329037234 | 水野氏椎体削開鋭匙 直型 No.1 3mm | 13B1X00306G00237 | 水野氏椎体削開鋭匙 | I | 40 |
| 02-018-02 | 4946329037241 | 水野氏椎体削開鋭匙 直型 No.2 4mm | 13B1X00306G00237 | 水野氏椎体削開鋭匙 | I | 40 |
| 02-018-03 | 4946329037258 | 水野氏椎体削開鋭匙 直型 No.3 5mm | 13B1X00306G00237 | 水野氏椎体削開鋭匙 | I | 40 |
| 02-018-04 | 4946329037265 | 水野氏椎体削開鋭匙 反型 No.1 3mm | 13B1X00306G00237 | 水野氏椎体削開鋭匙 | I | 40 |
| 02-018-05 | 4946329037272 | 水野氏椎体削開鋭匙 反型 No.2 4mm | 13B1X00306G00237 | 水野氏椎体削開鋭匙 | I | 40 |
| 02-018-06 | 4946329037289 | 水野氏椎体削開鋭匙 反型 No.3 5mm | 13B1X00306G00237 | 水野氏椎体削開鋭匙 | I | 40 |
| 02-025-01 | 4946329037845 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.1 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-025-02 | 4946329037852 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.2 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-025-03 | 4946329037869 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.3 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-025-04 | 4946329037876 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.4 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-025-05 | 4946329037883 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.5 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-025-06 | 4946329037890 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.6 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-025-07 | 4946329037906 | 脊椎前方除圧叩きん棒 No.7 | 13B1X00306G01291 | 脊椎前方除圧叩きん棒 | I | 43 |
| 02-031-00 | 4946329037982 | 神経根レトラクター | 13B1X00306G10354 | 神経根レトラクター | I | 27 |
| 02-032-01 | 4946329037999 | 新型神経根レトラクター 直 No.1 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-032-02 | 4946329038002 | 新型神経根レトラクター アングル No.2 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-032-03 | 4946329038019 | 新型神経根レトラクター No.3 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-032-04 | 4946329038026 | 新型神経根レトラクター No.4 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-032-05 | 4946329038033 | 新型神経根レトラクター No.5 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-032-06 | 4946329038040 | 新型神経根レトラクター No.6 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-032-07 | 4946329038057 | 新型神経根レトラクター No.7 | 13B1X00306G00541 | 新型神経根レトラクター | I | 26 |
| 02-033-01 | 4946329038064 | 水野氏神経鉤 A | 13B1X00306H00093 | 水野氏神経鉤 | I | 27 |
| 02-035-00 | 4946329038118 | 水野氏両頭骨膜起子 | 13B1X00306H00008 | 水野氏両頭骨膜起子 | I | 27 |
| 02-036-00 | 4946329038125 | 東氏骨膜剥離子 | 13B1X00306H00053 | 東氏骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-037-01 | 4946329038132 | コブ脊椎エレベーター 大 強彎 | 13B1X00306G00543 | コブ脊椎エレベーター | I | 28 |
| 02-037-02 | 4946329038149 | コブ脊椎エレベーター 大 弱彎 | 13B1X00306G00543 | コブ脊椎エレベーター | I | 28 |
| 02-037-03 | 4946329038156 | コブ脊椎エレベーター 中 | 13B1X00306G00543 | コブ脊椎エレベーター | I | 28 |
| 02-037-04 | 4946329038163 | コブ脊椎エレベーター 小 | 13B1X00306G00543 | コブ脊椎エレベーター | I | 28 |
| 02-038-00 | 4946329038170 | 前田・岩原氏骨膜剥離子 | 13B1X00306H00054 | 前田・岩原氏骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-039-00 | 4946329038187 | 京大式両頭骨膜剥離子 | 13B1X00306H00055 | 京大式両頭骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-040-01 | 4946329038194 | 水野氏骨膜剥離子 A 4mm | 13B1X00306H00152 | 水野氏骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-040-02 | 4946329038200 | 水野氏骨膜剥離子 B 6mm | 13B1X00306H00152 | 水野氏骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-040-03 | 4946329038217 | 水野氏骨膜剥離子 C 8mm | 13B1X00306H00152 | 水野氏骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-040-04 | 4946329038224 | 水野氏骨膜剥離子 D 10mm | 13B1X00306H00152 | 水野氏骨膜剥離子 | I | 27 |
| 02-041-01 | 4946329038231 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 直型 No.000 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-02 | 4946329038248 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 直型 No.00 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-03 | 4946329038255 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 直型 No.0 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-041-04 | 4946329038262 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 直型 No.1 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-05 | 4946329038279 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 直型 No.2 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-06 | 4946329038286 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 直型 No.3 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-08 | 4946329038309 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 曲型 No.000 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-09 | 4946329038316 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 曲型 No.00 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-10 | 4946329038323 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 曲型 No.0 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-11 | 4946329038330 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 曲型 No.1 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-12 | 4946329038347 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 曲型 No.2 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-041-13 | 4946329038354 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 曲型 No.3 | 13B1X00306G00238 | 脊椎脊髄手術用鋭匙 | I | 40 |
| 02-046-01 | 4946329038408 | 京大式脚長鋭匙 A 直型 No.1 | 13B1X00306H00095 | 京大式脚長鋭匙 | I | 40 |
| 02-046-02 | 4946329038415 | 京大式脚長鋭匙 A 直型 No.2 | 13B1X00306H00095 | 京大式脚長鋭匙 | I | 40 |
| 02-046-03 | 4946329038422 | 京大式脚長鋭匙 A 直型 No.3 | 13B1X00306H00095 | 京大式脚長鋭匙 | I | 40 |
| 02-046-04 | 4946329038439 | 京大式脚長鋭匙 B 曲型 No.1 | 13B1X00306H00095 | 京大式脚長鋭匙 | I | 40 |
| 02-046-05 | 4946329038446 | 京大式脚長鋭匙 B 曲型 No.2 | 13B1X00306H00095 | 京大式脚長鋭匙 | I | 40 |
| 02-046-06 | 4946329038453 | 京大式脚長鋭匙 B 曲型 No.3 | 13B1X00306H00095 | 京大式脚長鋭匙 | I | 40 |
| 02-047-01 | 4946329038477 | 脊椎前方手術用鋭匙 直 No.000 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-02 | 4946329038484 | 脊椎前方手術用鋭匙 直 No.00 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-03 | 4946329038491 | 脊椎前方手術用鋭匙 直 No.0 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-04 | 4946329038507 | 脊椎前方手術用鋭匙 直 No.1 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-05 | 4946329038514 | 脊椎前方手術用鋭匙 直 No.2 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-06 | 4946329038521 | 脊椎前方手術用鋭匙 直 No.3 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-11 | 4946329038538 | 脊椎前方手術用鋭匙 曲 No.000 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-12 | 4946329038545 | 脊椎前方手術用鋭匙 曲 No.00 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-13 | 4946329038552 | 脊椎前方手術用鋭匙 曲 No.0 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-14 | 4946329038569 | 脊椎前方手術用鋭匙 曲 No.1 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-15 | 4946329038576 | 脊椎前方手術用鋭匙 曲 No.2 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-047-16 | 4946329038583 | 脊椎前方手術用鋭匙 曲 No.3 | 13B1X00306G00240 | 脊椎前方手術用鋭匙 | I | 41 |
| 02-048-01 | 4946329038606 | コブ脊椎手術用のみ 溝直 | 13B1X00306G00507 | コブ脊椎手術用のみ | I | 28 |
| 02-048-02 | 4946329038613 | コブ脊椎手術用のみ 溝彎 | 13B1X00306G00507 | コブ脊椎手術用のみ | I | 28 |
| 02-051-01 | 4946329038668 | 脊椎後方手術用のみ 片刃 5mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-02 | 4946329038675 | 脊椎後方手術用のみ 片刃 8mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-03 | 4946329038682 | 脊椎後方手術用のみ 片刃 12mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-04 | 4946329038699 | 脊椎後方手術用のみ 片刃 16mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-11 | 4946329038705 | 脊椎後方手術用のみ 両刃 5mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-12 | 4946329038712 | 脊椎後方手術用のみ 両刃 8mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-13 | 4946329038729 | 脊椎後方手術用のみ 両刃 12mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-051-14 | 4946329038736 | 脊椎後方手術用のみ 両刃 16mm | 13B1X00306G00509 | 脊椎後方手術用のみ | I | 38 |
| 02-052-01 | 4946329038767 | 脊椎前方手術用のみ 片刃 5mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-02 | 4946329038774 | 脊椎前方手術用のみ 片刃 8mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-03 | 4946329038781 | 脊椎前方手術用のみ 片刃 12mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分 類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|
| 02-052-04 | 4946329038798 | 脊椎前方手術用のみ 片刃 1.6mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-11 | 4946329038804 | 脊椎前方手術用のみ 両刃 5mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-12 | 4946329038811 | 脊椎前方手術用のみ 両刃 8mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-13 | 4946329038828 | 脊椎前方手術用のみ 両刃 1.2mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-14 | 4946329038835 | 脊椎前方手術用のみ 両刃 1.6mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-22 | 4946329038866 | 脊椎前方手術用のみ 溝直 8mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-052-23 | 4946329038873 | 脊椎前方手術用のみ 溝彎 8mm | 13B1X00306G00510 | 脊椎前方手術用のみ | I | 39 |
| 02-053-01 | 4946329038897 | 前田・岩原氏鑷子 A 無鉤 140mm | 13B1X00306G00179 | 前田・岩原氏鑷子 | I | 36 |
| 02-053-02 | 4946329038903 | 前田・岩原氏鑷子 B 1×2鉤 140mm | 13B1X00306G00179 | 前田・岩原氏鑷子 | I | 36 |
| 02-054-01 | 4946329038910 | 東式鑷子 A 無鉤 160mm | 13B1X00306G00180 | 東式鑷子 | I | 36 |
| 02-054-02 | 4946329038927 | 東式鑷子 B 1×2鉤 160mm | 13B1X00306G00180 | 東式鑷子 | I | 36 |
| 02-054-03 | 4946329038934 | 東式鑷子 C 2×3鉤 160mm | 13B1X00306G00180 | 東式鑷子 | I | 36 |
| 02-060-00 | 4946329038958 | クラウゼ氏 硬膜剪刀 | 13B1X00306H00153 | クラウゼ氏 硬膜剪刀 | I | 36 |
| 02-061-01 | 4946329038965 | 硬膜切開剪刀 直型 | 13B1X00306G00124 | 硬膜切開剪刀 | I | 36 |
| 02-061-02 | 4946329038972 | 硬膜切開剪刀 反型 | 13B1X00306G00124 | 硬膜切開剪刀 | I | 36 |
| 02-073-01 | 4946329039030 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 A | 13B1X00306G00341 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 | I | 29 |
| 02-073-02 | 4946329039047 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 B | 13B1X00306G00341 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 | I | 29 |
| 02-073-03 | 4946329039054 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 C | 13B1X00306G00341 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 | I | 29 |
| 02-073-04 | 4946329039061 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 D | 13B1X00306G00341 | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 | I | 29 |
| 02-074-00 | 4946329039078 | 蒲原氏二連関節丸のみ鉗子 | 13B1X00306G00342 | 蒲原氏二連関節丸のみ鉗子 | I | 29 |
| 02-075-00 | 4946329039085 | 前田・岩原氏二連関節丸のみ鉗子 直 | 13B1X00306G00343 | 前田・岩原氏二連関節丸のみ鉗子 | I | 30 |
| 02-076-01 | 4946329039092 | 水野氏二連関節丸のみ鉗子 No.1 | 13B1X00306G00375 | 水野氏二連関節丸のみ鉗子 | I | 30 |
| 02-076-02 | 4946329039108 | 水野氏二連関節丸のみ鉗子 No.2 | 13B1X00306G00375 | 水野氏二連関節丸のみ鉗子 | I | 30 |
| 02-076-03 | 4946329039115 | 水野氏二連関節丸のみ鉗子 No.3 | 13B1X00306G00375 | 水野氏二連関節丸のみ鉗子 | I | 30 |
| 02-080-01 | 4946329039122 | 脊椎前方手術用鋭匙鉗子 直・特大 8×1.6 | 13B1X00306G00376 | 脊椎前方手術用鋭匙鉗子 | I | 42 |
| 02-080-02 | 4946329039139 | 脊椎前方手術用鋭匙鉗子 直・大 6×1.0 | 13B1X00306G00376 | 脊椎前方手術用鋭匙鉗子 | I | 42 |
| 02-080-04 | 4946329039153 | 脊椎前方手術用鋭匙鉗子 直・小 4×8 | 13B1X00306G00376 | 脊椎前方手術用鋭匙鉗子 | I | 42 |
| 02-083-00 | 4946329039221 | 水野氏髄核鋭匙鉗子 | 13B1X00306H00099 | 水野氏髄核鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-01 | 4946329039238 | 椎間板鋭匙鉗子 A型 直 3mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-02 | 4946329039245 | 椎間板鋭匙鉗子 A型 直 4mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-03 | 4946329039252 | 椎間板鋭匙鉗子 A型 上向 3mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-04 | 4946329039269 | 椎間板鋭匙鉗子 A型 上向 4mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-05 | 4946329039276 | 椎間板鋭匙鉗子 B型 直 3mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-06 | 4946329039283 | 椎間板鋭匙鉗子 B型 直 4mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-07 | 4946329039290 | 椎間板鋭匙鉗子 B型 上向 3mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-084-08 | 4946329039306 | 椎間板鋭匙鉗子 B型 上向 4mm | 13B1X00306G00347 | 椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-085-00 | 4946329039320 | 東氏棘状突起切除鉗子 | 13B1X00306G00348 | 東氏棘状突起切除鉗子 | I | 26 |
| 02-086-01 | 4946329039337 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 直 3mm | 13B1X00306H00101 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-086-02 | 4946329039344 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 直 4mm | 13B1X00306H00101 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-086-03 | 4946329039351 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 上向 3mm | 13B1X00306H00101 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02-086-04 | 4946329039368 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 上向4mm | 13B1X00306H00101 | クロワード型椎間板鋭匙鉗子 | I | 31 |
| 02-092-00 | 4946329039412 | 蒲原氏両頭剥離子 | 13B1X00306H00009 | 蒲原氏両頭剥離子 | I | 27 |
| 02-093-01 | 4946329039429 | ケリソン骨パンチ 直角上向 15×2mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-093-02 | 4946329039436 | ケリソン骨パンチ 直角上向 15×3mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-093-03 | 4946329039443 | ケリソン骨パンチ 直角上向 15×4mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-093-04 | 4946329039450 | ケリソン骨パンチ 直角上向 15×5mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-093-05 | 4946329039467 | ケリソン骨パンチ 直角上向 18×3mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-093-06 | 4946329039474 | ケリソン骨パンチ 直角上向 18×4mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-093-07 | 4946329039481 | ケリソン骨パンチ 直角上向 18×5mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-094-01 | 4946329039528 | ケリソン骨パンチ 直角下向 15×3mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-094-02 | 4946329039535 | ケリソン骨パンチ 直角下向 15×4mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-094-03 | 4946329039542 | ケリソン骨パンチ 直角下向 15×5mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-094-04 | 4946329039559 | ケリソン骨パンチ 直角下向 18×3mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-094-05 | 4946329039566 | ケリソン骨パンチ 直角下向 18×4mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-094-06 | 4946329039573 | ケリソン骨パンチ 直角下向 18×5mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-01 | 4946329039580 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×2mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-02 | 4946329039597 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×3mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-03 | 4946329039603 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×4mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-04 | 4946329039610 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×5mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-05 | 4946329039627 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×3mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-06 | 4946329039634 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×4mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-07 | 4946329039641 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×5mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-08 | 4946329039658 | ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×1mm | 13B1X00306G00353 | ケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-095-41 | 4946329195644 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-42 | 4946329195651 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-43 | 4946329195668 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-44 | 4946329195675 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-45 | 4946329195682 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-46 | 4946329195699 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-51 | 4946329195705 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-52 | 4946329195712 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-53 | 4946329195729 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-54 | 4946329195736 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-55 | 4946329195743 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-56 | 4946329195750 | T r i - Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-62 | 4946329195767 | T r i - Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-63 | 4946329195774 | T r i - Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-64 | 4946329195781 | T r i - Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×150 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-72 | 4946329195798 | T r i - Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-095-73 | 4946329195804 | T r i - Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |

商品コード 索引



| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 02-095-74 | 4946329195811 | Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×200 | 13B1X00306G10439 | ケリソン骨パンチ 分解式 | I | 35 |
| 02-096-00 | 4946329039665 | 蒲原式 骨パンチ斜型 20° 15×2mm | 13B1X00306G00354 | 蒲原氏 椎間板ヘルニア彫骨鉗子 | I | 34 |
| 02-098-00 | 4946329039696 | クロワードケリソン骨パンチ斜型 35°上向 3.5×170 | 13B1X00306G00357 | クロワードケリソン骨パンチ | I | 34 |
| 02-100-10 | 4946329089936 | パンチシャフト 2×23 35° | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-100-11 | 4946329089943 | パンチシャフト 3×23 35° | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-100-12 | 4946329089950 | パンチシャフト 4×23 35° | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-100-30 | 4946329088113 | パンチシャフト 2×15 35° | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-100-31 | 4946329088120 | パンチシャフト 3×15 35° | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-100-32 | 4946329088137 | パンチシャフト 4×15 35° | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-100-50 | 4946329088151 | グリップハンドル | 13B1X00306G00360 | ユニバーサルアングルケリソン骨パンチ | I | 33 |
| 02-120-00 | 4946329039924 | GM-98 型脊椎彎曲フレーム | 13B1X00306G10865 | GM-98 型脊椎彎曲フレーム | I | 37 |
| 02-121-00 | 4946329039931 | 脊椎後方手術フレーム | 13B1X00306N10260 | 脊椎後方手術フレーム | I | 37 |
| 02-121-10 | 4946329039948 | カーボン製脊椎後方手術フレーム | 13B1X00306H00187 | カーボン製脊椎後方手術フレーム | I | 37 |
| 02-143-10 | 4946329138993 | ウィルソンフレーム用患者保護キット6個入 (5322) | 13B1X00306N10148 | ウィルソン脊椎手術フレーム | I | 37 |
| 02-143-18 | 4946329039948 | ウィルソンフレーム用患者保護キットP.Vクッション付6個入 (5322PV) | 13B1X00306N10148 | ウィルソン脊椎手術フレーム | I | 37 |
| 02-143-75 | 4946329139266 | 透視テーブル用ウィルソンフレーム 5319G | 13B1X00306N10148 | ウィルソン脊椎手術フレーム | I | 37 |
| 02-143-76 | 4946329139273 | 脊椎テーブル用ウィルソンフレーム 5321G | 13B1X00306N10148 | ウィルソン脊椎手術フレーム | I | 37 |
| 02-143-97 | 4946329319231 | 交換用ウィルソンテンピュールパッドセット (5319-37) | 13B1X00306N10148 | ウィルソン脊椎手術フレーム | I | 37 |
| 03-001-03 | 4946329046045 | 手形板 アルミニウム製 | 13B1X00306G00001 | 手形板 アルミニウム製 | I | 45 |
| 03-001-05 | 4946329046069 | 指牽引ピン SMO製 | 13B1X00306G01034 | 指牽引ピン | I | 45 |
| 03-001-12 | 4946329046137 | 田島式モスキート鉗子 直 無鉤 | 13B1X00306G00390 | モスキート鉗子 | I | 46 |
| 03-001-13 | 4946329046144 | 田島式彎曲モスキート鉗子 | 13B1X00306G00390 | モスキート鉗子 | I | 46 |
| 03-001-14 | 4946329046151 | 形成鑷子 | 13B1X00306G01398 | 形成鑷子 | I | 47 |
| 03-001-15 | 4946329046168 | 田島式組織把持鑷子 12cm | 13B1X00306G00182 | 組織把持鑷子 | I | 47 |
| 03-001-16 | 4946329046175 | 田島式 無鉤鑷子 12cm | 13B1X00306G00183 | 無鉤鑷子 | I | 47 |
| 03-001-18 | 4946329046199 | スティーブン型剪刀 大 160mm | 13B1X00306G00126 | スティーブン型剪刀 | I | 48 |
| 03-001-19 | 4946329046205 | スティーブン型剪刀 小 130mm | 13B1X00306G00126 | スティーブン型剪刀 | I | 48 |
| 03-001-20 | 4946329046212 | 大単鋭鉤 尖端彎曲部細巾5.9mm | 13B1X00306G10418 | 単鋭鉤 | I | 49 |
| 03-001-21 | 4946329046229 | 中単鋭鉤 尖端彎曲部細巾3.3mm | 13B1X00306G10418 | 単鋭鉤 | I | 49 |
| 03-001-22 | 4946329046236 | 小単鋭鉤 尖端彎曲部細巾1.8mm | 13B1X00306G10418 | 単鋭鉤 | I | 49 |
| 03-001-23 | 4946329046243 | 田島式 二爪・筋鉤 | 13B1X00306H00011 | 田島式 筋鉤 | I | 49 |
| 03-001-24 | 4946329046250 | 小筋鉤 | 13B1X00306G00267 | 小筋鉤 | I | 49 |
| 03-001-25 | 4946329046267 | 田島式 三爪・筋鉤 | 13B1X00306H00011 | 田島式 筋鉤 | I | 49 |
| 03-001-26 | 4946329046274 | 田島式 弾性 二爪鉤 | 13B1X00306G00269 | 弾性 二爪鉤 | I | 49 |
| 03-001-27 | 4946329046281 | 田島式 開創器 | 13B1X00306G00690 | 田島式 開創器 | I | 50 |
| 03-001-28 | 4946329046298 | 田島式 把針器 | 13B1X00306G00065 | 田島式 把針器 | I | 50 |
| 03-001-34 | 4946329046359 | 田島式 縫合用 鋼線鉗 | 13B1X00306G10429 | 田島式縫合用鋼線鉗 | I | 50 |
| 03-001-35 | 4946329046366 | 田島式 剪刀付 把針器 | 13B1X00306G00066 | 田島式 剪刀付 把針器 | I | 50 |
| 03-001-36 | 4946329046373 | 田島式 腱鑷子 | 13B1X00306G00185 | 田島式 腱鑷子 | I | 47 |
| 03-001-38 | 4946329046397 | 田島式 腱鉗子 | 13B1X00306H00013 | 田島式 腱鉗子 | I | 50 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 03-001-39 | 4946329046403 | 田島式 直角鉗子 | 13B1X00306G00393 | 田島式 直角鉗子 | I | 58 |
| 03-001-42 | 4946329046434 | 田島式 デバイダー | 13B1X00306G01036 | 田島式 デバイダー | I | 50 |
| 03-001-43 | 4946329046441 | 田島式 大腿誘導鉗子 | 13B1X00306H00105 | 大腿誘導鉗子 | I | 51 |
| 03-001-44 | 4946329046458 | 田島式 小腿誘導鉗子 | 13B1X00306H00105 | 大腿誘導鉗子 | I | 51 |
| 03-001-45 | 4946329046465 | 田島式 腱引き込み鉗子 | 13B1X00306H00156 | 田島式 腱引き込み鉗子 | I | 51 |
| 03-001-46 | 4946329046472 | 田島式 腱誘導子 | 13B1X00306G01037 | 田島式 腱誘導子 | I | 51 |
| 03-001-47 | 4946329046489 | 田島式 扁平腱誘導子 | 13B1X00306G01038 | 田島式 扁平腱誘導子 | I | 51 |
| 03-001-48 | 4946329046496 | 田島式 ワイヤー引抜用錐先 | 13B1X00306G01103 | 田島式 ワイヤー引抜用錐先 | I | 52 |
| 03-001-51 | 4946329046526 | 田島式 ワイヤー結紮ボタン 円形 | 13B1X00306G01285 | 田島式 ワイヤー結紮ボタン | I | 52 |
| 03-001-52 | 4946329046533 | 田島式 単鈍鉤・エレバ | 13B1X00306G00270 | 単鈍鉤・エレバトリウム | I | 53 |
| 03-001-53 | 4946329046540 | 田島式 ピンバイス | 13B1X00306G00766 | 田島式 ピンバイス | I | 52 |
| 03-001-54 | 4946329046557 | 田島式マイクロ剪刀 | 13B1X00306G00128 | マイクロ剪刀 | I | 48 |
| 03-001-55 | 4946329046564 | 田島式マイクロ鑷子 A | 13B1X00306G00187 | マイクロ鑷子 | I | 48 |
| 03-001-56 | 4946329046571 | マイクロ鑷子 B | 13B1X00306G00187 | マイクロ鑷子 | I | 48 |
| 03-001-58 | 4946329046595 | 田島式 ペンチ | 13B1X00306G00769 | 田島式 ペンチ | I | 52 |
| 03-001-59 | 4946329046601 | 田島式 K鋼線カッター | 13B1X00306G00612 | 田島式 K鋼線カッター | I | 52 |
| 03-001-60 | 4946329046618 | 田島式 エレバ・ラスパ | 13B1X00306G00567 | 田島式 エレバ・ラスパ | I | 53 |
| 03-001-61 | 4946329046625 | 田島式 オステオーム 10mm | 13B1X00306G00514 | 田島式 オステオーム | I | 53 |
| 03-001-62 | 4946329046632 | 田島式 オステオーム 5mm | 13B1X00306G00514 | 田島式 オステオーム | I | 53 |
| 03-001-63 | 4946329046649 | 田島式 平ノミ 4mm | 13B1X00306G00515 | 田島式 平ノミ | I | 53 |
| 03-001-64 | 4946329046656 | 田島式 丸ノミ 4mm | 13B1X00306G00516 | 田島式 丸ノミ | I | 53 |
| 03-001-65 | 4946329046663 | 田島式 ワイヤー結紮ボタン 小判形 | 13B1X00306G01285 | 田島式 ワイヤー結紮ボタン | I | 52 |
| 03-001-67 | 4946329046670 | ボーンレトラクター A | 13B1X00306G00547 | 田島式ボーンレトラクター | I | 53 |
| 03-001-68 | 4946329046687 | ボーンレトラクター B | 13B1X00306G00547 | 田島式ボーンレトラクター | I | 53 |
| 03-001-73 | 4946329046731 | 腕台 (ジュラルミン製) | 13B1X00306N10043 | 腕台 | I | 45 |
| 03-001-74 | 4946329046748 | 腕台 (アクリル板製) | 13B1X00306N10043 | 腕台 | I | 45 |
| 03-001-76 | 4946329319729 | 田島式エスマルヒゴムバンド 65 x1800 mm(スチレンゴム製) | 13B1X00306E10004 | エスマルヒゴムバンド | I | 44 |
| 03-001-81 | 4946329046755 | 田島キルシュナー0.7×100 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2,52 |
| 03-001-82 | 4946329046762 | 田島キルシュナー1.0×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2,52 |
| 03-001-83 | 4946329046779 | 田島キルシュナー1.2×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2,52 |
| 03-001-84 | 4946329046786 | 田島キルシュナー1.5×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2,52 |
| 03-001-85 | 4946329088946 | 田島キルシュナー1.4×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-86 | 4946329088953 | 田島キルシュナー1.6×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-87 | 4946329088960 | 田島キルシュナー1.8×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-88 | 4946329088977 | 田島キルシュナー2.0×120 10本 | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-91 | 4946329088984 | 田島キルシュナー鋼線 片穴 0.7X100 (10入) | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-92 | 4946329088991 | 田島キルシュナー鋼線 片穴 0.8X100 (10入) | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-93 | 4946329089004 | 田島キルシュナー鋼線 片穴 1.0X120 (10入) | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-94 | 4946329089011 | 田島キルシュナー鋼線 片穴 1.2X120 (10入) | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-001-95 | 4946329089028 | 田島キルシュナー鋼線 片穴 1.4X120 (10入) | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 03-001-96 | 4946329089035 | 田島キルシュナー鋼線 片穴 1.5X120 (10入) | 14600BZZ00232000 | キルシュナー鋼線 | Ⅲ | 2 |
| 03-002-01 | 4946329046816 | スティーブン型微小剪刀 (直) | 13B1X00306G00129 | スティーブン型微小剪刀 | I | 58 |
| 03-002-02 | 4946329046823 | スティーブン型微小剪刀 (反) | 13B1X00306G00129 | スティーブン型微小剪刀 | I | 58 |
| 03-002-03 | 4946329046830 | 腱誘導鉗子 カバー付き | 13B1X00306G00398 | 腱誘導鉗子 カバー付き | I | 51 |
| 03-002-04 | 4946329046847 | ナイロンハンマー 極小 | 13B1X00306H00016 | ナイロンハンマー | I | 54 |
| 03-002-05 | 4946329046854 | 生田式両頭鋭匙 大 | 13B1X00306G00242 | 両頭鋭匙 | I | 54 |
| 03-002-06 | 4946329046861 | 生田式両頭鋭匙 小 | 13B1X00306G00242 | 両頭鋭匙 | I | 54 |
| 03-002-07 | 4946329046878 | 生田式指骨用骨のみ 刃巾 2mm | 13B1X00306G00517 | 生田式指骨用骨のみ | I | 54 |
| 03-002-08 | 4946329046885 | 生田式指骨用骨のみ 刃巾 4mm | 13B1X00306G00517 | 生田式指骨用骨のみ | I | 54 |
| 03-002-09 | 4946329046892 | 生田式指骨用骨のみ 刃巾 6mm | 13B1X00306G00517 | 生田式指骨用骨のみ | I | 54 |
| 03-002-10 | 4946329046908 | 生田式指骨用骨のみ 刃巾 10mm | 13B1X00306G00517 | 生田式指骨用骨のみ | I | 54 |
| 03-002-11 | 4946329046915 | 生田式指骨用きり | 13B1X00306G01104 | 生田式指骨用きり | I | 53 |
| 03-002-12 | 4946329046922 | エレバ・ラスパトリウム 小 | 13B1X00306G00548 | エレバ・ラスパトリウム | I | 53 |
| 03-002-13 | 4946329046939 | エレパトリウム (3mm・5mm) | 13B1X00306G00549 | エレパトリウム | I | 53 |
| 03-002-14 | 4946329046946 | 形成鑷子 小 | 13B1X00306G01398 | 形成鑷子 | I | 47 |
| 03-002-15 | 4946329046953 | 形成剪刀 | 13B1X00306G00130 | 形成剪刀 | I | 58 |
| 03-002-16 | 4946329046960 | ワイヤー・糸結紮ボタン 微小タイプ | 13B1X00306G01285 | 田島式 ワイヤー結紮ボタン | I | 52 |
| 03-010-01 | 4946329046991 | 宮本氏扁平鉤 大 | 13B1X00306H00062 | 宮本氏扁平鉤 | I | 53 |
| 03-010-02 | 4946329047004 | 宮本氏扁平鉤 小 | 13B1X00306H00062 | 宮本氏扁平鉤 | I | 53 |
| 03-027-51 | 4946329369335 | 微小血管縫合用手術器械基本セットケースⅡ | - | - | - | 55 |
| 03-028-01 | 4946329047042 | 微小血管縫合用血管固定鉗子 A | 13B1X00306G00399 | 微小血管縫合用血管固定鉗子 | I | 56 |
| 03-028-02 | 4946329047059 | 微小血管縫合用血管固定鉗子 B | 13B1X00306G00399 | 微小血管縫合用血管固定鉗子 | I | 55 |
| 03-028-17 | 4946329047080 | 指骨形成用骨鉗子 | 13B1X00306G00364 | 指骨形成用骨鉗子 | I | 54 |
| 03-028-18 | 4946329047097 | 微小骨鋼線刺入子 (ピンバイス) | 13B1X00306G00767 | 微小骨鋼線刺入子 (ピンバイス) | I | 52 |
| 03-028-28 | 4946329047110 | 指骨把持鉗子 大 | 13B1X00306H00064 | 指骨把持鉗子 | I | 54 |
| 03-028-29 | 4946329047127 | 指骨把持鉗子 小 | 13B1X00306H00064 | 指骨把持鉗子 | I | 54 |
| 03-028-35 | 4946329047141 | 微小血管縫合用血管固定鉗子 | 13B1X00306G00399 | 微小血管縫合用血管固定鉗子 | I | 55 |
| 03-028-60 | 4946329047219 | 生田微小手術器械セット (ステンレス鋼) | - | - | - | 55 |
| 03-028-64 | 4946329047226 | 生田微小外科硬性持針器 N 15cm | 13B1X00306G00068 | 微小用硬性持針器 (ステンレス製) | I | 56 |
| 03-028-68 | 4946329047233 | 生田微小外科組織剪刀 T 16cm | 13B1X00306G00131 | 微小用組織剪刀 | I | 57 |
| 03-028-69 | 4946329047240 | 生田微小外科糸切剪刀 S 16cm | 13B1X00306G00132 | 微小用糸切剪刀 | I | 57 |
| 03-028-70 | 4946329047257 | 生田微小外科有鉤鑷子 H 12cm | 13B1X00306G00188 | 微小用有鉤鑷子 | I | 56 |
| 03-028-71 | 4946329047264 | 生田式微小外科用鑷子 M 12cm | 13B1X00306G00189 | 微小用鑷子 | I | 56 |
| 03-028-72 | 4946329047271 | 生田式微小外科用鑷子 U 12cm | 13B1X00306G00189 | 微小用鑷子 | I | 57 |
| 03-028-73 | 4946329047288 | 生田式微小外科用開大鑷子 D 12cm | 13B1X00306G00190 | 微小用開大鑷子 | I | 57 |
| 03-029-60 | 4946329047301 | 生田式微小外科用手術器械セット チタン製 | - | - | - | 55 |
| 03-029-61 | 4946329047318 | 生田微小血管固定鉗子 Ti製 CT | 13B1X00306G00400 | 微小血管縫合用血管固定鉗子チタン製 | I | 56 |
| 03-029-64 | 4946329047325 | 生田微小外科硬性持針器 チタン製 N 15cm | 13B1X00306G00069 | 微小用硬性持針器 (チタン製) | I | 56 |
| 03-029-68 | 4946329047332 | 微小用組織剪刀 (チタン製) | 13B1X00306G01382 | 微小用組織剪刀 (チタン製) | I | 57 |
| 03-029-69 | 4946329047349 | 微小用糸切剪刀 (チタン製) | 13B1X00306G01383 | 微小用糸切剪刀 (チタン製) | I | 57 |

| 商品コード | JANコード | 商品名 | 製造販売届出番号/承認番号 | 販売名 | クラス 分類 | 掲載 ページ |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 03-029-70 | 4946329047356 | 生田式微小外科用有鉤鑷子 チタン製 H 12cm | 13B1X00306G00191 | 微小用有鉤鑷子 (チタン製) | I | 56 |
| 03-029-71 | 4946329047363 | 生田式微小外科用鑷子 チタン製 M 12cm | 13B1X00306G00192 | 微小用鑷子 (チタン製) | I | 56 |
| 03-029-72 | 4946329047370 | 生田式微小外科用鑷子 チタン製 U 12cm | 13B1X00306G00192 | 微小用鑷子 (チタン製) | I | 57 |
| 03-029-73 | 4946329047387 | 生田式微小外科用開大鑷子 チタン製 D 12cm | 13B1X00306G00193 | 微小用開大鑷子 (チタン製) | I | 57 |
| 03-029-95 | 4946329047394 | 生田微小外科血管固定鉗子 Ti製 CL | 13B1X00306G00400 | 微小血管縫合用血管固定鉗子チタン製 | I | 55 |
| 03-050-27 | 4946329047578 | 新大指骨 骨把持鉗子 A 10cm | 13B1X00306G00786 | 新大指骨 骨把持鉗子 | I | 54 |
| 03-050-28 | 4946329047585 | 新大指骨 骨把持鉗子 B 12cm | 13B1X00306G00786 | 新大指骨 骨把持鉗子 | I | 54 |
| 03-050-29 | 4946329047592 | 新大指骨 骨把持鉗子 C 12cm | 13B1X00306G00786 | 新大指骨 骨把持鉗子 | I | 54 |
| 03-050-30 | 4946329047608 | 新大指骨 骨把持鉗子 D 12cm | 13B1X00306G00786 | 新大指骨 骨把持鉗子 | I | 54 |
| 04-001-05 | 4946329048032 | グレフェー型鑷子 12cm | 13B1X00306G00194 | グレフェー型鑷子 | I | 47 |
| 04-001-06 | 4946329048049 | アドソン型鑷子 無鉤 | 13B1X00306G01396 | アドソン型鑷子 | I | 47 |
| 04-001-07 | 4946329048056 | アドソン型鑷子 有鉤 | 13B1X00306G01396 | アドソン型鑷子 | I | 47 |
| 04-001-08 | 4946329048063 | マカンド型鑷子 (止血鑷子) 無鉤 15cm | 13B1X00306G00229 | マカンド型鑷子 | I | 47 |
| 04-001-09 | 4946329048070 | マカンド型鑷子 (止血鑷子) 有鉤 15cm | 13B1X00306G00229 | マカンド型鑷子 | I | 47 |
| 04-001-10 | 4946329048087 | 単鉤 16cm | 13B1X00306H00018 | 単鉤 | I | 49 |
| 04-001-11 | 4946329048094 | 双鉤 16cm | 13B1X00306H00065 | 双鉤 | I | 49 |
| 04-001-12 | 4946329048100 | 筋鉤 4×15mm 16cm | 13B1X00306H00066 | 筋鉤 | I | 49 |
| 04-001-13 | 4946329048117 | 両尖剪刀 直 10.5cm | 13B1X00306G00133 | 両尖剪刀 | I | 59 |
| 04-001-14 | 4946329048124 | 両尖剪刀 反 10.5cm | 13B1X00306G00133 | 両尖剪刀 | I | 59 |
| 04-001-15 | 4946329048131 | 小形成剪刀 直10cm | 13B1X00306G00134 | 小形成剪刀 | I | 59 |
| 04-001-16 | 4946329048148 | 小形成剪刀 反10cm | 13B1X00306G00134 | 小形成剪刀 | I | 59 |
| 04-001-28 | 4946329048162 | 15cm物差 (ステンレス) | - | - | - | 58 |
| 04-001-30 | 4946329048179 | 形成抜糸剪刀 11.5cm | 13B1X00306G00135 | 形成抜糸剪刀 | I | 58 |
| 04-008-00 | 4946329048209 | 超硬付鑷子 17.5cm | 13B1X00306G00197 | 超硬付鑷子 | I | 47 |
| 04-009-00 | 4946329048216 | 超硬付鑷子 20.0cm | 13B1X00306G00197 | 超硬付鑷子 | I | 47 |
| 05-005-00 | 4946329176186 | 包帯剪刀 | 13B1X00306G10274 | 包帯剪刀 | I | 60 |
| 05-010-01 | 4946329048278 | ヘルグマン氏ギプス剪刀 大 23cm | 13B1X00306G00496 | ヘルグマン氏ギプス剪刀 | I | 60 |
| 05-010-02 | 4946329048285 | ヘルグマン氏ギプス剪刀 小 20cm | 13B1X00306G00496 | ヘルグマン氏ギプス剪刀 | I | 60 |
| 05-013-00 | 4946329048308 | 三弁式ギプス開排器 | 13B1X00306H00020 | 三弁式ギプス開排器 | I | 60 |
| 06-796-00 | 4946329051575 | メーヨー・ヘガール型持針器 12.5cm 超硬チップ付 | 13B1X00306G00072 | メーヨー・ヘガール型持針器 | I | 46 |
| 06-797-00 | 4946329051582 | メーヨー・ヘガール型持針器 14cm 超硬チップ付 | 13B1X00306G00072 | メーヨー・ヘガール型持針器 | I | 46 |
| 09-042-00 | 4946329075083 | 外科手術剪刀 反型 両鈍 140mm | 13B1X00306G00161 | 外科手術剪刀 | I | 48 |
| 09-060-00 | 4946329075137 | メーヨー式剪刀 直型 14cm 螺子止 | 13B1X00306G00163 | メーヨー式剪刀 | I | 59 |
| 09-063-00 | 4946329075168 | メーヨー式剪刀 反型 14cm 螺子止 | 13B1X00306G00163 | メーヨー式剪刀 | I | 59 |
| 09-070-00 | 4946329075205 | メツェンバウム剪刀 直16cm螺子止 | 13B1X00306H00036 | メツェンバウム剪刀 | I | 59 |
| 09-080-00 | 4946329075267 | メツェンバウム剪刀 反16cm螺子止 | 13B1X00306H00036 | メツェンバウム剪刀 | I | 59 |
| 09-230-01 | 4946329077452 | 微小血管モスキート鉗子 無鉤 直B/L | 13B1X00306G00446 | 微小血管用モスキート鉗子 | I | 46 |
| 09-230-02 | 4946329077469 | 微小血管モスキート鉗子 無鉤 反B/L | 13B1X00306G00446 | 微小血管用モスキート鉗子 | I | 46 |
| 09-230-03 | 4946329077476 | 幼小児モスキート鉗子 無鉤 直B/L | 13B1X00306G00447 | 幼小児用モスキート鉗子 | I | 46 |
| 09-230-04 | 4946329077483 | 幼小児モスキート鉗子 無鉤 反B/L | 13B1X00306G00447 | 幼小児用モスキート鉗子 | I | 46 |

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。