


開発協力


動物整形外科病院  
樋口 雅仁 先生



## キルシュナー鋼線を狙った位置に刺入！ 動物用 C型エイミングデバイス



φ1.0、φ1.25、φ1.5の  
3種類の内スリーブを附属。



最小6mm～最大38mmまでの骨幅に対応。



リリースボタンと本体横のスリットにより、  
キルシュナー鋼線刺入後の本体の取り外しが容易。



刺入後のキルシュナー鋼線

商品コード	JANコード	商品名	仕様	価格
51-536-00	4580654335247	動物用 C型エイミングデバイス	内スリーブ3種付	140,000

動物用一般医療機器	一般的名称	骨接合用又は骨手術用機械器具	届出番号:6動薬第286号
	販売名	動物用 C型エイミングデバイス	

製造販売業者:株式会社マイステック 販売元:ミズホ株式会社

**ミズホ株式会社**  
<https://www.mizuho.co.jp>



注意

- 事前に注意事項等情報をよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番地13号  
動物医療課 専用TEL ☎ **0120-88-7554**  
専用FAX ☎ **0120-78-7554**  
E-mail [v@mizuho.co.jp](mailto:v@mizuho.co.jp)

<https://mizuho.co.jp>

