



開発協力

動物整形外科病院
樋口 雅仁 先生




極小サイズのプレートベンディング用に開発された
ハンドベンディングプライヤー

動物用 ミニサイズプレートベンダー



ミニサイズプレートの細やかな
ベンディングに対応。



プレートの3次元的なベンディングにも対応。
先端部に備えた2種類のスリット機構により、それぞれ異なる曲げ角に調整可能。



オールステンレス製で高圧蒸気滅菌対応。

商品コード	JANコード	商品名	仕様	価格
51-535-00	4580654335254	動物用 ミニサイズプレートベンダー	全長22cm	100,000

動物用一般医療機器	一般名称	骨接合用又は骨手術用機械器具	届出番号:6動薬第285号
	販売名	動物用 ミニサイズプレートベンダー	

製造販売業者:株式会社マイステック 販売元:ミズホ株式会社

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番地13号

動物医療課 専用TEL ☎ 0120-88-7554

専用FAX ☎ 0120-78-7554

E-mail v@mizuho.co.jp



注意

- 事前に注意事項等情報をよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.co.jp>

