



開発協力

動物整形外科病院
樋口 雅仁 先生



新たに4種類のサイズバリエーションを追加!

Toy Cuttable Plate System

- 1.2mm厚のバリエーションを追加
- 4.0mmホールピッチのバリエーションを追加

★…新規ラインナップ製品

	商品コード	JANコード	商品名	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	使用スクリュー	価 格
★	51-216-21	4946329414295	動物用 トイ・カッタブルプレート1.1 75.5×3.0×0.9mm P4.0	19	75.5	4.0	3.0	0.9	M1.1/M1.3十字	12,000
★	51-216-22	4946329414301	動物用 トイ・カッタブルプレート1.3 75.5×3.5×1.0mm P4.0	19	75.5	4.0	3.5	1.0	M1.3十字	12,000
★	51-216-23	4946329414318	動物用 トイ・カッタブルプレート1.3 75.5×3.5×1.2mm P4.0	19	75.5	4.0	3.5	1.2	M1.3十字	12,000
★	51-216-03	4946329414356	動物用 トイ・カッタブルプレート1.3 75.0×3.5×1.2mm P5.0	15	75.0	5.0	3.5	1.2	M1.3十字	12,000
	51-216-01	4946329276534	動物用 トイ・カッタブルプレート1.1 75.0×3.0×0.9mm P5.0	15	75.0	5.0	3.0	0.9	M1.1/M1.3十字	12,000
	51-216-02	4946329276541	動物用 トイ・カッタブルプレート1.3 75.0×3.5×1.0mm P5.0	15	75.0	5.0	3.5	1.0	M1.3十字	12,000

動物用管理医療機器	一般的名称	骨接合用品	製造販売承認番号:27動薬1404号
	販 売 名	トイ・カッタブルプレートシステム	

製造販売業者:ミズホ株式会社

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>



注意

- 事前に注意事項等情報をよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番地13号

動物医療課 専用TEL ☎ 0120-88-7554

専用FAX ☎ 0120-78-7554

E-mail v@mizuho.co.jp

<https://mizuho.co.jp>

